

- Ultraschall ist für das menschliche Auge unsichtbar.
- Um die Vibration mittels Wassertropfen sichtbar zu machen, befolgen Sie bitte folgende Schritte:
 1. Schalten Sie Ihren SQOOM an.
 2. Wählen Sie ein beliebiges Programm.
 3. Geben Sie einen Tropfen Wasser auf den Schallkopf.
 4. Halten Sie den SQOOM an den beiden Kontaktgriffen.
 5. Führen Sie einen Finger der anderen Hand an den Schallkopf.
 6. Als Resultat sehen Sie, wie sich das Wasser auf dem Kopf bewegt.

