

Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise umfassen die Bereiche Gefahr, Warnung, Vorsicht und Achtung und weisen auf mögliche Gefährdungen bei Missachtung hin. Deshalb sind diese Anweisungen genauestens zu beachten.

	GEFAHR: (Bezieht sich auf) Sicher eintretende schwere Unfälle durch unsachgemäße Anwendung des Geräts
	WARNUNG: (Bezieht sich auf) Mögliche schwere Unfälle durch unsachgemäße Anwendung dieses Geräts
	VORSICHT: (Bezieht sich auf) Mögliche Personen- oder Sachschäden durch unsachgemäße Anwendung dieses Geräts

WARNUNG: Potenzielle Risiken der Anwendung des Produkts in einer unsicheren Umgebung

Dieses Kosmetikgerät mit HF-Technik sollte aufgrund der Verletzungsgefahr in einem sicheren Innenbereich verwendet werden, der trocken und frei von ätzenden Gasen oder starker direkter Sonneneinstrahlung ist.

- Bitte verwenden, laden oder lagern Sie das Produkt nicht an ungeeigneten Orten, an denen es z. B. starken elektromagnetischen Feldern, Staub, Öl- oder Wasserdampf, hohen Temperaturunterschieden (durch Klimaanlage, Heizungen usw.) ausgesetzt ist, oder im Freien.
- Bitte verwenden, laden oder lagern Sie das Produkt nicht an Orten, die anfällig für Schwingungen, Kippbewegungen, Stöße oder Instabilitäten sind, da Sturz- und Schlägeinwirkungen vermieden werden müssen.
- Setzen Sie das Gerät keiner übermäßig feuchten Umgebung aus, da sie Stromverlust oder gar Ausfälle hervorrufen kann.
- Setzen Sie das Hauptgerät zudem keiner korrosiven Umgebung aus, da dies zum Einrosten, zur Unlesbarkeit der Anzeige und zur Kontamination der Elektrodenspitze führen kann.
- Bitte halten Sie das Gerät bei der Anwendung und Lagerung von Verschmutzung und Abfall fern.

WARNUNG: Mögliche Risiken durch bakterielle Infektionen

- Das Gerät ist für den persönlichen Gebrauch bestimmt, daher sollten Sie es nicht mit anderen Personen teilen. Falls es doch von mehr als einer Person verwendet werden soll, reinigen und desinfizieren Sie die Elektrodenspitze bitte vor dem Gebrauch, Andernfalls kann das Gerät eine Kreuzkontamination verursachen.

WARNUNG: Biologische Risiken

- Falls Sie in der Vergangenheit allergisch auf das Gerät reagiert haben, meiden Sie bitte den direkten Kontakt und verwenden es nicht mehr. Suchen Sie außerdem ärztliche Hilfe auf, falls bei Kontakt eine allergische Reaktion auftritt.



WARNUNG: Potenzielle Risiken des Eindringens von Flüssigkeiten

- Das Gerät ist für den Dauerbetrieb ausgelegt. Achten Sie deshalb darauf, dass es nicht mit Wasser in Berührung kommt. Bitte achten Sie zudem darauf, dass keine Flüssigkeit in das Hauptgerät eindringt und dass kein Teil des Geräts in Flüssigkeit getaucht wird. Andernfalls kann es zu einem Kurzschluss kommen.
- Bitte verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Duschen, Badewannen, Waschbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern. Bitte achten Sie darauf, dass Gerät und Netzteil immer trocken bleiben.



WARNUNG: Potenzielle Brandgefahr

- Halten Sie das Gerät bitte von brennbaren Materialien und Feuerquellen fern.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von explosiven und entflammablen Stoffen wie Alkohol, Verdünnungsmitteln, Benzin, Nagellackentfernern oder Sprays.
- Bitte verwenden Sie dieses Gerät nicht zusammen mit brennbaren Kosmetika.
- Bitte lagern, laden oder verwenden Sie das Produkt nicht an heißen Stellen, z. B. in der prallen Sonne, an offenem Feuer oder Heizkörpern. Achten Sie auch darauf, das Gerät nicht in der Nähe von Heizgeräten wie Öfen abzulegen.
- Bitte legen Sie die Elektrodenspitze nicht direkt auf brennbare Materialien, damit sie keinen Kurzschluss verursacht und keinen Brand auslöst.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer sauerstoffangereicherten Atmosphäre, da dies die Brand- oder Explosionsgefahr wesentlich erhöht.



WARNUNG: Mögliche Risiken durch falsche Parametrierung

- Wenden Sie dieses Gerät nicht auf die Lider an, es besteht Verletzungsgefahr durch übermäßige Energieabgabe.



WARNUNG: Mögliche Risiken bei unsachgemäßer Anwendung

- Bitte vergewissern Sie sich bei der Anwendung, dass alle funktionalen Komponenten intakt und vollzählig vorhanden sind, damit das Gerät unter maximaler Sicherheit eine höhere kosmetische Wirkkraft erzielt.
- Personen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen bzw. Behinderungen oder mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen bei der Anwendung, Reinigung und Wartung des Geräts sollten das Gerät nur unter Anleitung und Aufsicht ihres Betreuers bedienen.
- Sehen Sie nicht direkt in die LED. Verbrennungen der Netzhaut können die Folge sein.
- Bitte lassen Sie das Gerät nach dem Einschalten nicht unbeaufsichtigt und schalten Sie es nach Gebrauch zeitnah aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zu häufig und nicht regelmäßig in Kombination mit ähnlichen Geräten (z. B. in Schönheits- und Wellness-Einrichtungen).
- Bitte wenden Sie das Geräte nicht bei Haustieren an. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Bitte bedienen Sie dieses Gerät nicht in unangemessener Weise und nur für die in der Gebrauchsanweisung angegebenen Zwecke. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Verwenden Sie das Gerät nicht gleichzeitig mit anderen elektrischen Geräten (einschließlich anderen Kosmetikgeräten, Heizdecken und elektrischen Heiztischen), sobald der Strom eingeschaltet ist.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht mit anderen elektrischen Geräten in Berührung kommt, wenn es eingeschaltet ist. Berühren Sie außerdem die Elektrodenspitze nicht mit Metallgegenständen.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nicht unter Kleidung/Stoff.
- Entfernen Sie unbedingt Ihr Make-up, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Wickeln Sie das Hauptgerät nicht mit Bettwäsche, Decken, Handtüchern o. Ä. ein.
- Nach dem Auspacken sollten Sie den Plastikbeutel ordnungsgemäß aufbewahren oder entsorgen, um zu verhindern, dass Kinder damit spielen und daran ersticken.
- Bewahren Sie das Gerät während der Lagerung und Anwendung außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Menschen mit psychischen Erkrankungen auf.
- Bitte verwenden Sie die Elektrode nicht im Brustbereich, da dies das Risiko von Herzflimmern erhöhen kann.

! WARNUNG: Mögliche Risiken bei unsachgemäßer Anwendung

- Sämtliche Veränderungen am Gerät, die dessen Funktionsfähigkeit beeinträchtigen, wie z. B. das Zerlegen, Reparieren und Nachrüsten des Hauptgeräts, sind nicht gestattet. Nur zugelassenes, vom Hersteller empfohlenes Personal darf diese Veränderungen vornehmen.
- Sollte die Haut bei der Anwendung zu warm werden oder eine andere ungewöhnliche Veränderung auftreten, wenden Sie sich bitte sofort an den Lieferanten oder Ihren Arzt und passen Sie den Modus gemäß den ärztlichen Anweisungen an.

! WARNUNG: Mögliche Risiken durch die Stromversorgung

- Versuchen Sie nicht, Hauptgerät, Netzteil oder Netzkabel selbst zu zerlegen, zu modifizieren, zu reparieren oder auszubessern. Außerdem darf das Netzkabel nicht geknickt, verdreht oder gezogen werden.
- Das Gerät nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit verwenden, aufladen oder aufbewahren, wie z. B. in der Nähe von Wasser, im Badezimmer oder am Waschbecken. Halten Sie außerdem Hauptgerät, Netzteil und Netzkabel von Wasser fern.
- Bitte verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil/-kabel. Kontrollieren Sie vor der Anwendung, ob der mitgelieferte Stecker Ihren landesspezifischen Steckdosen entspricht.
- Falls die Stromversorgung instabil ist und außerhalb des angegebenen Spannungsbereichs liegt, installieren Sie bitte einen Spannungsregler, bevor Sie das Gerät verwenden. Andernfalls wird die kosmetische Wirkung beeinträchtigt.
- Schalten Sie das Gerät nicht in Reihe oder parallel zu anderen Geräten. Wenn der Nennbereich durch eine mehrkanalige Parallelschaltung überschritten wird, kann es zu einem Brand kommen.
- Ziehen Sie unbedingt das Netzteil aus der Steckdose, falls der Strom während der Anwendung ausfällt.
- Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil des Herstellers. Die Verwendung eines Netzteils, das die Anforderungen nicht erfüllt, kann Schäden am Hauptgerät verursachen.

! WARNUNG: Mögliche Risiken eines Stromschlags

- Bitte verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Kontaktlinsen oder Metallschmuck wie Brillen, Halsketten, Ohrringe, Uhren und Ringe tragen.
- Öffnen Sie das Gehäuse des Hauptgeräts nicht. Es besteht Stromschlaggefahr.
- Halten Sie Gerät und Netzteil trocken und fassen Sie das Netzteil nicht mit nassen Händen an.
- Wenn der Netzstecker an einer Steckdose eingesteckt ist und Stecker oder Netzkabel beschädigt oder lose sind, dürfen Sie das Gerät nicht benutzen.
- Ziehen Sie den Netzstecker nach dem Gebrauch aus der Steckdose, aber nicht am Kabel. Bitte stecken Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen ein oder aus, da Sie sich sonst der Gefahr eines Stromschlags aussetzen.
- Bitte ersetzen oder verändern Sie das mitgelieferte Netzteil nicht, da es auf seine Normgerechtigkeit geprüft wurde. Ein nicht zugelassenes Netzteil kann die Sicherheit des Geräts gefährden und zu Sicherheitsrisiken führen, wie z. B. Stromschlag, Überhitzung und Kurzschluss. Fordern Sie im Falle eines Defekts des Netzteils bei Hersteller oder Händler Ersatz an.



WARNUNG: Risiken im häuslichen Umfeld

- Das Gerät ist für die Anwendung im Heimgebrauch bestimmt. Bitte verwenden Sie dieses Gerät nicht mit Hochfrequenz-Elektrotomen, Mikrowellen-, Kurzwellen- oder HF-Geräten sowie anderen stark magnetischen Geräten, die das Produkt in Brand setzen oder beschädigen könnten. Außerdem dürfen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Kurzwellen- oder Mikrowellen-Kosmetikgeräten (z. B. 1 m) verwenden, da diese eine instabile Mikrostromabgabe anregen können.
- Bitte bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kinder können beim Spielen einen elektrischen Schlag bekommen, kleine Teile verschlucken oder das Produkt beschädigen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen, da aufgrund des langen Netzkabels Erstickungsgefahr droht.
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker (dadurch wird der elektrische Kontakt unterbrochen). Ziehen Sie den Stecker nicht mit Gewalt heraus, da sonst das Netzkabel beschädigt werden oder reißen kann.



VORSICHT: Durch unsachgemäße Lagerung bedingte Risiken

Eine ordnungsgemäße Lagerung ist für die normale Anwendung von Kosmetikgeräten mit HF-Technik sehr wichtig. Daher sollte das Gerät auf einer sicheren Oberfläche abgelegt werden, und es sollte auf den Schutz der Elektrodenspitze geachtet werden.

- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, prüfen Sie bitte vor der Wiederinbetriebnahme, ob es normal gestartet werden kann.
- Bitte bewahren Sie Hauptgerät und Netzteil außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Achten Sie darauf, dass Sie keine schweren Gegenstände auf das Hauptgerät legen oder mit Gewalt darauf drücken.
- Legen Sie das Gerät nicht in einen Mikrowellenherd oder einen Hochdruckbehälter.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über einen längeren Zeitraum abgeschlossen bleibt. Ziehen Sie nach der Anwendung des Hauptgeräts bei Wartungsarbeiten am Hauptgerät oder im Falle eines Gewitters oder Erdbebens immer den Netzstecker.
- Bitte prüfen Sie vor der Anwendung, ob die Elektrodenspitze verformt, gerissen oder beschädigt ist. Sollte dies der Fall sein, setzen Sie das Gerät bitte nicht in Betrieb.
- Legen Sie ein Kosmetikgerät mit HF-Technik nicht in einen gefüllten Tank.
- Wenn das Gerät gerade nicht benutzt wird, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Es besteht Würge- oder Stolpergefahr.



VORSICHT: Transportbedingte Risiken

- Bei Transporten sollten Sie das Gerät nicht mit schweren Gegenständen belasten und Erschütterungen vermeiden. Andernfalls kann es zu einem Ausfall des Hauptgeräts kommen.
- Bitte gehen Sie mit dem Gerät vorsichtig um und schützen Sie es vor Regen. Andernfalls könnte es zu Störungen und Unfällen kommen.



VORSICHT: Risiko einer Verkürzung der Nutzungsdauer des Geräts

- Bitte verwenden Sie weder Benzin, Nagellackentferner, Verdünnungsmittel, Dieselöl noch andere Lösungsmittel zum Reinigen des Geräts.
- Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch zuerst aus, und entfernen Sie erst danach Schmutz oder etwaige Produktrückstände von Hautpflegeprodukten gemäß den Anweisungen.
- Schalten Sie das Kosmetikgerät nicht unnötig ein und aus. Bei Bedarf empfiehlt es sich, vor dem Wiedereinschalten das Gerät 3–5 Minuten ausgeschaltet zu lassen.
- Es wird empfohlen, eine Betriebszeit von 60 Minuten nicht zu überschreiten.

! WARNUNG

- Das Gerät darf nur für die in der Gebrauchsanweisung angegebenen Zwecke verwendet werden.
- Entsorgen Sie das Gerät nicht im Hausmüll. Beseitigen Sie es vorschriftsgemäß.

! Hinweise zur sicheren Anwendung

Bevor Sie Gerät und Gel bzw. Essenz zum ersten Mal verwenden, führen Sie zuerst einen Hautverträglichkeitstest durch. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

i) Reinigen Sie die Innenseite Ihres Arms mit dem Reinigungsprodukt und trocknen Sie die Haut mit einem Handtuch ab.

ii) Tragen Sie eine ausreichende Menge Gel oder Essenz auf die Innenseite Ihres Arms auf und lassen Sie das Gerät dann 3 Minuten im V-MAX-Modus über die Haut gleiten.

Sie sollten das Gerät nur dann verwenden, wenn innerhalb von 5 Minuten im Testbereich keine Hautreizungen auftreten, z. B. eine anhaltende Rötung oder ein Brennen. Wenn Sie innerhalb von 24 Stunden vor oder nach dem Test Hautausschlag, Juckreiz oder andere Anomalien feststellen, brechen Sie bitte den Test ab und verwenden Sie dieses Produkt nicht!

- Bitte passen Sie Stufe und Modus an Ihre Haut an. Wenn sich die Haut noch nicht daran gewöhnt hat oder Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, sollten Sie es zunächst auf niedriger Stufe anwenden. Achten Sie außerdem darauf, dass die Dauer seiner Anwendung im V-MAX-Modus 6 Minuten, im FACE-Modus 10 Minuten und im EYE-Modus 4 Minuten nicht übersteigen sollte.

- Achten Sie darauf, dass das Gerät über die Haut gleitet und nicht wiederholt einen längeren Zeitraum auf derselben Stelle verweilt.

- Tragen Sie stets ausreichend Gel oder Essenz auf, damit die Elektrodenspitze sanft über die Haut gleiten kann.

- Wenn Sie ein Kribbeln in der Haut zu spüren beginnen, verringern Sie die Intensitätsstufe oder versetzen Sie das Gerät an eine andere Stelle.

- Der Verträglichkeitstest sollte mindestens 24 Stunden vor der tatsächlichen Anwendung des Geräts an derselben Stelle durchgeführt werden.

- Benutzen Sie das Gerät nur mit Spezialgel bzw. -essenz.

- Verwenden Sie das Gerät bei der Gesichtspflege nicht an den in der Abbildung ausschattierten Bereichen:



i) innerhalb der Augenhöhle wie z. B. am oberen Augenlid, den Augäpfeln o. Ä.,

ii) auf den Lippen (einschließlich Ober- und Unterlippen) oder im Mund.

Kontraindikationen

- Säuglinge, Kinder unter 18 Jahren, Jugendliche und Frauen während der Menstruation, Stillzeit und Schwangerschaft.
- Folgende Patientengruppen mit tragbaren medizinischen Geräten oder Implantaten sollten dieses Medizinprodukt auf keinen Fall verwenden, da es dabei zu einem Ausfall kommen kann.
- Auch sollten Personen, die im Rahmen eines Schönheitschirurgischen Eingriffs derzeit oder im vergangenen Jahr Botulinumtoxin-Injektionen oder Silikon-, Kollagen-, Fett- oder Einspritzungen von synthetischen Materialien oder Implantate diverser Art erhalten haben oder noch erhalten, von der Anwendung dieses Geräts Abstand nehmen. Betroffen sind dabei:
 - i) Personen, die zu medizinischen Zwecken elektronische Medizinprodukte wie Herzschrittmacher oder interne Defibrillatoren implantiert bekommen haben;
 - ii) Personen, die Medizinprodukte zur Lebenserhaltung benutzen, wie z. B. künstliche Herz-Lungen-Maschinen;
 - iii) Personen, die tragbare elektrische Medizinprodukte wie Infusionssets und Elektrokardiographen verwenden;
 - iv) Personen mit Metallimplantaten (z. B. Metallklammern und Zahnprothesen) und aktiven Implantaten zur Aufrechterhaltung von Körperfunktionen.
- Dazu kommen Personen mit einer der folgenden Erkrankungen, die dieses Gerät ebenfalls nicht verwenden sollten:
 - i) Patienten mit Herzfunktionsstörungen, Herzerkrankungen oder einer Tendenz zu Herzfunktionsstörungen;
 - ii) Personen, die ihr Bewusstsein nicht artikulieren oder Temperatur und Stimulation nicht wahrnehmen können;
 - iii) Patienten mit Autoimmunerkrankungen, AIDS, Hepatitis C, Syphilis oder Patienten, die immunsuppressive Medikamente einnehmen;
 - iv) Personen mit kollagenen Gefäßerkrankungen;
 - v) Personen mit Dermatoze, vererbter Dermatitis, allergischer Dermatitis, Vernarbungen oder empfindlicher und brüchiger Haut;
 - vi) Personen, bei denen ein aktiver bösartiger Tumor oder innerhalb der vergangenen fünf Jahre ein vorausgegangener bösartiger Tumor diagnostiziert wurde oder bei denen eine Krebserkrankung vorlag, die eine Lymphknotenbiopsie oder -dissektion erforderte;
 - vii) Personen mit einem offensichtlichen hormonellen Ungleichgewicht, Lymphadenopathie, Diabetes (Typ I oder II), Lupus, Porphyrie oder relevanten neurologischen Störungen (d. h. jegliche Krankheit, die nach Ansicht der Ärzte den Behandlungsprozess beeinträchtigen könnte);
 - viii) Personen, die 6 Monate vor oder parallel zur kosmetischen Behandlung eine systemische Glukokortikoidbehandlung erhalten haben;
 - ix) Personen, die im vergangenen Monat eine Gesichts- oder ähnliche Hautpflegebehandlung erhalten haben, was die Beurteilung der Ergebnisse beeinflussen könnte;
 - x) Patienten, die gegenwärtig oder im vergangenen Jahr an einem Blutungssyndrom leiden bzw. litten oder Isotretinoin, Alpha-Hydroxylsäure (AHA), Rhododendronsäure oder Salicylsäure (BHA) oral oder extern verabreicht bekommen;
 - xi) Patienten, die in den vorangehenden 7 Tagen Beruhigungsmittel, narkotische und/oder lokale Schmerzmittel eingenommen haben oder noch einnehmen;
 - xii) Patienten, die in den vorangehenden 7 Tagen Aspirin, Isotretinoin, Immunsuppressiva und/oder andere Medikamente eingenommen haben oder noch einnehmen;
 - xiii) Personen mit epileptischen Anfällen in ihrer Vorgeschichte sowie
 - xiv) Alkoholiker, Psychopathen und Drogenabhängige.
- Die Anwendung des Geräts an folgenden Stellen ist strengstens untersagt:
 - i) rund um das Herz, das Gesicht und die Halslymphde, den Adamsapfel, den Mund und die Lippen, die Schleimhäute, die Augäpfel und die oberen Augenlider, das Schambein, den Anus u. Ä.;
 - ii) auf ungewöhnlichen Hauterscheinungen im Gesicht, wie Ausschlag, Entzündungen, Ekzema, Rötungen, Juckreiz, Akne, Knoten, Eiterungen usw.;

- iii) auf Schnitten, Brandwunden, Schürfwunden, Blasen, Bruchverletzungen, Geschwüren und anderen Verletzungen im Gesicht;
- iv) auf Haut mit Melanose, erhabenen Muttermalen, virusbedingten Warzen oder pathologischer Pigmentierung im gewünschten Schönheitspflegebereich;
- v) auf Stellen, an denen gegenwärtig oder in den vergangenen 3 Monaten eine Radiofrequenztherapie, ein chirurgischer Eingriff, ein chemisches Tiefenpeeling oder eine Laser-Hautverjüngung durchgeführt wird bzw. wurde;
- vi) auf blutenden, geschwollenen oder verschorften Stellen nach kosmetischen Eingriffen und Hautbereichen, die noch nicht vollständig verheilt sind sowie
- vii) Stellen, an denen kürzlich Haare entfernt oder wegasiert wurden.
- viii) im Augenhöhlenbereich bei starker Fehlsichtigkeit (über -6 dpt).