



ALC%CONTROL

**EINFACH.
SICHER.
TÜV-GEPRÜFT.**

*SIMPLE. SAFE. TÜV-TESTED.
SIMPLE. SÛR. CERTIFIÉ TÜV.
EENVOUDIG. ZEKER. TÜV-GETEST.*



www.testme.de

START

Erst ca. 20 Minuten nach dem letzten Alkoholverzehr. Unmittelbar vor der Anwendung nicht rauchen, nicht essen!

Use approximately 20 minutes after your last alcoholic drink. No smoking or eating immediately before use!

À utiliser env. 20 minutes après le dernier verre d'alcool consommé. Ne pas fumer ni manger juste avant utilisation !

Pas ongeveer 20 minuten na de laatste alcoholconsumptie te gebruiken. Raak en eet niet direct vóór het gebruik!



2. BLOW

Tief Luft holen! Ca. 10 Sekunden (ohne viel Druck) in das Mundstück pusten. Vorgang wiederholen!

Take a deep breath! Blow into the mouth piece for approximately 10 seconds (not much pressure needed). Repeat!

Prenez une profonde inspiration ! Soufflez pendant env. 10 secondes (pas trop fort) dans l'embout puis renouveler l'opération.

Haal diep adem! Blaas ca. 10 seconden (zonder veel druk) in het mondstuk. Herhaal dit proces.



! ACHTUNG: Tritt die ausgetestete Luft nicht auf der anderen Seite aus oder erhitzen sich die Kristalle nicht, den Test wiederholen!

CAUTION: If exhaled air does not escape on the other end of the device or the crystals do not heat up, repeat the test!

ATTENTION : si l'air expiré ne parvient pas jusqu'à l'autre côté du dispositif ou si les cristaux ne chauffent pas, recommencez le test !

LET OP: Als de uitgaedemde lucht niet aan de andere kant uit het buisje komt of de kristallen niet opwarmen, herhaalt u de test!

SICHERHEITSHINWEISE:

Der Alkoholtester sollte nur einmal verwendet werden | bei min. -25°C bis max. +40°C gelagert werden | von Kindern ferngehalten werden | sicher und trocken aufbewahrt werden | nur gemäß der Bestimmungen gebraucht werden (Einzelteile können gesundheitsschädlich sein) | bei Bruch (Glas) nicht verwendet werden (Schmittgefahr)

HAFTUNGSFRAGEN:

Das Testergebnis kann nur als Orientierung für den Benutzer verwendet werden und ist kein rechtlicher Nachweis. Die Testperson ist für ihre Handlungen und Entscheidungen nach dem Alkoholtest selbst verantwortlich. Diese liegen nicht in der Verantwortung des Herstellers oder Händlers des Alkoholtesters.

Nach Gebrauch in der gelben Tonne entsorgen.

Mehr Informationen: www.testme.de

SAFETY WARNINGS:

The breathalyser should be used once only | stored at min. -25°C to max. +40°C | kept out of the reach of children | stored safely and kept dry | used only according to instructions (individual components can be damaging to your health) | discarded unused if broken (danger of cuts from glass)

LIABILITY QUESTIONS:

The test result can only be used as guidance by the user and is no legal evidence.

The user is solely responsible for actions or decisions after using the breathalyser. The manufacturer or merchant of the breathalyser are not liable. After use, discard in the yellow bin.

More informations: www.testme.de

1. PRESS

Kappen auf beiden Seiten zur Mitte drücken (siehe Markierung).

Press lids on both ends of the device simultaneously towards the centre (see labelling).

Appuyez sur les capuchons situés aux deux extrémités (référez-vous aux repères).

Druk de dopjes aan beide zijden naar het midden (zie markering).



3. READ

Testergebnis nach wenigen Sekunden an der Skala ablesen!

Your test result will show on the scale after a few seconds!

Le résultat de votre test s'affichera quelques secondes plus tard sur l'échelle graduée.

Lees het testresultaat na enkele seconden af op de schaal!



! ACHTUNG: Haben sich die weißen Kristalle verfärbt, so deutet die Testperson unter Alkoholeinfluss und sollte nicht mehr selbst fahren.

CAUTION: If the white crystals are discoloured, the user is under the influence of alcohol and should not drive.

ATTENTION : si les cristaux blancs se décolorent, la personne testée est sous l'influence de l'alcool et ne peut plus conduire.

LET OP: Als de witte kristallen van kleur zijn veranderd, is de testpersoon onder invloed van alcohol en mag hij/zij niet meer zelf rijden.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

Cet éthylotest est à usage unique. | À conserver à une température comprise entre -25°C et +40°C | Garder hors de portée des enfants | À conserver dans un endroit sec et sûr | Respecter les consignes d'utilisation (certains composants peuvent représenter un danger pour votre santé) | Ne pas utiliser le dispositif s'il est endommagé (contient du verre) ! : risque de coupure !

QUESTIONS DE RESPONSABILITÉ :

Cet éthylotest sert uniquement d'indication pour l'utilisateur et n'a aucune valeur juridique.

À l'issue du test, la personne testée est entièrement responsable de ses décisions et de ses actes. Celui-ci n'est rélevé aucunement de la responsabilité du fabricant ou du distributeur de cet éthylotest.

À jeter dans la poubelle de recyclage du papier après utilisation.

Plus d'informations sur www.testme.de

VEILIGHEIDSISTRUCTIES:

De alcoholtest mag slechts eenmaal worden gebruikt | moet bij een temperatuur van min. -25°C tot max. +40°C worden bewaard | moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden | moet veilig en droog worden bewaard | mag alleen volgens de voorschriften worden gebruikt (afzonderlijke onderdelen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid) | mag niet worden gebruikt (gevaar voor snijwonden) | bij een breuk (glas).

AANSPRAKELIJKHEID:

Het testresultaat kan alleen worden gebruikt als oriëntatie voor de gebruiker en is geen wettelijk bewijs.

De testpersoon is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen handelingen en beslissingen na de alcoholtest. Ze vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant of verkoper van de alcoholtest. Lever de test na gebruik in volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking.

Mehr informatie: www.testme.de

