



- 2 SEECODE DESIGN-SMART-KÖRPERWAAGE
- 12 SEECODE DESIGN-SMART-BODY SCALE
- 22 SEECODE DESIGN-SMART-PÈSE-CORPS
- 32 SEECODE DESIGN-SMART-LICHAAMSWEEGSCHAAL

## **Bedienungsanleitung**

Vielen Dank für den Kauf unserer SEECODE Design-Smart-Körperwaage, die Ihnen viele wichtige Daten über Ihren Körper vermitteln kann. Mit dieser Waage können Sie bequem z. B. Körpergewicht, Herzfrequenz, Körperbalance, BMI, Körperfettanteil, Körpergewicht ohne Fett, Subkutanes Fett, Viszerales Fett, Körperwasser, Knochenmasse, Muskelmasse, Proteinhaushalt, Grundumsatz (BMR) und das biologische Alter messen.

Damit Sie lange Freude an Ihrem Produkt haben und es vollumfänglich nutzen können, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Waage nutzen, um Beschädigungen durch falsche Bedienung zu vermeiden. Schenken Sie den SICHERHEITSHINWEISEN bitte besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie das Gerät einem Dritten überlassen, muss auch diese Bedienungsanleitung mit überreicht werden.

Die Nichtbeachtung der Anleitungen in der Bedienungsanleitung oder bei einer Verwendung der Waage auf eine andere als die in dieser Anleitung erwähnten Weise, kann zu Verletzungen oder zu Schäden an der Waage führen.

## **Benutzerhandbuch**

Bewahren Sie bitte dieses Handbuch zum Nachschlagen auf. Die Design-Smart-Körperwaage ist für die Bedienung durch Erwachsene vorgesehen. Es ist kein Spielzeug und sollte nicht von Kindern bedient werden. Bitte bewahren Sie dieses Produkt zur Sicherheit von Kindern außerhalb ihrer Reichweite auf.

## **Packungsinhalt**

SEECODE Design-Smart-Körperwaage  
Bedienungsanleitung

## **QR-Code für Fitdays APP**

Scannen Sie den entsprechenden QR-Code, um die APP herunterzuladen. Ausführliche Informationen dazu finden Sie im weiteren Verlauf der Bedienungsanleitung.




## **Fitdays APP-Funktionen**

- Gewicht
- Herzfrequenz
- Körperbalance
- BMI
- Körperfettanteil
- Fettfreies Körpergewicht
- Subkutanes Fett
- Viszerales Fett
- Körperwasser

- Skelettmuskelanteil
- Knochenmasse
- Muskelmasse
- Proteinhaushalt
- Grundumsatz (BMR)
- Biologisches Alter
- Körperwachstum Jugendlicher (Alter < 16 Jahre)


### Display und Funktionen

1. Batterie-Ladezustand
2. Bluetooth-Verbindung
3. Gewichtseinheit: Kilogramm / Pfund
4. Körpergewicht
5. Körperbalance
6. Körperfett-Anteil
7. BMI / Body Maß Index
8. Körperwasser-Anteil
9. Muskel-Anteil
10. Herzfrequenz
11. Knochenmasse
12. Fach für 4 AAA-Alkaline-Batterien, LR03



### Hinweise im Display

- Batteriestatusanzeige
- LO Geringe Batterieleistung
- Err Überlastung
- C Während der Messung ist ein Fehler aufgetreten. Steigen Sie von der Waage ab und wieder auf, um den Messvorgang zu wiederholen



### SICHERHEITSHINWEISE, BITTE BEACHTEN

Nicht bei medizinischen Implantaten, z. B. Herzschrittmachern oder anderen elektronisch-medizinischen Geräten, verwenden.

Nicht empfohlen für schwangere Frauen.

Alle mit diesem Gerät erzielten Messergebnisse dienen nur als Referenz und dürfen nicht als medizinisches Gutachten angesehen werden.

Konsultieren Sie Ihren Hausarzt oder Arzt, bevor Sie Änderungen an Ihrer Ernährung, an Ihrem

Trainingsplan oder anderen körperlichen Aktivitäten vornehmen.

Nutzung nicht empfohlen für Säuglinge, Kleinkinder und Kinder unter 10 Jahren ohne Aufsicht von Erwachsenen. Stellen Sie sich nicht auf die Kante der Waage (Kippgefahr) und springen Sie nicht auf die Waage. Überlasten Sie die Waage nicht (max. 180kg).

Lassen Sie die Waage nicht fallen und lassen Sie keine Gegenstände darauf fallen, da dies die Sensoren beschädigen kann.

Halten Sie die Design-Smart-Körperwaage fern von Wärmequellen wie Heizkörpern, etc.

Tauchen Sie die Waage nicht in Wasser und verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel. Reinigen Sie die Waage nur mit einem leicht feuchten Tuch.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Füße und die Waage trocken sind, bevor Sie auf die Waage treten.

Stellen Sie die Waage vor der Messung immer auf eine feste, trockene und flache Oberfläche.

Die einzelnen Bestandteile dieser Waage dürfen nicht zerlegt, umgebaut oder repariert werden.

Achten Sie bitte in regelmäßigen Abständen auf Schäden an der Waage.

## **SPEZIFIKATIONEN / TECHNISCHE DATEN**

Abmessung:	300 x 300 x 25 mm
Display:	VA Screen Display 62 x 109mm
Gewicht:	1,8 kg
Gewichtseinheit:	Kg/Lb
Gewichtsgrenze:	6 kg - 180 kg
Stromversorgung:	4 AAA-Alkaline-Batterien, LR03 (nicht im Lieferumfang enthalten)
Nutzeranzahl:	Keine Begrenzung (jedes eingerichtete Konto kann 24 Personen hinzufügen)
Baby-Modus:	Erlaubt Ihnen, das Gewicht des Babys zu wiegen
Körperwachstum:	Erlaubt die Aufzeichnung der Körpergröße bei Jugendlichen bis 16 Jahren
Betriebstemperatur:	10 - 40 Grad Celsius
Umgebungsfeuchtigkeit:	20% - 90%

## **Einsetzen der Batterien**

Die 4 AAA-Alkaline-Batterien werden an der Unterseite der Waage eingesetzt.

Öffnen Sie dazu bitte das Fach durch Verschieben der Abdeckung und legen Sie die Batterien ein. Bitte achten Sie dabei auf die richtige Verpolung der Plus- und Minus-Pole.

Berühren Sie alle stromführenden Teile nicht mit feuchten Tüchern oder nassen Händen.

## **Unterstützte Geräte für die App:**

iOS 8.0 oder höher

Android 6.0 oder höher

## Die Fitdays-App installieren

1. Suchen Sie „Fitdays“ im Apple Store oder bei Google Play oder scannen Sie den QR-Code.
2. Laden Sie die App herunter und installieren Sie diese auf Ihrem Gerät.
3. Das App-Symbol erscheint auf Ihrem Smartphone oder Tablet, nachdem die Installation abgeschlossen ist.




## Verwendung der Fitdays-App


1. Stellen Sie die Waage auf einen festen, ebenen Untergrund.




2. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone oder Tablet ein.
3. Registrieren Sie in der App eine eigene ID mit Ihrer E-Mail und einem individuellen Passwort.



4. Fügen Sie Ihre persönlichen Daten hinzu und klicken Sie anschließend auf ‚Bestätigen‘. Hinweis: Die Eingabe falscher Daten wie Geschlecht, Alter, Größe usw. kann dazu führen, dass die Messung für Ihre Person ungenau ist.



5. Koppeln Sie die Waage über Bluetooth. Klicken Sie auf „Benutzerkonto“ dann „Gerät“, anschließend auf „+“ um die Waagen-ID zu finden und zu koppeln. Hinweis: Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird ein Bluetooth-Symbol auf der Waage angezeigt und das Wort ‚Verbunden‘ wird auf der Startseite oben angezeigt.




- Tippen Sie mit dem Fuß auf die Waage, um die Anzeige zu aktivieren. Warten Sie, bis das Display „0,0“kg anzeigt.
- Bleiben Sie bei „Fadays“ auf der Startseite und treten Sie mit nackten Füßen auf die Waage, um die Messung zu starten.




Hinweis:

Bleiben Sie auf der App-Seite, nur dann können die Daten mit dem Telefon synchronisiert werden. Treten Sie mit Socken auf die Waage, wird nur das Gewicht und die Körperbalance gemessen.


- Die Zahl auf dem Display blinkt, wenn die Waage Sie wiegt und analysiert. Wenn die Waage Ihr linkes und rechtes Gewicht im Display anzeigt, haben Sie 5 – 10 Sekunden Zeit, um Ihren Körper auszutarieren. Bitte versuchen Sie, Ihr linkes und rechtes Gewicht auf der Waage gleich zu verteilen.
- Wenn die Herzfrequenz gemessen wird, leuchtet ein Herzsymbol auf der Waage und blinkt in der App. Bitte bleiben Sie ruhig und gelassen, um genaue Daten zu erhalten.
- Bleiben Sie auf der Waage, bis „Fertig“ angezeigt wird, dann werden alle Daten auf der Waage und dem Smartphone synchronisiert.



11. Klicken Sie auf „Weitere Daten“, um Details zu Körpergewicht, BMI, BMR, Muskelmasse, Knochenmasse usw. zu sehen. Überprüfen Sie die Datendifferenz im Diagramm nach Woche, Monat und Jahr in der vertikalen oder horizontalen Version, Steuerung mit dem Symbol oben rechts.




12. Einen Benutzer hinzufügen oder wechseln: Klicken Sie auf „Ihr Profil“ auf der Startseite oder auf „Benutzerkonto“, dann „Nutzer hinzufügen“. Die intelligente Waage kann den Benutzer anhand der Gewichtsänderung erkennen und daran erinnern, den richtigen Benutzer auszuwählen. Jedes Konto kann 24 Benutzer unterstützen.





13. Baby-Gewichtskontrolle: Klicken Sie auf „+ --> Baby-Modus“. Ein Erwachsener tritt zuerst auf die Waage, um sich zu wiegen.  
 Nachdem die Waage das Gewicht ermittelt hat, steigen Sie bitte von der Waage, halten das Baby im Arm und wiegen sich erneut.  
 Die Fitdays-App berechnet dann automatisch das Gewicht des Babys.



## **Anleitung zur Fehlerbehebung**

### **1. Bluetooth-Verbindung fehlgeschlagen**

Vergewissern Sie sich, dass die Waage und Bluetooth auf Ihrem Smartphone eingeschaltet sind. Überprüfen Sie die OS-Version Ihres Smartphones, es muss iOS 8.0 oder höher/Android 6.0 oder höher sein.

Bei erfolgreicher Verbindung erscheint ein Bluetooth-Symbol auf dem Display und das Wort „Verbunden“ wird im Kreis der Startseite des Smartphones angezeigt.

Wenn die Verbindung über Bluetooth fehlschlägt, klicken Sie bitte auf „Mein---->Gerät“, um die Waagen-ID zu finden.

### **2. Keine Körperfettdaten werden nach dem Wiegen angezeigt**

Der Benutzer muss die Waage mit nackten Füßen betreten.

Stellen Sie sicher, dass sowohl Ihre Füße als auch die Waage trocken sind.

Treten Sie nicht von der Waage, wenn die Messung nicht vollständig beendet ist.

Bleiben Sie ca. 10 Sekunden auf der Waage stehen, bis die angezeigte Zahl auf dem Display nicht mehr blinkt.

Bluetooth ist nicht eingeschaltet oder mit einer anderen Waage gekoppelt.

### **3. Falsche Gewichtsdaten erscheinen**

Prüfen Sie, ob die Waage auf einer harten, ebenen Fläche steht.

Prüfen Sie jeden Sensor-Fuß auf der Unterseite der Waage, so dass nichts an einem Fuß festklebt.

### **4. Falsches Fett-Muskel-Verhältnis wird in der App angezeigt**

Die Einstellungen der Körperparameter sind falsch, überprüfen Sie, ob Sie das richtige Geschlecht, Größe und Alter eingegeben haben.

### **5. Neukalibrierung der Waage nach Transport oder Platzierung an einem anderen Ort**

Treten Sie auf die Waage, um sie einzuschalten. Warten Sie etwas und lassen Sie die Waage sich automatisch auf 0,0 kg zurücksetzen.

### **6. Die Waage lässt sich nicht einschalten**

Prüfen Sie, ob die Batterien leer sind und setzen Sie bei Bedarf neue ein.

### **7. Austausch einer anderen Waage auf dem Mobile-Gerät**

Klicken Sie auf „Benutzerkonto“, dann „Einstellungen“ und „Logout“, um sich anschließend mit einer neuen Waage zu verbinden.

## WICHTIGE HINWEISE ZUM RECYCLING

Bitte senden Sie das Gerät zum Recycling an zertifizierte Abgabestellen.  
Vergewissern Sie sich vor dem Transport, dass das Gerät ausgeschaltet ist, und verwenden Sie möglichst die Originalverpackung.

Gebrauchte Batterien dürfen nicht im Hausabfall entsorgt werden, weil sie giftige Bestandteile und Schwermetalle enthalten können, die umweltschädlich und gesundheitsschädlich sein können. Geben Sie leere Batterien an eine geeignete Recycling-Einrichtung.

### Garantie/Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Darin enthalten sind 6 Monate Garantie ab Kaufdatum. Als Beleg hierfür gilt der Kaufbeleg. Das Produkt wurde vor dem Versenden gründlich auf Qualität und Funktionalität geprüft.

Ein Ausschluss der Garantie findet unter folgenden Fällen statt:

bei fehlerhafter Installation

bei Veränderungen des Systems ohne unsere Genehmigung

bei Schäden durch Feuchtigkeit an den stromführenden Teilen, Fallschäden oder beschädigten Kabeln wenn kein Kaufbeleg vorliegt



### CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Mobiset GmbH, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der zutreffenden europäischen Richtlinien befindet.

### Allgemeine Hinweise

Urheberrecht

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Wiedergabe der Abbildungen, auch im veränderten Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers gestattet.

### Hinweise zum Umweltschutz



Die verwendeten Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.



Dieses Produkt darf innerhalb der Europäischen Union nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät über die kommunalen Sammelstellen.

Mobiset GmbH – Rösrather Straße 333 – 51107 Köln

Tel: +49 221 989 52 0 - Fax: +49 221 989 5239

[www.mobiset.de](http://www.mobiset.de)

## Instruction manual

Thank you for purchasing our SEECODE Design Smart Body Scale, which can provide you with a lot of important data about your body. With this scale, you can conveniently measure such things as body weight, heart rate, body balance, BMI, body fat percentage, body weight without fat, subcutaneous fat, visceral fat, body water, bone mass, muscle mass, protein balance, basal metabolic rate (BMR) and biological age.

In order to enjoy your product for a long time and to use it to its full potential, please read these operating instructions carefully before using the scale to avoid damage due to incorrect operation. Please pay particular attention to the SAFETY INSTRUCTIONS. If you give the machine to a third party, this instruction manual must also be handed over.

Failure to follow the instructions in this manual or use of the scale in a manner other than that specified in this manual may result in personal injury or damage to the scale.

## User manual

Please keep this manual for reference. The Design Smart Body Scale is intended for use by adults. It is not a toy and should not be operated by children. Please keep this product out of the reach of children for their safety.

## Package contents

SEECODE Design Smart Body Scale  
Instruction manual

## QR code for Fitdays APP

Scan the corresponding QR code to download the APP. For detailed information, please refer to the rest of the instruction manual.


## Fitdays APP functions

- Weight
- Heart rate
- Body Balance
- BMI
- Body fat percentage
- Fat-free body weight
- Subcutaneous fat
- Visceral fat
- Body water - Skeletal muscle percentage
- Bone mass
- Muscle mass
- Protein balance
- Basal Metabolic Rate (BMR)
- Biological age
- Body growth of adolescents (age < 16 years)




## Display and functions

1. Battery charge level
2. Bluetooth connection
3. Weight unit: kilogram / pound
4. Body weight
5. Body balance
6. Body fat percentage
7. BMI / Body Measure Index
8. Body water percentage
9. Muscle percentage
10. Heart rate
11. Bone mass
12. Compartment for 4 AAA alkaline batteries, LR03



## Notes on the display

-  Battery status indicator
- LO Low battery power
- Err Overload
- C During measurement
- An error occurred
- Step off the scale and back on again to repeat the measurement process.

## SAFETY INSTRUCTIONS, PLEASE NOTE

- Do not use with medical implants, e.g. pacemakers or other electronic medical devices.
- Not recommended for pregnant women. Any measurement results obtained with this device are for reference only and should not be considered as a medical opinion.
- Consult your GP or doctor before making any changes to your diet, exercise plan or other physical activity. Use not recommended for infants, toddlers and children under 10 years of age without adult supervision. Do not stand on the edge of the scale (risk of tipping over) and do not jump on the scale. Do not overload the scale (max. 180kg).
- Do not drop the scale or let any objects fall on it as this may damage the sensors.
- Keep the Design Smart Body Scale away from heat sources such as radiators, etc.
- Do not immerse the scale in water or use chemical cleaning agents.

cleaning agents. Only clean the scale with a slightly damp cloth.  
Make sure that your feet and the scale are dry before stepping on the scale.  
Always place the scale on a firm, dry and flat surface before measuring.  
Do not disassemble, rebuild or repair the individual components of this scale.

Please check for damage to the scale at regular intervals.

## **SPECIFICATIONS / TECHNICAL DATA**

Dimension:	300 x 300 x 25 mm
Display:	VA Screen Display 62 x 109mm
Weight:	1,8 kg
Weight unit:	Kg/Lb
Weight limit:	6 kg - 180 kg
Power supply:	4 AAA alkaline batteries, LR03 (not included)
Number of users:	No limit (each account set up can add 24 people).
Baby mode:	Allows you to weigh the baby's weight
Body growth:	Allows you to record the height of adolescents up to 16 years
Operating temperature:	10 - 40 degrees Celsius
Ambient humidity:	20% - 90%

### **Inserting the batteries**

The 4 AAA alkaline batteries are inserted at the bottom of the scale.

Open the compartment by sliding the cover and insert the batteries. Please make sure that the polarity of the plus and minus poles is correct.

Do not touch any live parts with wet cloths or wet hands.

### **Supported devices for the app:**

iOS 8.0 or higher

Android 6.0 or higher

### **Install the Fitdays app**

1. search for „Fitdays“ in the Apple Store or on Google Play or scan the QR code.
2. download and install the app on your device.
3. the app icon appears on your smartphone or tablet, after the installation is complete.




## Using the Fitdays app


1. place the scale on a firm, level surface.




2. turn on Bluetooth on your smartphone or tablet.
3. register your own ID in the app with your email and a unique password.

	<p>← <b>Datenschutzvereinbarung</b></p> <p>Diese App respektiert und schützt die Privatsphäre aller Nutzerkategorie. Um Ihnen einen besseren und personalisierten Service zu bieten, wird die App Ihre personenbezogenen Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung verwenden und weitergeben. Aber die App wird mit einem hohen Maß an Sorgfalt und Klarheit behandelt. Sofern in dieser Datenschutzerklärung nichts anderes bestimmt ist, wird die App keine Dritte ohne vorherige Genehmigung an Dritte weitergeben oder weitergeben. Diese App ist diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit aktualisieren. Durch die Zustimmung zur App-Datenschutzklärung gilt Ihnen der gesamte Inhalt dieser Datenschutzerklärung. Diese Datenschutzerklärung ist ein integraler Bestandteil dieser App Services Use Agreement.</p> <p>1. So sammeln Sie Daten.</p> <p>- die von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen im Zuge der Verwendung dieses Produkts, nach dem Bildabnahme Messung, durch die Sammlung von Körperparametern, Körperfettanteile/Muskelfasern/Metabolismus und andere Messdaten erhalten durch eine komplexe Formel, die Größe des Körpers, Geschlecht, Alter, Körpergewicht wird als einer der Körper Parameter aufgenommen werden, so dass, wenn Sie dieses App-Konto registrieren, senden Sie das Geburtsdatum, Höhe, Geschlecht und andere körperbezogene Daten, wie</p> <p><small>© 2019 Fitdays. Alle Rechte vorbehalten.</small></p>	<p>← <b>Hilfe</b></p> <p><b>E-Mail anmelden</b> Bitte geben Sie Ihre E-Mail ein</p> <p><input type="text" value="test@mail.com"/></p> <p><b>Passwort</b> 4-16 stellige Kombination aus Zahlen und Buchstaben</p> <p><input type="password" value="Passwort eingeben"/></p> <p><b>Passwort wiederholen</b> Bitte geben Sie das Passwort erneut ein</p> <p><input type="password" value="Passwort eingeben"/></p> <p><b>Ich habe bereits einen Account</b> Ich habe vergessen und möchte zu meinem Account zurückkehren</p> <p><b>Mitbestimmen</b></p>
--	--	--

4. add your personal data and then click on ‚Confirm‘. Note: Entering incorrect data such as gender, age, height etc. may result in the measurement being may result in an inaccurate measurement for your person.



- pair the scale via Bluetooth. Click on „User account“ then „Device“, then „+“ to find and pair the scale ID. Note: If the connection is successful, a Bluetooth icon is displayed on the scale and the word will be displayed on the scale and the word ‚Connected‘ will be displayed at the top of the Home screen.





6. tap the scale with your foot to activate the display. Wait until the display shows „0,0 „kg.
7. stay at ‚Fitdays‘ on the home screen and step on the scale with bare feet to start the measurement.




Tip:


Stay on the app page, only then can the data be synchronised with the phone.

If you step on the scale with socks, only the weight and body balance will be measured.


8. the number on the display flashes when the scale weighs and analyses you. When the scale shows your left and right weights on the display, you have 5 - 10 seconds to balance your body. Please try to balance your left and right weight equally on the scale.
9. when heart rate is measured, a heart symbol will light up on the scale and flash in the app. Please remain calm and composed to get accurate data.
10. remain on the scale until „Done“ is displayed, then all data on the scale and smartphone will be synchronised. on the scale and the smartphone will be synchronised.




11. click „More data“ to see details of body weight, BMI, BMR, muscle mass, bone mass, etc. check the data difference in the chart by week, month and year in the vertical or horizontal version, control with the icon on the top right.



12. add or change a user: click on „your profile“ on the homepage or on „User account“, then „Add user“. The smart scale can recognise the user by the weight difference and remind you to select the correct user. Each account can support 24 users



13. baby weight check: Click „+ --> baby mode“. An adult steps on the scale first to weigh themselves. After the scale has determined the weight, please step off the scale, hold the baby in your arms and weigh yourself. The Fitdays app will then automatically calculate the baby's weight.



## Troubleshooting guide

### 1. Bluetooth connection failed

Make sure the scale and Bluetooth are turned on on your smartphone.

Check the OS version of your smartphone, it must be iOS 8.0 or higher/Android 6.0 or higher.

If the connection is successful, a Bluetooth symbol will appear on the display and the word.

„Connected“ is displayed in the circle of the smartphone's start page.

If the connection via Bluetooth fails, please click on „My--->Device“ to find the to find the scale ID. 2.

### 2. no body fat data is displayed after weighing.

The user must step on the scale with bare feet.

Make sure that your feet and the scale are dry.

Do not step off the scale if the measurement is not completely finished.

Stand still on the scale for approx. 10 seconds until the number shown on the display stops flashing.

Bluetooth is not turned on or paired with another scale. 3.

### 3. incorrect weight data appears

Check that the scale is on a hard, level surface.

Check each sensor foot on the bottom of the scale so that nothing is stuck to a foot.

### 4. incorrect fat to muscle ratio is displayed in the app.

The body parameter settings are incorrect, check that you have entered the correct gender, height and age.

Check that you have entered the correct gender, height and age.

### 5. recalibration of the scale after transport or placement in another location.

Step on the scale to switch it on. Wait a while and let the scale automatically reset to 0.0 kg. 6.

### 6. The scale will not turn on.

Check if the batteries are empty and insert new ones if necessary.

### 7. exchange another scale on the mobile device.

Click on „User account“, then „Settings“ and „Logout“ to then connect to a new scale.

## Important recycling information

Please send the device to certified drop-off points for recycling.

Before transporting the unit, make sure that it is switched off and use the original packaging if possible.

Used batteries must not be disposed of in household waste because they may contain toxic

components and heavy metals that can be harmful to the environment and health. Give empty batteries to a suitable recycling facility.

### **Guarantee/warranty**

The warranty period is 24 months from the date of purchase. This includes 6 months warranty from the date of purchase. Proof of purchase is the sales receipt. The product has been thoroughly checked for quality and functionality before dispatch.

The warranty is excluded in the following cases:

in the event of faulty installation

in the event of modifications to the system without our approval

damage caused by moisture on the live parts, damage caused by dropping or damaged cables if there is no proof of purchase.

cables if no proof of purchase is available



### **CE Declaration of Conformity**

Mobiset GmbH hereby declares that this product is in conformity with the essential requirements of the applicable European directives.

### **General information**

#### **Copyright**

This document is protected by copyright. Any duplication or reprinting, including excerpts, as well as the reproduction of illustrations, even in modified form, is only permitted with the written consent of the manufacturer.

#### **Notes on environmental protection**



The packaging materials used can be recycled. Dispose of packaging materials that are no longer needed in accordance with the locally applicable regulations.



This product must not be disposed of in normal household waste within the European Union. Dispose of the appliance at municipal collection points.

Mobiset GmbH – Rösrather Straße 333 – 51107 Köln  
Tel: +49 221 989 52 0 - Fax: +49 221 989 5239  
[www.mobiset.de](http://www.mobiset.de)

## Manuel d'instruction

Nous vous remercions d'avoir acheté notre pèse-personne Smart au design SEECODE, qui peut vous fournir de nombreuses données importantes sur votre corps. Avec cette balance, vous pouvez mesurer facilement le poids corporel, la fréquence cardiaque, l'équilibre corporel, l'IMC, le pourcentage de graisse corporelle, le poids corporel sans graisse, la graisse sous-cutanée, la graisse viscérale, l'eau corporelle, la masse osseuse, la masse musculaire, l'équilibre protéique, le métabolisme de base (BMR) et l'âge biologique.

Afin de garantir un plaisir durable et une utilisation complète de votre produit, veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser la balance afin d'éviter tout dommage dû à une mauvaise utilisation. Veuillez accorder une attention particulière aux INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ. Si vous confiez l'équipement à un tiers, ce manuel d'instructions doit également lui être remis.

Si vous ne suivez pas les instructions de ce manuel ou si vous utilisez la balance d'une manière autre que celle spécifiée dans ce manuel, vous risquez de vous blesser ou d'endommager la balance.

## Manuel de l'utilisateur

Veuillez conserver ce manuel à titre de référence. Le pèse-personne Smart Design est destiné à être utilisé par des adultes. Il ne s'agit pas d'un jouet et ne doit pas être utilisé par des enfants. Veuillez garder ce produit hors de portée des enfants pour leur sécurité.

## Contenu de l'emballage

Balance corporelle Smart SEECODE Design  
Manuel d'instruction

## Code QR pour Fitdays APP

Scannez le code QR correspondant pour télécharger l'APP. Pour des informations détaillées, veuillez-vous reporter au reste du manuel d'instructions.

### Fonctions de l'APP Fitdays


- Poids
- Fréquence cardiaque
- Équilibre corporel
- IMC
- Pourcentage de graisse corporelle
- Poids corporel sans graisse
- Graisse sous-cutanée
- Graisse viscérale
- Eau corporelle - Pourcentage de muscles squelettiques
- Masse osseuse
- Masse musculaire
- Équilibre protéique



- Taux métabolique de base (BMR)
- Âge biologique
- Croissance corporelle des adolescents (âge < 16 ans)

### Affichage et fonctions

1. niveau de charge de la batterie
2. connexion bluetooth
3. unité de poids : kilogramme / livre
4. poids corporel
5. Équilibre corporel
6. le pourcentage de graisse corporelle
7. IMC / Indice de mesure du corps
8. pourcentage de l'eau corporelle
9. pourcentage de muscles
10. fréquence cardiaque
11. la masse osseuse
12. compartiment pour 4 piles alcalines AAA, LR03



### Remarques sur l'affichage

- Indicateur d'état de la batterie
- LO Batterie faible
- Err Surcharge
- C Pendant la mesure une erreur s'est produite. Sortez de la balance et remettez-la en marche pour répéter la procédure de mesure.

### INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ, VEUILLEZ NOTER

Ne pas utiliser avec des implants médicaux, tels que des stimulateurs cardiaques ou d'autres dispositifs médicaux électroniques.

Non recommandé pour les femmes enceintes.

Les résultats de mesure obtenus avec cet appareil sont donnés à titre indicatif uniquement et ne doivent pas être considérés comme des conseils médicaux.

Consultez votre médecin traitant ou votre médecin avant de modifier votre régime alimentaire, votre programme d'exercices ou toute autre activité physique.

Utilisation déconseillée aux nourrissons, aux jeunes enfants et aux enfants de moins de 10 ans

sans la surveillance d'un adulte. Ne vous tenez pas sur le bord de la balance (risque de basculement) et ne sautez pas sur la balance. Ne surchargez pas la balance (180 kg maximum). Ne faites pas tomber la balance et ne laissez pas d'objets tomber dessus, car cela pourrait endommager les capteurs.

Conservez la balance corporelle Design Smart à l'écart des sources de chaleur telles que les radiateurs, etc. Ne plongez pas la balance dans l'eau et n'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques. les agents de nettoyage. Nettoyez la balance uniquement avec un chiffon légèrement humide. Assurez-vous que vos pieds et la balance sont secs avant de monter sur la balance. Placez toujours la balance sur une surface ferme, sèche et plate avant de mesurer. Ne pas démonter, reconstruire ou réparer les différents composants de cette balance.

Veillez vérifier à intervalles réguliers que la balance n'est pas endommagée.

## SPÉCIFICATIONS / DONNÉES TECHNIQUES

Dimension :	300 x 300 x 25 mm
Affichage :	écran VA 62 x 109 mm
Poids :	1,8 kg
Unité de poids :	Kg/Lb
Limite de poids :	6 kg - 180 kg
Alimentation :	4 piles alcalines AAA, LR03 (non incluses)
Nombre d'utilisateurs :	Aucune limite (chaque compte créé peut ajouter 24 personnes)
Mode bébé :	permet de peser le poids du bébé
Croissance corporelle :	permet d'enregistrer la taille des adolescents jusqu'à 16 ans
Température de fonctionnement :	10 - 40 degrés Celsius
Humidité ambiante :	20 % - 90 %.

### Insertion des piles

Les 4 piles alcalines AAA sont insérées au bas de la balance.

Pour ce faire, veuillez ouvrir le compartiment en faisant glisser le couvercle et insérer les piles.

Veillez-vous assurer que la polarité des pôles plus et moins est correcte.

Ne touchez pas les parties sous tension avec des chiffons ou des mains mouillés.

### Appareils pris en charge par l'application :

iOS 8.0 ou plus récent

Android 6.0 ou supérieur

### Installez l'application Fitdays

1. cherchez „Fitdays“ dans l'Apple Store ou sur Google Play ou scannez le code QR.
2. Téléchargez et installez l'application sur votre appareil. sur votre appareil.





3. L'icône de l'application apparaît sur votre smartphone ou votre tablette, une fois l'installation terminée.

## Utilisation de l'application Fitdays


1. Placez la balance sur une surface solide et plane.




2. Activez la fonction Bluetooth sur votre smartphone ou votre tablette.
3. Enregistrez votre propre identifiant dans l'application avec votre adresse électronique et un mot de passe unique.

	<p>← <b>Datenschutzvereinbarung</b></p> <p>Diese App respektiert und schützt die Privatsphäre aller Nutzerdaten. Um Ihnen einen genaueren und persönlicheren Service zu bieten, wird die App Ihre personenbezogenen Daten gemäß unserer Datenschutzerklärung verwenden und weitergeben. Aber die App wird mit einem hohen Maß an Sorgfalt und Klarheit behandelt. Sofern in dieser Datenschutzerklärung nichts anderes bestimmt ist, wird die App keine Dritte ohne vorherige Genehmigung an Dritte weitergeben oder weitergeben. Diese App und diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit aktualisieren. Durch die Zustimmung zur App-Datenschutzklärung gilt über die gesamte Inhalt dieser Datenschutzerklärung. Diese Datenschutzerklärung ist ein integraler Bestandteil der App Services Use Agreement.</p> <p>1. So sammeln Sie Daten:</p> <p>-Die von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen, im Zuge der Verwendung dieses Produkts, nach dem Installationsprozess, einschließlich, durch die Sammlung von Körperparametern. Körperfettanteile/Muskelfaserlängen/Metabolismus und andere Messindikatoren erhalten durch eine komplexe Formel. Die Größe des Brustkorbs, Geschlecht, Alter, Körpergewicht wird als einer der Körper Parameter aufgenommen werden, so dass, wenn Sie dieses App-Konto registrieren, werden dieses Geburtsdatum, Höhe, Geschlecht und andere körperbezogene Daten, wie...</p>	<p>← <b>E-Mail annehmen</b></p> <p>Bitte geben Sie Ihre E-Mail ein</p> <p><input type="text" value="adriano@fitdays.com"/></p> <p><b>Passwort</b></p> <p>8-16 stellige Kombination aus Ziffern und Buchstaben</p> <p><input type="password" value="Passwort eingeben"/></p> <p><b>Passwort wiederholen</b></p> <p>Bitte geben Sie das Passwort erneut ein</p> <p><input type="password" value="Passwort eingeben"/></p> <p><a href="#">Ich habe bereits einen Account</a></p> <p><a href="#">Ich habe vergessen und möchte mein Passwort zurücksetzen</a></p> <p><b>Nächste</b></p>
--	--	---

4. Ajoutez vos données personnelles et cliquez ensuite sur „Confirmer“. Remarque : La saisie de données incorrectes telles que le sexe, l'âge, la taille, etc. peut entraîner, mesure inexacte pour votre personne.



5. Associez la balance par Bluetooth. Cliquez sur „User Account“ puis „Device“, puis „+“ pour trouver et associer l'ID de la balance. Remarque : Si la connexion est réussie, une icône Bluetooth s'affiche sur la balance et le mot „+ „ apparaît. s'affichera sur la balance et le mot „Connecté“ s'affichera en haut de l'écran d'accueil.



6. Tapotez la balance avec votre pied pour activer l'affichage. Attendez que l'écran affiche „0,0 „kg.

- Restez sur „Fitudays“ sur l'écran d'accueil et montez sur la balance pieds nus pour commencer la mesure.




Conseil :


Restez sur la page de l'application, c'est seulement à ce moment-là que les données peuvent être synchronisées avec le téléphone.

être synchronisés. Si vous montez sur la balance avec des chaussettes, seuls le poids et l'équilibre du corps sont mesurés.


- Le numéro sur l'écran clignote lorsque la balance vous pèse et vous analyse. Lorsque la balance affiche vos poids gauche et droit à l'écran, vous avez 5 à 10 secondes pour vérifier votre corps. secondes pour équilibrer votre corps. Veuillez essayer d'équilibrer votre poids gauche et droit de manière égale sur la balance.
- Lorsque la fréquence cardiaque est mesurée, une icône représentant un cœur s'allume sur la balance et clignote dans l'application. Veuillez rester calme et posé pour obtenir des données précises.
- Restez sur la balance jusqu'à ce que „ Done „ s'affiche, puis toutes les données de la balance et du smartphone seront synchronisées.




11. Cliquez sur „Plus de données“ pour voir les détails du poids corporel, de l'IMC, du BMR, de la masse musculaire, Masse osseuse, etc. Vérifiez la différence des données dans le graphique par semaine, mois et année en version verticale ou horizontale, contrôlez avec l'icône en haut à droite.



12. Ajouter ou modifier un utilisateur : cliquer sur „votre profil“ sur la page d'accueil ou sur „Compte utilisateur“, puis „Ajouter un utilisateur“. La balance intelligente peut reconnaître l'utilisateur par la différence de poids et vous rappeler de sélectionner le bon utilisateur. Chaque compte peut prendre en charge 24 utilisateurs.



13. Vérification du poids du bébé : cliquez sur „+ --> mode bébé“. Un adulte monte d'abord sur la balance pour se peser. Une fois que la balance a déterminé le poids, veuillez descendre de la balance, tenir le bébé dans vos bras et vous peser. bébé dans vos bras et pesez-vous à nouveau. L'application Fitdays calcule alors automatiquement le poids du bébé.



## Guide de dépannage

### 1. Échec de la connexion Bluetooth

Assurez-vous que la balance et le Bluetooth sont activés sur votre smartphone.

Vérifiez la version du système d'exploitation de votre smartphone, il doit être iOS 8.0 ou supérieur/Android 6.0 ou supérieur.

Si la connexion est réussie, une icône Bluetooth apparaît sur l'écran et le mot „Connecté“ s'affiche dans le cercle de l'écran d'accueil du smartphone.

Si la connexion Bluetooth échoue, veuillez cliquer sur „My--->Device“ pour trouver l'ID de la balance.

### 2. aucune donnée sur la graisse corporelle n'est affichée après la pesée.

L'utilisateur doit monter sur la balance pieds nus.

Assurez-vous que vos pieds et la balance sont secs.

Ne descendez pas de la balance tant que la mesure n'est pas complètement terminée.

Tenez-vous debout sur la balance pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que le nombre indiqué sur l'écran cesse de clignoter.

Le Bluetooth n'est pas activé ou apparié avec une autre balance. 3.

### 3. Des données de poids incorrectes apparaissent

Vérifiez que la balance est posée sur une surface dure et plane.

Vérifiez chaque pied de capteur au bas de la balance pour que rien ne soit collé à un pied.

### 4. Le rapport graisse/muscle affiché dans l'application est incorrect.

Les réglages des paramètres du corps sont incorrects, vérifiez que vous avez saisi le bon Le sexe, la taille et l'âge ont été saisis.

### 5. recalibrer la balance après l'avoir transportée ou placée dans un autre endroit.

Montez sur la balance pour la mettre en marche. Attendez un moment et laissez la balance se remettre automatiquement à 0,0 kg.

### 6. la balance ne s'allume pas

Vérifiez si les piles sont vides et installez-en de nouvelles si nécessaire.

### 7. remplacer une autre balance sur l'appareil mobile.

Cliquez sur „Compte d'utilisateur“, puis „Paramètres“ et „Déconnexion“ pour vous connecter ensuite à une nouvelle balance.

## Informations importantes sur le recyclage

Veuillez envoyer l'appareil à des points de collecte certifiés pour le recyclage.

Avant l'expédition, assurez-vous que l'appareil est éteint et utilisez si possible l'emballage d'origine.

Les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères car elles peuvent contenir des composants toxiques et des métaux lourds qui peuvent être nocifs pour l'environnement et la santé humaine. Apportez les piles usagées à un centre de recyclage approprié.

## **Garantie**

La période de garantie est de 24 mois à compter de la date d'achat. Cela comprend 6 mois garantie à partir de la date d'achat. La preuve d'achat est le ticket de caisse. La qualité et la fonctionnalité du produit ont fait l'objet d'un contrôle approfondi avant son expédition.

Une exclusion de la garantie a lieu dans les cas suivants :

en cas d'installation défectueuse

en cas de modification du système sans notre approbation

les dommages causés par l'humidité sur les parties conductrices de courant, les dommages causés par des câbles tombés ou endommagés

des câbles si aucune preuve d'achat n'est disponible



## **Déclaration de conformité CE**

Mobiset GmbH déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles des directives européennes applicables.

## **Informations générales**

### **Copyright**

Ce document est protégé par le droit d'auteur. Toute duplication ou réimpression, y compris d'extraits, ainsi que la reproduction d'illustrations, même sous une forme modifiée, ne sont autorisées qu'avec l'accord écrit du fabricant.

### **Notes sur la protection de l'environnement**



Les matériaux d'emballage utilisés peuvent être recyclés. Éliminez les matériaux d'emballage qui ne sont plus nécessaires conformément aux réglementations locales en vigueur.



Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers au sein de l'Union européenne. Jetez l'appareil dans les points de collecte municipaux.

Mobiset GmbH – Rösrather Straße 333 – 51107 Köln  
Tel: +49 221 989 52 0 - Fax: +49 221 989 5239  
[www.mobiset.de](http://www.mobiset.de)

## Gebruiksaanwijzing

Dank u voor het kopen van onze SEECODE Design Smart Lichaamsweegschaal, die u kan voorzien van vele belangrijke gegevens over je lichaam. Met deze weegschaal kunt u gemakkelijk metingen verrichten zoals lichaamsgewicht, hartslag, lichaamsbalans, BMI, lichaamsvetpercentage, lichaamsgewicht zonder vet, onderhuids vet, visceraal vet, lichaamswater, botmassa, spiermassa, eiwitbalans, basaal metabolisch percentage (BMR) en biologische leeftijd.

Om langdurig plezier van uw product te hebben en het ten volle te kunnen benutten, dient u deze handleiding zorgvuldig door te lezen voordat u de weegschaal in gebruik neemt, om schade door onjuiste bediening te voorkomen. Let vooral op de VEILIGHEIDSINSTRUCTIES. Indien u de apparatuur aan een derde toevertrouwt, dient u ook deze gebruiksaanwijzing te overhandigen.

Het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding of het gebruik van de weegschaal op een andere dan de in deze handleiding beschreven wijze kan leiden tot persoonlijk letsel of beschadiging van de weegschaal.

## Gebruikershandleiding

Bewaar deze handleiding als naslagwerk. De Design Smart Lichaamsweegschaal is bedoeld voor gebruik door volwassenen. Het is geen speelgoed en mag niet door kinderen worden bediend. Houd dit product buiten het bereik van kinderen voor hun veiligheid.

## Inhoud van de verpakking

SEECODE Design Smart Lichaamsweegschaal  
Gebruiksaanwijzing

## QR code voor Fitdays APP

Scan de bijbehorende QR-code om de APP te downloaden. Raadpleeg de rest van de gebruiksaanwijzing voor gedetailleerde informatie.

## Fitdays APP Functies

- Gewicht
- Hartslag
- Lichaamsbalans
- BMI
- Lichaamsvetpercentage
- Vetvrij lichaamsgewicht
- Onderhuids vet
- Visceraal vet
- Lichaamswater - percentage skeletspieren
- Botmassa
- Spiermassa
- Eiwitbalans







- Basaal Metabolisch Ritme (BMR)
- Biologische leeftijd
- Lichaamsgroei van adolescenten (leeftijd < 16 jaar)

### Weergave en functies

1. Laadniveau van de batterij
2. Bluetooth verbinding
3. Gewichtseenheid: kilogram / pond
4. Lichaamsgewicht
5. Lichaamsbalans
6. Percentage lichaamsvet
7. BMI / Body Measure Index
8. Percentage lichaamswater
9. Spiermassa
10. Hartslag
11. Botmassa
12. Vak voor 4 AAA alkalinebatterijen, LR03



### Weergave van het display

-  Indicator batterijstatus
- LO Batterij bijna leeg
- Err Overbelasting
- C Tijdens de meting  
Er is een fout opgetreden.  
Stap van de weegschaal  
en weer terug op de  
weegschaal om de  
meetprocedure te herhalen.

### VEILIGHEIDSINSTRUCTIES, LET OP

Niet gebruiken in combinatie met medische implantaten, zoals pacemakers of andere elektronische medische apparaten.

Niet aanbevolen voor zwangere vrouwen.

Alle met dit toestel verkregen meetresultaten zijn uitsluitend bedoeld als referentie en mogen niet worden beschouwd als medisch advies.

Raadpleeg uw huisarts of arts voordat u uw dieet, lichaamsbeweging of andere lichamelijke activiteiten verandert.

Gebruik niet aanbevolen voor zuigelingen, peuters en kinderen jonger dan 10 jaar zonder toezicht van een volwassene. Ga niet op de rand van de weegschaal staan (risico van kantelen)

en spring er niet op. Overbelast de weegschaal niet (max. 180kg).

Laat de weegschaal niet vallen en voorkom dat er voorwerpen op vallen, want dat kan de sensoren beschadigen.

Houd de Design Smart Lichaamsweegschaal uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, enz.

Dompel de weegschaal niet onder in water en gebruik geen chemische reinigingsmiddelen.

Reinig de weegschaal alleen met een licht vochtige doek.

Zorg ervoor dat uw voeten en de weegschaal droog zijn voordat u op de weegschaal stapt.

Plaats de weegschaal altijd op een stevige, droge en vlakke ondergrond voordat u gaat meten.

De afzonderlijke onderdelen van deze weegschaal mogen niet worden gedemonteerd, omgebouwd of gerepareerd.

Controleer de weegschaal regelmatig op beschadigingen.

## **SPECIFICATIES / TECHNISCHE GEGEVENS**

Afmeting:	300 x 300 x 25 mm
Beeldscherm:	VA-Scherm 62 x 109 mm
Gewicht:	1,8 kg
Gewichtseenheid:	Kg/Lb
Gewichtslimiet:	6 kg - 180 kg
Power:	4 AAA alkalinebatterijen, LR03 (niet meegeleverd)
Aantal gebruikers:	Geen limiet (elke account kan 24 personen toevoegen)
Babystand:	hiermee kunt u het gewicht van de baby wegen
Lichaamsgroei:	hiermee kunt u de lengte registreren van adolescenten tot 16 jaar oud.
Bedrijfstemperatuur:	10 - 40 graden Celsius
Omringende luchtvochtigheid:	20% - 90%

## **Plaatsen van de batterijen**

De 4 AAA alkalinebatterijen worden aan de onderkant van de weegschaal geplaatst.

Open daartoe het vakje door het klepje te verschuiven en plaats de batterijen. Zorg ervoor dat de polariteit van de plus- en minpolen juist is.

Raak geen onderdelen onder spanning aan met natte doeken of natte handen.

## **Ondersteunde apparaten voor de app:**

iOS 8.0 of hoger

Android 6.0 of hoger

## **Installeer de Fitdays app**

1. zoek naar „Fitdays“ in de Apple Store of op Google Play of scan de QR code.
2. download en installeer de app op uw toestel.



3. Het app-icoon verschijnt op uw smartphone of tablet, nadat de installatie is voltooid.

## De Fitdays app gebruiken

1. Plaats de weegschaal op een stevige, vlakke ondergrond.




2. Schakel Bluetooth in op uw smartphone of tablet.

3. Registreer uw eigen ID in de app met uw e-mail en een uniek wachtwoord.


	<p>← <b>Datenschutzvereinbarung</b></p> <p>Diese App respektiert und schützt die Privatsphäre aller Nutzungsdienste. Um Ihnen einen genaueren und personalisierten Service zu bieten, wird die App Ihre personenbezogenen Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung verwenden und weitergeben. Aber die App wird mit einem hohen Maß an Sorgfalt und Klarheit behandelt. Sofern in dieser Datenschutzerklärung nichts anderes bestimmt ist, wird die App keine Dritte ohne vorherige Genehmigung an Dritte weitergeben oder weitergeben. Diese App ist diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit aktualisieren. Durch die Zustimmung zur App-Datenschutzklärung gilt Ihnen der gesamte Inhalt dieser Datenschutzerklärung. Diese Datenschutzerklärung ist ein integraler Bestandteil der App Services Use Agreement.</p> <p>1. So sammeln Sie Daten.</p> <p>Die von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen, im Zuge der Verwendung dieses Produkts, nach dem Fitness-Assessment-Messung, durch die Sammlung von Körperparametern, Körpertemperatur/Muskelvolumen/Metabolismus und andere Messdaten erhalten durch eine komplexe Formel, die Größe des Herzes, das Alter, Körpergewicht wird als einer der Körper Parameter aufgenommen werden, so dass, wenn Sie diese App-Metriken registrieren, werden Sie als Daten (Alter, Höhe, Geschlecht und andere körperbezogene Daten, wie...</p>	<p>← <b>E-Mail annehmen</b></p> <p>Bitte geben Sie Ihre E-Mail ein</p> <p><input type="text" value="example@gmail.com"/></p> <p><b>Passwort</b></p> <p>6-16, englische Kombination aus Zahlen und Buchstaben</p> <p><input type="password" value="Password eingeben"/> </p> <p><b>Passwort wiederholen</b></p> <p>Bitte geben Sie das Passwort erneut ein</p> <p><input type="password" value="Password eingeben"/> </p> <p><a href="#">Ich habe bereits einen Account</a></p> <p><input type="checkbox"/> Ich habe gelesen und akzeptiere die <a href="#">Datenschutzvereinbarung</a></p> <p><b>Nächste</b></p>
--	---	--

4. Voeg uw persoonlijke gegevens toe en klik vervolgens op „Bevestigen“.

Opmerking: Het invoeren van onjuiste gegevens zoals geslacht, leeftijd, lengte, enz. kan resulteren in, onnauwkeurige meting voor uw persoon.



5. Koppel de weegschaal via Bluetooth. Klik op „Gebruikersaccount“ en dan op „Apparaat“, dan „+“ om de schaal ID te vinden en te koppelen.  
 Opmerking: Als de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt er een Bluetooth-icoontje op de weegschaal en het woord „+“ wordt weergegeven op de weegschaal en het woord „Connected“ verschijnt bovenaan het beginscherm.




- Tik met uw voet op de weegschaal om het display te activeren. Wacht tot op het display „0.0 „kg verschijnt.
- Blijf bij „Fitdays“ op het beginscherm en stap op de weegschaal met blote voeten om de meting te starten.




Tip:

Blijf op de app pagina, alleen dan kunnen de gegevens synchroniseren met de telefoon. gesynchroniseerd. Als je met sokken op de weegschaal gaat staan, wordt alleen het gewicht en de lichaamsbalans gemeten.


- Het nummer op het display knippert wanneer de weegschaal u weegt en analyseert. Wanneer de weegschaal uw linker- en rechtergewicht op het display weergeeft, heeft u 5 - 10 seconden om uw lichaam in balans te brengen. Probeer uw linker- en rechtergewicht gelijk te verdelen op de weegschaal.
- Wanneer de hartslag wordt gemeten, gaat er een hartpictogram branden op de weegschaal en knipperen in de app. Blijf alsjeblieft kalm om accurate gegevens te krijgen.
- Blijf op de weegschaal tot „Done“ wordt weergegeven, dan worden alle gegevens op de weegschaal en de smartphone gesynchroniseerd.




11. Klik op „Meer gegevens“ om details te zien over lichaamsgewicht, BMI, BMR, spiermassa, Botmassa, enz. Controleer het gegevensverschil in de grafiek per week, maand en jaar in verticale of horizontale versie, controleer met het icoon rechtsboven.



12. Een gebruiker toevoegen of wijzigen: klik op „uw profiel“ op de startpagina of op „Gebruikersaccount“, dan „Gebruiker toevoegen“. De slimme weegschaal kan de gebruiker herkennen aan het gewichtsverschil en u eraan herinneren de juiste gebruiker te selecteren. Elke account kan 24 gebruikers ondersteunen.



13. Gewicht baby controleren: klik op „+ --> baby mode“. Een volwassene stapt eerst op de weegschaal om zichzelf te wegen. Nadat de weegschaal het gewicht heeft bepaald, stapt u van de weegschaal, houdt u de baby in uw armen en weegt u zelf opnieuw. De Fitdays app zal dan automatisch het gewicht van de baby berekenen.



## Tips voor het oplossen van problemen

### 1. Bluetooth-verbinding mislukt

Zorg ervoor dat de weegschaal en Bluetooth zijn ingeschakeld op uw smartphone.

Controleer de OS-versie van uw smartphone, deze moet iOS 8.0 of hoger/Android 6.0 of hoger zijn.

Als de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt er een Bluetooth-pictogram op het scherm en wordt het woord „Verbonden“ weergegeven in de cirkel van het beginscherm van de smartphone.

Als de Bluetooth verbinding mislukt, klik dan op „My--->Device“ om de weegschaal ID te vinden.

### 2. Er worden geen gegevens over lichaamsvet weergegeven na het wegen.

De gebruiker moet met blote voeten op de weegschaal stappen.

Zorg ervoor dat zowel uw voeten als de weegschaal droog zijn.

Stap pas van de weegschaal als de meting helemaal klaar is.

Ga ongeveer 10 seconden op de weegschaal staan tot het getal op het display niet meer knippert.

Bluetooth is niet ingeschakeld of gekoppeld met een andere weegschaal.

### 3. Onjuiste gewichtsgegevens verschijnen

Controleer of de weegschaal op een harde, vlakke ondergrond staat.

Controleer elke sensorvoet op de onderkant van de weegschaal, zodat er niets aan een voet vastzit.

### 4. Verkeerde vet-spierverhouding wordt weergegeven in de app.

Body parameter instellingen zijn onjuist, controleer of u de juiste geslacht, lengte en leeftijd ingevoerd.

### 5. De weegschaal opnieuw te kalibreren nadat ze is vervoerd of op een andere plaats is neergezet.

Stap op de weegschaal om hem aan te zetten. Wacht even en laat de weegschaal automatisch terugstellen op 0,0 kg.

### 6. De weegschaal gaat niet aan.

Controleer of de batterijen leeg zijn en installeer zo nodig nieuwe.

### 7. Het vervangen van een andere weegschaal op het mobiele apparaat.

Klik op „Gebruikersaccount“, dan „Instellingen“ en „Uitloggen“ om vervolgens verbinding te maken met een nieuwe schaal.

### Belangrijke informatie over recycling

Stuur de weegschaal naar gecertificeerde inleverpunten voor recycling.

Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en gebruik zo mogelijk de originele verpakking



voordat u het verzendt. indien mogelijk in de originele verpakking.

Gebruikte batterijen mogen niet met het huisvuil worden weggegooid omdat zij giftige bestanddelen en zware metalen kunnen bevatten. en zware metalen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. schadelijk voor de gezondheid. Breng gebruikte batterijen naar een geschikt recyclingbedrijf.

### **Garantie/Garantie**

De garantieperiode bedraagt 24 maanden vanaf de datum van aankoop. Dit omvat 6 maanden garantie vanaf de datum van aankoop. Bewijs van aankoop is de kassabon. Het product is vóór verzending grondig gecontroleerd op kwaliteit en functionaliteit.

Een uitsluiting van de garantie vindt plaats in de volgende gevallen:

In geval van foutieve installatie

In geval van wijzigingen aan het systeem zonder onze goedkeuring schade veroorzaakt door vocht op de stroom voerende delen, schade veroorzaakt door vallende of beschadigde kabels kabels indien geen bewijs van aankoop beschikbaar is



### **CE Verklaring van Overeenstemming**

Mobiset GmbH verklaart hierbij dat dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen van de geldende Europese richtlijnen.

### **Algemene informatie**

#### **Copyright**

Dit document wordt beschermd door het auteursrecht. Elke reproductie of herdruk, zelfs gedeeltelijk, evenals de reproductie van de illustraties, zelfs in gewijzigde vorm, is alleen toegestaan met de alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de fabrikant.

#### **Nota's over milieubescherming**



De gebruikte verpakkingsmaterialen kunnen worden gerecycleerd. Verwijder verpakkingsmateriaal dat niet langer nodig is in overeenstemming met de plaatselijk geldende voorschriften.



Dit product mag binnen de Europese Unie niet met ander huishoudelijk afval worden weggegooid. Gooi het apparaat weg bij de gemeentelijke inzamelpunten.

Mobiset GmbH – Rösrather Straße 333 – 51107 Köln  
Tel: +49 221 989 52 0 - Fax: +49 221 989 5239  
[www.mobiset.de](http://www.mobiset.de)





## EU-Konformitätserklärung DECLARATION OF CONFIRMITY

Mobiset GmbH  
Rösratherstr. 333  
D-51107 Köln  
Tel.: 0221 – 98 95 20

erklärt hiermit, dass das nachfolgend aufgeführte Produkt bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen folgender Richtlinien entsprechen:

*Declares herewith, that the products designated below comply with the relevant fundamental requirements of the following EG directives:*

EMC 2014/30/EU

ROHS 2011/65/EU and ist amendment Directive EU 2015/863

**Produkt / product:** SEECODE DESIGN-BLUETOOTH-KÖRPERWAAGE / SEECODE DESIGN-BLUETOOTH-BODY SCALE

**Typ/Type:** 20278 / 233-349.

**Folgende Normen wurden angewendet: *following Standards are used:***

EN 301 489-1; EN 301 489-1; EN 55032, EN61000-3-2, EN61000-3-2  
EN 301 489-1, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN 61000-4-4, ISO 7637-1,-2, EN 61000-4-5, EN 610000-4-11

IEC 62321-3-1:2013 / IEC 62321-5:2013  
IEC 62321-4:2013+A1:2017  
IEC62321-7-2:2017 / IEC 62321-6:2015  
IEC 62321-7-1:2015/ IEC 62321-8:2017

ETSI EN 301 489-1  
ETSI EN 301 489-17

Köln, Cologne  
10.05.2021

---

Dietmar Jung CEO / Geschäftsführer

