


Seecode Thermo Insektenstich-Gerät



DE | SEECODE Thermo Insektenstich-Gerät Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf unseres SEECODE Thermo Insektenstich-Geräts, mit dem Sie schnell und besonders einfach Juckreiz, Schmerzen und Schwellungen durch Insektenstiche verhindern können. Damit Sie lange Freude an Ihrem Produkt haben und es vollumfänglich nutzen können, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das SEECODE Insektenstich-Gerät nutzen, um Schäden durch falsche Bedienung zu vermeiden. Schenken Sie den Sicherheitsinformationen bitte besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie das Insektenstich-Gerät Dritten überlassen, sollte auch diese Bedienungsanleitung mit überreicht werden. Bewahren Sie

bitte die Bedienungsanleitung zum Nachschlagen auf. Unser Produkt ist nur für die Bedienung durch Erwachsene vorgesehen. Bitte bewahren Sie dieses Produkt zur Sicherheit von Kindern außerhalb ihrer Reichweite auf.

WARNUNG

Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht von Erwachsenen benutzen. Auch eine Reinigung darf nicht von Kindern durchgeführt werden.

Entfernen Sie vor der ersten Benutzung des Insektenstich-Geräts die Schutzfolie am Kopfteil.

Beim Gebrauch erhitzt sich der Metallkopf. Vorsicht ist geboten.

Tauchen Sie das Insektenstich-Gerät niemals in Wasser ein. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck.

Nicht auf oder in der Nähe von Schleimhäuten, Wunden, Augen oder anderen empfindlichen Körperteilen verwenden. Das Gerät ist nicht für die Benutzung von Personen (einschließlich Kindern) bestimmt, die Hitze gegenüber wenig oder gar nicht empfindlich sind.

Das Insektenstich-Gerät darf nicht von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unerfahrenen oder unkundigen Personen verwendet werden. Es sei denn, sie werden von Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind, überwacht oder haben von ihnen Anweisungen zur Verwendung dieses Geräts erhalten.

Wichtige Hinweise

- Nur auf Hautstellen anwenden, die Insektenstiche aufweisen. Falls der Juckreiz danach noch leicht spürbar ist, bitte Behandlung nach frühestens 2 Minuten wiederholen, aber nicht öfter als 5 Mal in der Stunde.
- Dieses Gerät verwendet Wärme um Schmerzen und Juckreiz nach einem Insektenstich schnell und dauerhaft zu lindern.
- Die konzentrierte Wärme zerstört auf natürliche Weise die Proteine und beseitigt somit die Giftstoffe, die Ursache der mit dem Stich verbundenen Unannehmlichkeiten sind.
- Für die Sicherheit der Benutzer ist dieses Produkt ohne chemi-

- sche Mittel und ohne Additive. Bei dem verwendeten Material handelt es sich um ein Material mit thermischer Leitfähigkeit.


Sicherheitshinweise

Dieses Gerät ist nur zum Hausgebrauch bestimmt. Das Gerät nur gemäß den Angaben dieser Gebrauchsanweisung benutzen. Nicht versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. Es muss von einer Kundendienststelle oder einer qualifizierten Reparaturstelle repariert werden. Das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen aufstellen bzw. be-

nutzen, um Verformungen der Kunststoffteile zu vermeiden.

Technische Daten

Material	ABS
Stromversorgung	2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Erzeugte Wärme	ca. 40°C bis 51°C



Gebrauchsanleitung

Entfernen Sie zuerst die Schutzfolie am Kopfteil.

Einsatz und/oder Austausch der Batterien

- Das Batteriefach auf der Rückseite des Geräts öffnen.
- 2 AA-Mignon Batterien einlegen, dabei die Polarität (Plus/Minus) beachten.
- Das Batteriefach schließen.

Batterien ausgetauscht werden müssen.

Anwendung

- Das Gerät mit dem Einschaltknopf (rastet spürbar ein) einschalten, die blaue LED-Leuchte blinkt und zeigt an, dass das Gerät korrekt funktioniert.
- Das Kopfteil des Insektenstich-Geräts auf den Insektenstich setzen.
- Mithilfe des Rädchens wird die Stärke der Wärme eingestellt (von 1-niedrig bis 5-hoch).

Wenn die rote LED-Leuchte aufleuchtet, bedeutet dies, dass die

werden.

Reinigung und Pflege

Reinigen sie das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch, das keine Fusseln abgibt. Benutzen Sie zur Reinigung des Geräts keine aggressiven Reinigungsmittel.

Umgang mit Batterien

Die gebrauchten Batterien bitte im Fachhandel abgeben. Nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen.

Empfehlung: Beginnen Sie immer mit der Stärke 1. Stärke für Kinder: 1 bis 2 und für Erwachsene 2 bis 5. Achtung! Je nach Person und Körperbereich ist die Temperaturempfindung verschieden. Vor dem Gebrauch bei Kindern immer einen Test vornehmen.

- Die Stärke vorsichtig und entsprechend Ihrer Empfindlichkeit erhöhen.
- Nachdem der Juckreiz nach ca. 2 bis 5 Sekunden verschwunden ist, Gerät absetzen und mittels des Ausschaltknopfes ausschalten.
- Bei Bedarf kann die Behandlung nach 2 Minuten wiederholt

Begrenzen Sie den Verbrauch von Batterien, da die Entsorgung die Umwelt belastet. Die Batterien müssen richtig eingelegt werden. Bitte die Polarität (Plus/Minus) beachten. Falsch eingelegte Batterien können das Gerät beschädigen, sie können auslaufen und im Extremfall kann es zu Brand und Explosion führen.

Bei Fehlfunktionen neue Batterien einlegen. Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus. Benutzen Sie immer zwei gleiche Batterien (Aufladbare, Alkaline oder andere Batterien). Verbrauchte Batterien direkt aus dem Gerät nehmen. Wir empfehlen Ihnen, bei längerem Nichtgebrauch des Gerätes die

Batterien herauszunehmen, da diese auslaufen können und somit Ihr Gerät beschädigen. Nicht ins Feuer werfen, Explosionsgefahr. Das Aufladen von Akkus und der Austausch von Batterien darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.

Garantie/Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Darin enthalten sind 6 Monate Garantie ab Kaufdatum. Der räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist europaweit.

Als Beleg hierfür gilt der Kaufbeleg. Das Produkt wurde vor dem Versenden gründlich auf Qualität und Funktionalität geprüft. Ein Abschluss der Garantie findet unter folgenden Fällen statt:

- bei Veränderungen des Systems ohne unsere Genehmigung
- bei andersartiger als der oben genannten Verwendung
- bei Fallschäden

Bei Inanspruchnahme der Garantie/Gewährleistung senden Sie bitte das vollständige Produkt in einer transportsicheren Verpackung an die Verkaufsstelle zurück, von der das Produkt bezogen wurde. Beschreiben Sie den erkannten Mangel am Produkt und legen Sie der Sendung den Original Kaufbeleg bei. Der Verkäufer behält sich das Recht auf Nacherfüllung vor Erstattung des Kaufpreises vor. Erforderliche Transportkosten werden der Kundschaft bei Feststellung eines gerechtfertigten Anspruchs der gesetzl. Garantie/ Gewährleistung erstattet. Die Inanspruchnahme der gesetzlichen Mängelrechte ist unentgeltlich. Diese werden nicht durch die Garantie eingeschränkt.

CE-Konformitätserklärung

CE Hiermit erklärt Mobiset GmbH, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der zutreffenden europäischen Richtlinien befindet.


Allgemeine Hinweise Urheberrecht

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Wiedergabe der Abbildungen, auch im veränderten Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers gestattet.

Hinweise zum Umweltschutz

Die verwendeten Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften. Dieses Produkt darf innerhalb der Europäischen Union nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der regionalen Verordnungen.

Seecode Thermo Insect Bite Device



EN I SEECODE Thermo Insect Bite Device Instruction manual

Thank you for purchasing our SEECODE Thermo Insect Bite Device, which helps you to quickly and easily prevent itching, pain and swelling caused by insect bites. To ensure that you can enjoy your product for a long time and make full use of it, please read these operating instructions carefully before using the SEECODE insect bite device to avoid damage due to incorrect operation.

Please pay special attention to the safety information. If you give the insect bite device to a third party, this instruction manual should also be handed over. Please keep the operating instructions for future

Never immerse the insect bite device in water.
Do not operate the device if it is damaged.
Only use the unit for the purpose described in these instructions.
This appliance can be used by children only if they are supervised or have been instructed in the safe use of the appliance and understand the hazards involved.

Do not use on or near mucous membranes, wounds, eyes or other sensitive body parts.
The device is not intended for use by persons (including children) who have little or no sensitivity to heat.
The insect bite device must not be used by persons with reduced

- and itching after an insect bite.
- The concentrated heat naturally destroys the proteins and thus eliminates the toxins that are the cause of the discomfort associated with the sting.
- For the safety of the users, this product is without chemical agents and additives. The material used is a material with thermal conductivity.

Safety instructions

This appliance is for household use only.

Technical data

Material ABS
Power supply 2 AA batteries (not included)
Generated heat approx. 40°C to 51°C

Instructions for use

First remove the protective film from the head section.

Using and/or replacing the batteries

- Open the battery compartment on the back of the unit.
- Insert 2 AA-Mignon batteries, observing the polarity (plus/minus).
- Close the battery compartment.

When the red LED lights up, this means that the batteries must be replaced.

sensation is different.
Always test before use on children.

- Increase the strength carefully and according to your sensitivity.
- After the itching has disappeared after approx. 2 to 5 seconds, put the device down and switch it off using the switch-off button.
- If necessary, the treatment can be repeated after 2 minutes.

The batteries must be inserted correctly. Please observe the polarity (plus/minus).
Incorrectly inserted batteries can damage the unit, they can leak and, in extreme cases, they can cause fire.
and in extreme cases it can lead to fire and explosion.
In case of malfunction, insert new batteries.


Always replace all batteries at the same time. Always use two of the same batteries (rechargeable, alkaline or other).
Remove used batteries directly from the unit.
We recommend that you remove the batteries if you are not going to use the appliance for a long time, as they may leak and damage your appliance.

Guarantee/Warranty

The warranty period is 24 months from the date of purchase. This includes a 6-month guarantee from the date of purchase. The territorial scope of the warranty protection is Europe-wide.

The proof of purchase is valid as proof of this. The product has been thoroughly checked for quality and functionality before dispatch. The guarantee is excluded in the following cases:
- in the event of modifications to the system without our approval
- in the case of use other than that stated above
- in the event of damage caused by falling

CE Declaration of Conformity

 Mobiset GmbH hereby declares that this product is in conformity with the essential requirements of the applicable European directives.

General information

Copyright

This document is protected by copyright. Any duplication or reprinting, including excerpts, as well as the reproduction of illustrations, even in modified form, is only permitted with the written consent of the manufacturer.

reference.

Our product is intended for adult use only. Please keep this product out of the reach of children for their safety.

WARNING

Children must not use the appliance without adult supervision.
Cleaning must also not be carried out by children.

Before using the insect bite device for the first time, remove the protective film from the head part.
The metal head heats up during use. Caution is advised.


physical, sensory or mental capabilities or by inexperienced or unformed persons. Unless they are supervised by persons responsible for their safety or have received instructions from them on how to use this appliance.

Important notes

- Only apply to skin areas that have insect bites. If the itching is still slightly noticeable afterwards, please repeat the treatment after 2 minutes at the earliest, but not more than 5 times an hour.
- This device uses heat to quickly and permanently relieve pain

Use the appliance only in accordance with the instructions in this manual.

Do not attempt to repair the appliance yourself.
It must be repaired by a customer service centre or a qualified repair centre.
Do not place or use the appliance near heat sources to avoid deformation of the plastic parts.



Application

- Switch on the unit with the power button (clicks noticeably), the blue LED light flashes, indicating that the unit is working correctly.
- Place the head of the insect bite device on the insect bite.
- Use the dial to adjust the strength of the heat (from 1-low to 5-high).

Recommendation: Always start with strength 1.
Strength for children: 1 to 2 and for adults 2 to 5.
Attention. Depending on the person and body area, the temperature

Cleaning and care

Clean the appliance only with a dry or slightly damp cloth that does release any lint.
Do not use aggressive cleaning agents to clean the unit.


Handling batteries

Please take the used batteries to your local dealer. Do not dispose of them with normal household waste.
Limit the use of batteries, as disposal pollutes the environment.

Do not throw them into a fire, risk of explosion.
Charging the batteries and replacing batteries may only be carried out by adults.


When making a claim under the guarantee/warranty, please return the complete product in transport-safe packaging to the point of sale from which the product was purchased. Describe the detected defect in the product and enclose the original proof of purchase with the shipment. The seller reserves the right to remedy the defect before refunding the purchase price. Necessary transport costs will be reimbursed to the customer if a justified claim under the statutory guarantee/warranty is established. The use of the legal rights for defects is free of charge. These are not limited by the guarantee.

Notes on environmental protection

 The packaging materials used can be recycled. Dispose of packaging materials that are no longer needed in accordance with the locally applicable regulations. This product must not be disposed of in normal household waste within the European Union. Dispose of the appliance in accordance with regional regulations.

Seecode

Thermo Appareil contre les piqûres d'insectes



FR I SEECODE Thermo Appareil contre les piqûres d'insectes

Mode d'emploi
 Nous vous remercions d'avoir acheté notre appareil SEECODE Thermo contre les piqûres d'insectes, qui vous permet d'éviter rapidement et particulièrement facilement les démangeaisons, les douleurs et les gonflements dus aux piqûres d'insectes. Pour que vous puissiez profiter longtemps de votre produit et l'utiliser pleinement, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil SEECODE contre les piqûres d'insectes afin d'éviter tout dommage dû à une mauvaise manipulation.

Veuillez prêter une attention particulière aux informations relatives

Avant d'utiliser l'appareil contre les piqûres d'insectes pour la première fois, retirez le film de protection de la tête de l'appareil. Lors de l'utilisation, la tête métallique s'échauffe. La prudence est de mise.

Ne plongez jamais l'appareil à piqûres d'insectes dans l'eau. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. N'utilisez l'appareil que dans le but décrit dans ce mode d'emploi.

Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants que s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil en

à la sécurité. Si vous confiez le dispositif de piqûres d'insectes à un tiers, ce mode d'emploi doit également être remis. Conservez le mode d'emploi pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Notre produit est destiné à être utilisé par des adultes uniquement. Pour la sécurité des enfants, veuillez garder ce produit hors de leur portée.

AVERTISSEMENT

Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte. Le nettoyage ne doit pas non plus être effectué par des enfants.

toute sécurité et comprennent les risques encourus.

Ne pas utiliser sur ou à proximité des muqueuses, des plaies, des yeux ou d'autres parties sensibles du corps. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) peu ou pas sensibles à la chaleur. L'appareil à piqûres d'insectes ne doit pas être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou par des personnes inexpérimentées ou non informées. Sauf si elles sont surveillées par des personnes responsables de leur sécurité ou si elles ont reçu de leur part des instructions sur l'utilisation de cet appareil.

Remarques importantes

- N'appliquer que sur les zones de peau présentant des piqûres d'insectes. Si les démangeaisons sont encore légèrement perceptibles, répéter le traitement au bout de 2 minutes au plus tôt, mais pas plus de 5 fois par heure.
- Cet appareil utilise la chaleur pour soulager rapidement et durablement la douleur et les démangeaisons après une piqûre d'insecte.
- La chaleur concentrée détruit naturellement les protéines et élimine ainsi les toxines à l'origine des désagréments liés à la piqûre.

- Pour la sécurité des utilisateurs, ce produit est sans agents chimiques et sans additifs. Le matériau utilisé est un matériau à conductivité thermique.


Consignes de sécurité

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. N'utiliser l'appareil que conformément aux utiliser selon les indications de ce mode d'emploi. Ne pas essayer de réparer l'appareil soi-même. Il doit être réparé par un être réparé par un service après-vente ou un centre de réparation qualifié.

Ne pas installer ou utiliser l'appareil à proximité d'une source de chaleur afin d'éviter toute déformation des pièces en plastique.

Caractéristiques techniques

Matériau ABS
 Alimentation électrique 2 piles AA (non comprises dans la livraison)
 Chaleur produite env. 40°C à 51°C



Mode d'emploi

Retirez d'abord le film de protection de la tête de lit.

Utilisation et/ou remplacement des piles

- Ouvrir le compartiment à piles situé à l'arrière de l'appareil.
- Insérer 2 piles AA mignon en respectant la polarité (plus/moins).
- Fermer le compartiment à piles.

Lorsque le voyant rouge s'allume, cela signifie que les piles doivent

être remplacées.
 doivent être remplacées.

Utilisation

- Allumer l'appareil à l'aide du bouton de mise en marche (on sent qu'il s'enclenche), le voyant LED bleu clignote et indique que l'appareil fonctionne correctement.
- Placer la tête de l'appareil à piqûres d'insectes sur la piqûre d'insecte.
- Régler l'intensité de la chaleur à l'aide de la molette (de 1-faible à 5-élevé).

Recommandation : commencez toujours par la puissance 1. Puissance pour les enfants : 1 à 2 et pour les adultes : 2 à 5. Attention ! La sensation de température varie selon les personnes et les zones du corps. Toujours faire un test avant l'utilisation chez les enfants.

- Augmenter la force avec précaution et en fonction de votre sensibilité.
- Lorsque les démangeaisons ont disparu au bout de 2 à 5 secondes environ, poser l'appareil et l'éteindre à l'aide du bouton d'arrêt.
- Si nécessaire, le traitement peut être répété après 2 minutes.

Nettoyage et entretien

Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide qui nene peluche pas. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs pour nettoyer l'appareil.

Manipulation des piles

Veuillez rapporter les piles usagées dans un magasin spécialisé. Ne

pas les jeter avec les ordures ménagères normales. Ne pas les jeter avec les ordures ménagères normales. Limitez l'utilisation des piles, car leur élimination a un impact sur l'environnement. Les piles doivent être insérées correctement. Veuillez respecter la polarité (plus/moins). doivent être respectées. Des piles mal insérées peuvent endommager l'appareil, elles peuvent fuir. Et dans les cas extrêmes, elles peuvent provoquer un incendie ou une explosion. En cas de dysfonctionnement, insérer des piles neuves. Remplacez toujours toutes les piles en même temps. Utilisez toujours

deux piles identiques. (piles rechargeables, alcalines ou autres piles). Retirer les piles usagées directement de l'appareil. Nous vous recommandons de retirer les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, car elles peuvent couler et endommager votre appareil. Ne pas les jeter dans le feu, risque d'explosion. Le chargement des batteries et le remplacement des piles ne doivent être effectués que par des adultes.

Garantie/garantie

La période de garantie est de 24 mois à compter de la date d'achat. Ce délai comprend une garantie de 6 mois à compter de la date d'achat. La couverture géographique de la garantie s'étend à toute l'Europe.

La preuve d'achat fait office de justificatif. La qualité et la fonctionnalité du produit ont été minutieusement contrôlées avant l'envoi. La garantie est exclue dans les cas suivants :
 - en cas de modification du système sans notre autorisation
 - en cas d'utilisation autre que celle mentionnée ci-dessus
 - en cas de dommages dus à une chute

En cas de recours à la garantie, veuillez renvoyer le produit complet dans un emballage résistant au transport au point de vente où le produit a été acheté. Décrivez le défaut constaté sur le produit et joignez à l'envoi la preuve d'achat originale. Le vendeur se réserve le droit de réparer le produit avant de rembourser le prix d'achat. Les frais de transport nécessaires seront remboursés à la clientèle en cas de constatation d'un droit justifié de la garantie légale/du droit de garantie. Le recours aux droits légaux en matière de vices est gratuit. Ceux-ci ne sont pas limités par la garantie.

Déclaration de conformité CE

Par la présente, Mobiset GmbH déclare que ce produit est en conformité avec les exigences fondamentales des directives européennes applicables.


Remarques générales

Droit d'auteur
 Ce document est protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction ou réimpression, même partielle, ainsi que la représentation des illustrations, même modifiées, ne sont autorisées qu'avec l'accord écrit du fabricant.

Remarques relatives à la protection de l'environnement

Les matériaux d'emballage utilisés sont recyclables. Éliminez les matériaux d'emballage qui ne sont plus utilisés conformément aux réglementations locales en vigueur. Dans l'Union européenne, ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers normaux. Éliminez l'appareil conformément aux réglementations régionales.

Seecode Thermo Insectenbeet apparaat



NL | SEECODE Thermo Insectenbeet apparaat

Gebruiksaanwijzing
 Dank u voor uw aankoop van ons SEECODE Thermo Insectenbeet apparaat, waarmee u snel en gemakkelijk jeuk, pijn en zwelling veroorzaakt door insectenbeten kunt voorkomen. Om er zeker van te zijn dat u lang van uw product kunt genieten en er optimaal gebruik van kunt maken, verzoeken wij u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen voordat u de SEECODE insectenbijtmachine in gebruik neemt, om schade als gevolg van onjuiste bediening te voorkomen.

Let vooral op de veiligheidsinformatie. Indien u de insectenbijtvoorziening aan een derde geeft, dient u ook deze gebruiksaanwijzing te

De metalen kop warmt op tijdens het gebruik. Voorzichtigheid is geboden.

Dompel de insectenbeet apparaat nooit onder in water. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is. Gebruik het toestel alleen voor het in deze gebruiksaanwijzing beschreven doel.

Dit apparaat mag alleen door kinderen worden gebruikt als zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen.

- Alleen aanbrengen op de huid die door insectenbeten is aangetast. Als de jeuk daarna nog lichtjes voelbaar is, herhaalt u de behandeling op zijn vroegst na 2 minuten, maar niet vaker dan 5 keer per uur.
- Dit apparaat maakt gebruik van warmte om de pijn en jeuk na een insectenbeet snel en blijvend te verlichten.
- De geconcentreerde hitte vernietigt op natuurlijke wijze de proteïnen en elimineert zo de toxines die de oorzaak zijn van het ongemak dat met de steek gepaard gaat.
- Voor de veiligheid van de gebruikers is dit product zonder chemische stoffen en additieven. Het gebruikte materiaal is een materiaal

overhandigen. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Ons product is alleen bedoeld voor gebruik door volwassenen. Houd dit product buiten het bereik van kinderen voor hun veiligheid.

WAARSCHUWING

Kinderen mogen het toestel niet gebruiken zonder toezicht van een volwassene. Het schoonmaken mag ook niet door kinderen worden uitgevoerd.

Voordat u de insectenbeet apparaat voor de eerste keer gebruikt, verwijdert u de beschermfolie van het hoofddeel.

Niet gebruiken op of in de buurt van slijmvliezen, wonden, ogen of andere gevoelige lichaamsdelen. Het toestel is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) die weinig of niet gevoelig zijn voor warmte. De insectenbijtvoorziening mag niet worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of door overervaren of onwetende personen. Tenzij ze onder toezicht staan van personen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid of van hen instructies hebben gekregen over het gebruik van dit apparaat.

Belangrijke opmerkingen

met thermische geleidbaarheid.


Veiligheidsvoorschriften

Dit toestel is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat alleen in overeenstemming met de Gebruik het apparaat alleen volgens de aanwijzingen in deze handleiding. Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Het moet gerepareerd worden door een gekwalificeerd reparatiecentrum.

Plaats of gebruik het toestel niet in de buurt van warmtebronnen om vervorming van de kunststof onderdelen te voorkomen.

Technische gegevens

Materiaal ABS
 Stroomvoorziening 2 AA batterijen (niet meegeleverd)
 Opgewekte warmte ca. 40°C tot 51°C



Instructies voor gebruik

Verwijder eerst de beschermfolie van het hoofdgedeelte.

Gebruik en/of vervanging van de batterijen

- Open het batterijvak aan de achterkant van het toestel.
- Plaats 2 AA-Mignon batterijen, let op de polariteit (plus/minus).
- Sluit het batterijvak.

Als de rode LED oplicht, betekent dit dat de batterijen moeten worden

vervangen.

Toepassing

- Schakel het toestel in met de aan/uit-knop (klikt merkbaar), het blauwe LED-lampje knippert, ten teken dat het toestel correct werkt.
- Plaats de kop van het insectenbeet apparaat op de insectenbeet.
- Gebruik de draaiknop om de sterkte van de warmte in te stellen (van 1-laag tot 5-hoog).

Aanbeveling: Begin altijd met sterkte 1. Sterkte voor kinderen: 1 tot 2 en voor volwassenen 2 tot 5. **Attentie.** Afhankelijk van de persoon en de lichaamszone, is de temperatuursensatie verschillend. **Altijd testen voor gebruik op kinderen.**

- Verhoog de sterkte voorzichtig en naar gelang uw gevoeligheid.
- Nadat de jeuk na ca. 2 tot 5 seconden is verdwenen, legt u het apparaat neer en schakelt u het uit met de uitschakelknop.
- Indien nodig kan de behandeling na 2 minuten worden herhaald.

Reiniging en onderhoud

milieu vervuult. De batterijen moeten correct geplaatst zijn. Let op de polariteit (plus/minus). Verkeerd geplaatste batterijen kunnen het toestel beschadigen, ze kunnen gaan lekken en, in extreme gevallen, brand veroorzaken. en in extreme gevallen kan het leiden tot brand en explosie. In geval van storing, plaats nieuwe batterijen. Vervang altijd alle batterijen tegelijk. Gebruik altijd twee van dezelfde batterijen (oplaadbaar, alkaline of andere). Verwijder gebruikte batterijen direct uit het toestel. Wij raden u aan de batterijen te verwijderen als u het toestel lange tijd

Reinig het apparaat alleen met een droge of licht vochtige doek die niet laat geen pluisjes los. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen om het toestel te reinigen.

Omgaan met batterijen

Breng gebruikte batterijen terug naar uw plaatselijke dealer. Gooi ze niet weg met het normale huisvuil. Beperk het gebruik van batterijen, aangezien de verwijdering ervan het

niet gaat gebruiken, omdat ze dan kunnen gaan lekken en uw toestel kunnen beschadigen. Gooi ze niet in het vuur, ontploffingsgevaar. Het opladen van de batterijen en het vervangen van de batterijen mag alleen door volwassenen worden uitgevoerd.

Garantie/Garantie

De garantietermijn bedraagt 24 maanden vanaf de datum van aankoop. Dit omvat een garantie van 6 maanden vanaf de datum van aankoop. Het territoriale toepassingsgebied van de garantiebescherming is heel Europa.

Het aankoopbewijs geldt als bewijs hiervan. Het product is vóór verzending grondig gecontroleerd op kwaliteit en functionaliteit. De garantie is uitgesloten in de volgende gevallen:
 - in geval van wijzigingen aan het systeem zonder onze goedkeuring
 - in geval van ander gebruik dan hierboven vermeld
 - in geval van schade veroorzaakt door vallende

Wanneer u aanspraak maakt op de garantie, dient u het volledige product in een transportveilige verpakking terug te sturen naar het verkooptpunt waar het product is gekocht. Beschrijf het geconstateerde defect aan het product en voeg het originele aankoopbewijs bij de zending. De verkoper behoudt zich het recht voor om het defect te verhelpen alvorens de aankoopprijs terug te betalen. Noodzakelijke transportkosten worden aan de klant vergoed, indien een gerechtvaardigde aanspraak op de wettelijke garantie/waARBorg wordt vastgesteld. Het gebruik van de wettelijke rechten voor gebreken is gratis. Deze zijn niet beperkt door de garantie.

CE Verklaring van Overeenstemming

Mobiset GmbH verklaart hierbij dat dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen van de geldende Europese richtlijnen.

Algemene informatie

Copyright
 Dit document wordt beschermd door het auteursrecht. Vermenigvuldiging of herdruk, met inbegrip van uittreksels, alsmede reproductie van illustraties, zelfs in gewijzigde vorm, is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de fabrikant.

Nota's over milieubescherming

De gebruikte verpakkingsmaterialen kunnen worden gerecycled. Gooi verpakkingsmateriaal dat niet langer nodig is weg in overeenstemming met de plaatselijke geldende voorschriften. Dit product mag binnen de Europese Unie niet met het normale huisvuil worden weggegooid. Gooi het toestel weg in overeenstemming met de regionale voorschriften.