

Universalbandage

aus recyceltem Kunststoff

Eine Bandage - viele Anwendungen

Einfach zu wickeln
*Individuell anpassbar mit
zwei Klettverschlüssen*



UDI-DI: 4 004128 011869

Maße der Bandage:

72 x 7,5 cm

2513EL1_2207_Ba

föremål. Rengöringen görs med hushållsvätt enligt vårdinstruktionerna.

N | Universell bandasje, laget av resirkulert plast

1 | Levering

1 x Bandasje

Les bruksanvisningen helt og forsiktig!



2 | Formål

Bandasjen støtter og stabiliserer seg. Måltrett press på sener og muskler kan lindre smerte og lindre muskel-skjelettsystemet. Målet er å redusere bruken av smertestillende midler og øke pasientens mobilitet.

- Støtter musklene i felles klager og svakhet i ledbånd og muskler
- Lette distorsjoner
- Overbelastning smerte
- ved senebetennelse

For privat bruk

3 | Kontraindikasjoner / Ikke egnet



I tilfelle av følgende medisinske tilstander anbefales det å bruke denne artikkelen først etter samråd med legen din:

- Hudsykdommer/skader i den berørte delen av kroppen, spesielt ved inflammatoriske symptomer som hevelse, rødhet og overoppheting
- Allergiske reaksjoner på materialet
- Sensoriske og bevegelsesforstyrrelser, f.eks.
- åpne sår eller indre skader
- For småbarn eller personer som ikke kan få seg til å føle seg hvis produktet sitter ubehagelig
- Lymfatiske avrenningsforstyrrelser eller uklare hevelse i bløtvev selv utenfor bruksområdet

4 | Merknader om sikker bruk av produktet



- Bivirkninger som påvirker hele organismen er ennå ikke kjent. Riktig bruk er nødvendig. Ved feil bruk er produktansvaret utelukket.
- Hvis bandasje er for stram eller ubehagelig, ta den ut umiddelbart!
- Brukes av tiden av private brukere.
- Hvis symptomene forverres eller du merker uvanlige endringer, må du kontakte legen din umiddelbart.

Må ikke brukes: Mens du sover

5 | Programmet

Påføringen av universalledningen varierer litt, avhengig av kroppsdelen. Generelt er fugen alltid innpakket. (Fig. På eksempelet foten)

Avb. 1: Legg bandasjen på vrangen og sett den rundt foten. **Avb. 2+3:** Styr bandasjen diagonalt over vrangen, rundt ankelen (om nødvendig flere ganger). Fest klemmen på et hvilket som helst tidspunkt. Stabilisering kan justeres individuelt ved å dra i bandasjen. Påse at det ikke blir folder når du vikler bandasjen rundt.

6 | Rengjøring

Lukk festene på kroken og sløyfene under vaskingen for å unngå skade på andre tøy. Rengjøringen utføres ved husvask, i henhold til pleieinstruksjonene.

FIN | Universaali side, valmistettu kierrätetystä muovista

1 | Toimitus

1 x Side

Lue käyttöohjeet huolellisesti ja huolellisesti!



2 | Käyttötarkoituksella

Side tukee ja vakauttaa. Kohdistettu paine jännitte ja lihakset voivat lievittää kipua ja lievittää tuki- ja liikuntaelinten. Tavoitteena on vähentää kipulääkkeiden käyttöä ja lisätä potilaan liikkuvuutta.

- Tukee lihaksia yhteisten kudosten, nivelsiteiden ja lihasheikkouden vuoksi
- lievät nyrjähdykset
- Ylikuormituksen kipu
- jännetulehduksessa
- Yksityiskäyttöön

3 | Vasta - Aiheet / Ei sovellu



Seuraavissa sairauksissa on suositeltavaa käyttää tätä artikkelia vasta lääkärin kuulemisen jälkeen:

- Ihosairaudet/vammat hoidettavassa kehon osassa, erityisesti tulehduksissa, kuten turvotukseen, punoittoon ja ylikuormitukseen
- Allergiset reaktiot materiaaliin
- Aisti- ja liikehäiriöt, esim.
- Avoimet haavat tai sisäiset vammat
- Taaperot tai henkilöt, jotka eivät saa itseään tuntemaan, jos tuote istuu epämiellyttävän
- Lymfaattiset valuma-alueet tai epäselviä pehmytkudoksen turvotusta myös

4 | Tuotteen turvallista käyttöä koskevat huomautukset



Koko organisiiniin vaikuttavia haittavaikutuksia ei vielä tunneta. Asian-

mukainen käyttö on tarpeen. Virheellisen käytön tapauksessa tuotevastuu ei tule kyseeseen.

- Jos tukiväy on liian tiukka tai epämiellyttävä, irrota se heti!
- Yksityisten käyttäjien käyttämät ajat.
- Jos oireesi pahenevat tai havaitset epätavallisia muutoksia, ota heti yhteys lääkäriin.

Älä käytä: Nukkuessa

5 | Sovellus

Tuen pukeminen/sovittaminen sidos: Yleisliitoksen käyttö eroaa hieman runko-osasta riippuen. Yleensä nivel on aina kääritty. (Esimerkkinä jalkaan)

Kuva 1: Aseta side siteeseen ja kääri se jalkaan. **Kuva 2+3:** Ohjaa siteet diagonaalisesti rungon yli, nilkan ympärillä (tarvittaessa useita kertoja). Kiinnitä kaula loppuun milloin tahansa. Voit kiinnittää säädellä sidettä. Siteosasi välttää poimuja hyvän istuvuuden takaamiseksi

6 | Pesu

Sulje koukku- ja silmukkakiinnikkeet pesun aikana, jotta muut pyyhkeet eivät vaurioituisi. Puhdistus tehdään kotitalouksien pesulla hoitoohjeiden mukaisesti.

CZ | Bandáž univerzální, vyrobeno z recyklovaného plastu

1 | Dodávky

1 x Bandáž

Přečtěte si návod k použití zcela a pečlivě!



2 | Určeným účelem

Bandáž podporuje a stabilizuje. Cílený tlak na šlachy a svaly může zmírnit bolest a zmírnit pohybový aparát. Cílem je snížit používání léků proti bolesti a zvýšit mobilitu pacienta.

- podporuje svalstvo v křehčích, vazů a svalové slabosti
- Lehké distorze
- Profylaxe recidiv
- Bolest přetížení
- Pooperační rehabilitace
- Pro soukromé použití

3 | Kontraindikace / Nevhodné



V případě následujících onemocnění se doporučuje nosit tento článek pouze po konzultaci se svým lékařem:

- Kožní onemocnění/poranění v postižené části těla, zejména u zánětlivých příznaků, jako je otok, zarudnutí a přehřátí
- Alergické reakce na materiál
- Senzorické a pohybové poruchy, např.
- Otevřené rány nebo vnitřní zranění
- Pro batolata nebo osoby, které se nemohou cítit, pokud výrobek sedí nepřijemně
- Lymfatické odtokové poruchy nebo nejasný otok měkkých tkání i mimo rozsah použití

4 | Poznámky k bezpečnému používání výrobku



Nežádoucí účinky postihující celý organismus nejsou dosud známy. Je vyžadována správná aplikace. V případě nesprávného použití je odpovědnost za výrobek vyloučena.

- Pokud je opěrný řemen příliš těsný nebo nepohodlný, okamžitě jej vyjměte!
- Používá se v době soukromými uživateli.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo zaznamenáte neobvyklé změny, okamžitě se poraďte se svým lékařem.

Nepoužívejte: Během spánku

5 | Aplikace

Uvedení na podpurné kapely: Aplikace univerzálního obvazu se mírně liší v závislosti na části těla. Obecně platí, že kloub je vždy zabalen. (Obr. Jako příklad na noze).

Obr. 1: Umístěte obvaz na nártu a obklopte ji kolem nohy. **Obr. 2+3:** Vodítko obtákejte diagonálně přes nártu, kolem kotníku (v případě potřeby několikrát). Upevněte konce bandáže v jakémkoli místě. Individuálním tahem lze přizpůsobit stabilizaci. Při navijení dbejte na to, aby nedošlo k pomačkání.

6 | Čištění

Během praní uzavřete háčky a smyčky, aby nedošlo k poškození dalších kusů prádla. Čištění se provádí praním v domácnosti podle pokynů pro péči.

Universalbandage aus recyceltem Kunststoff

Genäht und konfektioniert in einem integrativen Ausbildungszentrum

1 | Lieferumfang

1 x Bandage

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vollständig und sorgfältig durch!



2 | Zweckbestimmung

Die Bandage stützt und stabilisiert. Über gezielten Druck auf Sehnen und Muskeln können Schmerzen gemildert und der Muskelapparat somit entlastet werden. Ziel ist es die Einnahme von schmerzstillenden Medikamenten zu reduzieren und die Mobilität des Patienten zu erhöhen.

- stützt die Muskulatur bei Gelenksbeschwerden, Bänder- und Muskelschwäche
 - bei Dehnungen, Verstauchungen, Prellungen
 - bei Sehnnenscheidentzündungen
 - bei Überlastungsschmerz
 - zur Rehabilitation nach Operationen
- Zum privaten Gebrauch

3 | Kontraindikationen / Nicht geeignet



Bei folgenden Krankheitsbildern ist das Tragen des Artikels nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt zu empfehlen:

- Hauterkrankungen/-verletzungen im betroffenen Körperabschnitt, besonders bei entzündlichen Erscheinungen wie Schwellungen, Rötung und Überwärmung
- Allergische Reaktionen auf das Material
- Empfindungs- und Bewegungsstörungen, z.B. bei Zuckerkrankheit
- Offene Wunden oder innere Verletzungen
- Für Kleinkinder oder Personen, die sich nicht bemerkbar machen können, wenn das Produkt unangenehm sitzt
- Lymphabflussstörungen oder unklare Weichteilschwellungen auch außerhalb des Anwendungsbereichs

4 | Hinweise zur sicheren Anwendung des Produkts



Nebenwirkungen, die den gesamten Organismus betreffen, sind bisher nicht bekannt.

Eine sachgemäße Anwendung wird vorausgesetzt. Bei unsachgemäßer Anwendung ist eine Produkthaftung ausgeschlossen.

- Sollte die Bandage zu eng sitzen oder als unangenehm empfunden werden, nehmen sie diese sofort ab!
- Verwendung stundenweise durch private Anwender.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder Sie ungewöhnliche Veränderungen feststellen, wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt.

Nicht verwenden: während des Schlafens

5 | Anwendung

Das Anlegen der Universalbandage unterscheidet sich je nach Körperpartie geringfügig. Generell wird das Gelenk immer umwickelt. (Abb. am Beispiel Knöchel)

Abb. 1: Legen Sie die Bandage auf den Spann und wickeln Sie sie um den Fuß herum. **Abb. 2+3:** Führen sie die Bandage von außen diagonal über den Spann, um den Knöchel herum (bei Bedarf mehrmals) und kletten sie das Ende an beliebiger Stelle fest. Durch individuellen Zug kann die Stabilisierung angepasst werden. Achten sie beim Wickeln auf einen faltenfreien Sitz.

6 | Reinigung

Beim Waschen Klettverschlüsse verschließen, um Beschädigungen an anderen Wäschestücken zu vermeiden. Die Reinigung erfolgt durch haushaltsübliche Wäsche, gemäß Pflegeanleitung.



Adresse für Garantie und Service:

Hydas GmbH & Co.KG

c/o aatrikom fulfillment GmbH

Haagweg 12

65462 Ginsheim-Gustavsburg



Material: 87% Polyester recycelt, 13% Elasthan



2513.1.00



Für die Umwelt - wie aus Müll Bandagen werden:



Recycling von PET-Flaschen



Herstellung von Recycling-Garn



Hydas GmbH & Co. KG | Hirzenhainer Str. 3 | 60435 Frankfurt

2513EL2_2207_Ba

⚠ Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen ***schwerwiegenden Vorfälle*** sind dem Hersteller und der zugehörigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Für Deutschland:
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Abteilung Medizinprodukte
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3 - 53175 Bonn
<https://www2.bfarm.de/medprod/mpspv/>

GB | Universal bandage, made from recycled plastic

1 | Delivery

1 x Bandage

Read the instructions for use completely and carefully!



2 | Intended purpose

The bandage supports and stabilizes. Targeted pressure on tendons and muscles can relieve pain and relieve the musculoskeletal system. The aim is to reduce the use of painkillers and increase the patient's mobility.

- supports the muscles in case of joint problems, ligament and muscle weakness
- in case of slight twists and sprain
- in case of overload pain
- in case of tendonitis#

For private use

3 | Contraindications / Not suitable

In the case of the following medical conditions, it is only recommended to wear this article after consultation with your doctor:

- Skin diseases/injuries in the affected part of the body, especially in inflammatory symptoms such as swelling, redness and overheating
- Allergic reactions to the material
- Sensory and movement disorders, e.g. in the case of diabetes
- Open wounds or internal injuries
- For small children or persons who can not be noticeable when the product sits uncomfortably
- Lymphatic runoff disorders or unclear soft tissue swelling even outside the scope of application.

4 | Notes on safe use of the product

- Side effects affecting the whole organism are not yet known. Proper application is required. In case of improper use, product liability is excluded.
- If the bandage is too tight or uncomfortable, remove it immediately!
- Used by the times by private users.
- If your symptoms worsen or you notice unusual changes, consult your doctor immediately.

Do not use: While sleeping

5 | Application

The application of the universal bandage differs slightly depending on the body part. Generally, the joint is always wrapped. (Fig. On the example ankle).

Fig. 1: Place the bandage on the instep and wrap it around the foot. Fig. 2+3: Guide the bandage diagonally across the instep, around the ankle (if necessary several times). Fasten the hook and loop closure anywhere on the bandage. By pulling the strap you can stabilize the joint individually. When fitting the strap, please make sure there are no creases.

6 | Cleaning

Close hook and loop fasteners during washing to avoid damaging other items of laundry. Cleaning is done by household laundry, according to care instructions.

F | Bandage universel, fabriqué à partir de plastique recyclé

1 | Livraison

1 x Bandage



Lire les instructions pour une utilisation complète et soigneusement!

2 | Destination

Le bandage prend en charge et stabilise. Une pression ciblée sur les tendons et les muscles peut soulager la douleur et ainsi soulager le système musculo-squelettique. L'objectif est de réduire la consommation de médicaments analgésiques et d'augmenter la mobilité du patient.

- soutient les muscles en cas de problèmes articulaires, de ligaments et de faiblesse musculaire
- Légères distorsions
- Douleur de surcharge
- dans les tendinites

Pour usage privé

3 | Contre-indications / Non adaptées

Dans le cas des conditions médicales suivantes, il est recommandé de ne

porter cet article qu'après consultation avec votre médecin:

- Maladies/blessures cutanées dans la partie affectée du corps, en particulier chez les symptômes inflammatoires tels que l'enflure, les rougeurs et la surchauffe
- Réactions allergiques au matériau
- Les troubles sensoriels et de mouvement, par exemple dans le cas du diabète
- Blessures ouvertes ou internes
- Pour les tout-petits ou les personnes qui ne peuvent pas se faire sentir si le produit est assis mal à l'aise
- Les troubles lymphatiques du ruissellement ou l'enflure peu claire des tissus mous, même en dehors du champ d'application

4 | Notes sur l'utilisation sûre du produit

Les effets secondaires affectant l'organisme entier ne sont pas encore connus. Une application appropriée est nécessaire. En cas d'utilisation inappropriée, la responsabilité du produit est exclue.

- Si le bandage est trop serré ou inconfortable, retirez-la immédiatement!
- Utilisé par les temps par les utilisateurs privés.
- Si vos symptômes s'aggravent ou si vous remarquez des changements inhabituels, consultez immédiatement votre médecin.

N'utilisez pas: Pendant le sommeil

5 | Application

L'application du bandage universel diffère légèrement selon la partie du corps. Généralement, le joint est toujours enveloppé. (Fig. Sur l'exemple du pied).

Fig. 1: Placez le pansement sur le cou-de-pied et enroulez-le autour du pied. Fig. 2+3: Guidez le bandage en diagonale sur le cou-de-pied, autour de la cheville (si nécessaire plusieurs fois). Collez l'extrémité du pansement à l'endroit que vous préférez. Le serrage vous permet d'obtenir le degré de stabilité désiré. Lors de la mise en place du bandage assurez-vous de ne former aucun pli.

6 | Nettoyage

Fermez les fermetures velcro pendant le lavage pour éviter d'endommager d'autres articles de linge. Le nettoyage se fait par blanchisserie, selon les instructions de soins.

NL | Universeel verband, gemaakt van gerecycled plastic

1 | Levering

1 x Verband

Lees de gebruiksaanwijzing volledig en zorgvuldig!



2 | Beoogd doeleind

Het verband ondersteunt en stabiliseert. Gerichte druk op pezen en spieren kan pijn verlichten en het bewegingsapparaat verlichten. Het doel is om het gebruik van pijnstillers te verminderen en de mobiliteit van de patiënt te vergroten.

- ondersteunt de spieren bij gewrichts-problemen, gewrichtsbanden en spierzwakte
- Lichte distorsies
- Overbelast pijn
- bij tendinitis

Voor privégebruik

3 | Contra-indicaties / Niet geschikt

In het geval van de volgende medische aandoeningen wordt het aanbevolen om dit artikel alleen te dragen na overleg met uw arts:

- Huidziekten/verwondingen in het aangetaste deel van het lichaam, vooral bij ontstekings symptomen zoals zwelling, roodheid en oververhitting
- Allergische reacties op het materiaal
- Sensorische en bewegingsstoornissen, bijvoorbeeld bij diabetes
- Open wonden of inwendige verwondingen
- Voor peuters of mensen die zich niet kunnen laten voelen als het product onaangenaam zit
- Lymfeaflooptoornissen of onduidelijke zwelling van het zachte weefsel, zelfs buiten het toepassingsgebied

4 | Opmerkingen over veilig gebruik van het product

Bijwerkingen die het hele organisme beïnvloeden zijn nog niet bekend. Een goede toepassing is vereist. In geval van oneigenlijk gebruik is productaansprakelijkheid uitgesloten.

- Als de bandage te strak of ongemakkelijk is, moet u deze onmiddellijk verwijderen!
- Gebruikt door de tijd door particuliere gebruikers.
- Als uw symptomen verergeren of ongebruikelijke veranderingen opmerken, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts.

Niet gebruiken: Tijdens het slapen

5 | Toepassing

De toepassing van het universele verband verschilt enigszins, afhankelijk

van het lichaamsdeel. Over het algemeen is het gewicht altijd ingepakt. (Fig. Op de voet).

Afb.1: Plaats het verband op de wreef en wikkel het om de voet.

Afb. 2+3: Leid het verband diagonaal over de wreef, rond de enkel (indien nodig meerdere keren). Kleef het uiteinde van het verband aan de gewenste plaats vast. De stabiliteit kan aangepast worden door individueel bijtrekken. Let bij het wikkelen op een plooi-vrije aanpassing.

6 | Reiniging

Sluit klittenband tijdens het wassen om beschadiging van ander wasgoed te voorkomen. Schoonmaken gebeurt door huishoudelijke was, volgens de zorginstructies.

I | Fasciatura universale, realizzato con plastica riciclata

1 | Consegna

1 x Bendaggio

Leggi le istruzioni per l'uso in modo completo e attento!



2 | Destinazione d'uso

La benda sostiene e stabilizza. La pressione mirata su tendini e muscoli può alleviare il dolore e alleviare il sistema muscolo-scheletrico. L'obiettivo è ridurre l'uso di antidolorifici e aumentare la mobilità del paziente.

- sostiene i muscoli in caso di problemi articolari, legamenti e debolezza muscolare
- distorsioni lievi
- Dolore da sovraccarico
- nelle tendiniti

Per uso privato

3 | Controindicazioni / Non adatto

Nel caso delle seguenti condizioni mediche, si raccomanda di indossare questo articolo solo dopo la consultazione con il medico:

- Malattie/lesioni cutanee nella parte interessata del corpo, in particolare nei sintomi infiammatori come gonfiore, arrossamento e surriscaldamento
- Reazioni allergiche al materiale
- Disturbi sensoriali e di movimento, ad esempio nel caso del diabete
- Ferite aperte o lesioni interne
- Per i più piccoli o per le persone che non possono farsi sentire se il prodotto è seduto a disagio
- Disturbi del deflusso linfatico o gonfiore non chiaro dei tessuti molli anche al di fuori dell'ambito di applicazione

4 | Istruzioni per l'uso sicuro del prodotto
Se la benda è troppo stretta o scomoda, rimuovetela immediatamente! Utilizzato dai tempi da parte di utenti privati.

- Se i sintomi peggiorano o si notano cambiamenti insoliti, consultare immediatamente il medico.

Nonutilizzare: Durante il sonno

5 | Applicazione

L'applicazione del bendaggio universale varia leggermente a seconda della parte del corpo. Generalmente, il giunto è sempre avvolto. (Fig. Sul piede dell'esempio).

Fig. 1: Posizionare la benda sul collo del piede e avvolgerla intorno al piede. Fig. 2+3: Guida la benda in diagonale attraverso il collo del piede, attorno alla caviglia (se necessario più volte). Bloccare la fine della benda in qualsiasi punto. È possibile stabilizzare la fasciatura a proprio piacimento, tirandola quanto basta. Scegliere una zona liscia, priva di pieghe, per la fasciatura.

6 | Pulizia

Chiudere le fissaggio gancio e loop durante il lavaggio per evitare di danneggiare altri capi di bucato. La pulizia viene effettuata tramite lavaggio domestico, secondo le istruzioni per la cura.

E | Vendaje universal, hecho de plástico reciclado

1 | Entrega

1 x Vendaje

Lea las instrucciones de uso completa y cuidadosamente!



2 | Finalidad prevista

El vendaje apoya y estabiliza. La presión dirigida sobre los tendones y los músculos puede aliviar el dolor y aliviar el sistema musculoesquelético. El objetivo es reducir el uso de analgésicos y aumentar la movilidad del paciente.

- apoya los músculos para el malestar articular, ligamento y debilidad muscular
- en casos de torceduras y esguinces leves
- en caso de dolor por sobrecarga
- en una tendinitisPara uso privado

3 | Contraindicaciones / No adecuado

En el caso de las siguientes condiciones médicas, se recomienda usar este artículo sólo después de consultar con su médico:

- Enfermedades/lesiones cutáneas en la parte afectada del cuerpo, espe-

cialmente en síntomas inflamatorios como hinchazón, enrojecimiento y sobrecalentamiento

- Reacciones alérgicas al material
- Trastornos sensoriales y del movimiento, por ejemplo, en el caso de la diabetes
- Heridas abiertas o lesiones internas
- Para niños pequeños o personas que no pueden sentirse si el producto está sentado incómodamente
- Trastornos de escorrentía linfática o hinchazón de los tejidos blandos poco clara incluso fuera del ámbito de aplicación

4 | Instrucciones para el uso seguro del producto

Todavía no se conocen los efectos secundarios que afectan a todo el organismo. Se requiere una aplicación adecuada. En caso de uso indebido, se excluye la responsabilidad del producto.

- Si el vendaje está demasiado apretado o incómodo, retírela inmediatamente!
- Utilizado por los tiempos por los usuarios privados.
- Si sus síntomas empeoran o observa cambios inusuales, consulte a su médico inmediatamente.

No usar: Mientras duermes

5 | Aplicación

Ponerse la banda de soporte: La aplicación del vendaje universal difiere ligeramente según la parte del cuerpo. En general, la articulación siempre está envuelta. (Fig. En el ejemplo del pie)

Fig. 1: Coloque el vendaje en el empeine y envuélvalo alrededor del pie. Fig. 2+3: Guíe la venda en diagonal sobre el empeine, alrededor del tobillo (si es necesario varias veces). Fije el cierre adhesivo del vendaje en cualquier posición. Estire para lograr que el vendaje se ajuste y quede estable. Al colocar el vendaje compruebe que no hay pliegues.

6 | Limpieza

Cierre los sujetadores de gancho y bucle durante el lavado para evitar dañar otras prendas de ropa. La limpieza se realiza mediante el lavado del hogar, de acuerdo con las instrucciones de cuidado.

S | Universellt bandage, tillverkad av återvunnen plast

1 | Leverans

1 x Bandage

Läs bruksanvisningen helt och noggrant!



2 | Avsett ändamål

Bandaget stöder och stabiliserar. Riktat tryck på senor och muskler kan lindra smärta och lindra muskuloskeletala systemet. Syftet är att minska användningen av smärtstillande medel och öka patientens rörlighet.

- stöder musklerna vid ledproblem, ledband och muskelsvaghet
- med små vrider och spår
- Överbelastad smärta

• vid tendinit

För privat bruk

3 | Kontraindikationer / Inte lämplig

Vid följande medicinska tillstånd rekommenderas att bära denna artikel först efter samråd med din läkare:

- Hudsjukdomar/hudskador i den drabbade delen av kroppen, särskilt vid inflammatoriska symtom som svullnad, rodnad och överhettning
- Allergiska reaktioner mot materialet
- Sensoriska störningar och rörelsestörningar, tex.
- Öppna sår eller inre skador
- För småbarn eller personer som inte kan göra sig gällande om produkten sitter obehagligt
- Lymfatiska avrinningsrubbingar eller oklar mjukdelssvullnad även utanför tillämpningsområdet

4 | Anmärkingar om säker användning av produkten

Biverkningar som påverkar hela organismen är ännu inte kända. Korrekt tillämpning krävs. Vid felaktig användning är produktansvar uteslutet.

- Om stödbältet är för hårt eller obehagligt, ta bort det omedelbart!
- Används av tiderna av privata användare.
- Om dina symtom förvärras eller om du märker ovanliga förändringar, kontakta din läkare omedelbart.

Använd inte: Medan du sov

5 | Program

Appliceringen av det universella bandaget skiljer sig något beroende på kroppsdelen. I allmänhet är foget alltid inslaget. (Fig. På exemplet foten).

Avb.1: Placera bandaget på vattnet och linda det runt foten. **Avb. 2+3:** Styr bandagen diagonalt över vristen, runt vristen (om nödvändigt flera gånger). Kläm slutet på bandaget när som helst. Man kan justera genom att dra åt bandaget. Se upp för veck när du lindar bandaget för att garantera att bandaget sitter bra.

6 | Rengöring

Stäng krok- och slingfästena under tvätt för att undvika att skada andra tvätt-

PL | Bandaż uniwersalny, wykonane z plastiku pochodzącego z recyklingu

1 | Dostawy

1 x Bandaż

Przeczytaj instrukcje dotyczące użytkowania całkowicie i uważnie! 

2 | Przewidziane zastosowanie

Bandaż podtrzymuje i stabilizuje. Ukierunkowany nacisk na ścięgna i mięśnie może złagodzić ból i złagodzić układ mięśniowo-szkieletowy. Celem jest ograniczenie stosowania środków przeciwbólowych i zwiększenie mobilności pacjenta.

- Wspiera mięśnie w dolegliwościach stawów, więzadłach i osłabieniu mięśni
- Lekkie skrzywienia
- Ból przeładowania
- W zapaleniu ścięgna
- Do użytku prywatnego

3 | Przeciwwskazania / Nie odpowiednio:

W przypadku następujących schorzeń zaleca się noszenie tego artykułu tylko po konsultacji z lekarzem:

- Choroby/urazy skóry w dotkniętej części ciała, zwłaszcza w przypadku objawów zapalnych, takich jak obrzęk, zaczerwienienie i przegrzanie
- Reakcje alergiczne na materiał
- Zaburzenia czuciowe i ruchowe, np.
- Otwarte rany lub obrażenia wewnętrzne
- Dla małych dzieci lub osób, które nie mogą się wyczuć, jeśli produkt siedzi niewygodnie
- Zaburzenia spływu limfatycznego lub niewyraźny obrzęk tkanek miękkich nawet poza zakresem stosowania

4 | Uwagi dotyczące bezpiecznego stosowania produktu

Działania niepożądane dotyczące całego organizmu nie są jeszcze znane. Wymagana jest właściwa aplikacja. W przypadku niewłaściwego użytkowania odpowiedzialność za produkt jest wykluczona.

- Jeśli bandaż jest zbyt ciasny lub jest postrzegany jako nieprzyjemny, natychmiast go usuń!
- Używaj przez czasy przez użytkowników prywatnych.
- Jeśli objawy nasilają się lub zauważą nietypowe zmiany, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Nie używaj: Podczas snu

5 | Aplikacji

Zastosowanie uniwersalnego bandażu różni się nieco w zależności od części ciała. Ogólnie rzecz biorąc, złącze jest zawsze owinięte. (Ryc. W przykładzie zastosowanym do stopy)

Ryc. 1: Połóż bandaż na podbiciu i owinąć go wokół stopy. Ryc. 2+3: Poprawdaj bandaż po skosie przez podbicie, wokół kostki (jeśli to konieczne kilka razy). Następnie przymocuj koniec bandażu w dowolnym miejscu. Możesz ustabilizować bandaż przyciągając go zgodnie z indywidualnymi preferencjami. Podczas owijania należy zwracać uwagę, aby nie powstały zagniecenia.

6 | Czyszczenia

Podczas prania zamykaj zapięcia na rzepy, aby uniknąć uszkodzenia innych rzeczy do prania. Należy zamykać zapięcie rzepowe, aby uniknąć uszkodzenia ortesy.

RUS | Бандаж универсальный, изготовлен из переработанного пластика

1 | Доставка

1 x Повязка

Читайте инструкции по использованию полностью и тщательно! 

2 | Цель

Повязка поддерживается и стабилизируется. Целевое давление на сухожилия и мышцы может облегчить боль и облегчить опорно-мостовую системы. Цель состоит в том, чтобы уменьшить использование обезболивающих и повысить подвижность пациента.

- поддерживает мускулатуру в совместных жалобах, связках и мышечной слабости
- Профилактика рецидивов
- Перегрузка боли
- при тендините

Для частного использования 

3 | Противопоказания / Не подходит

В случае следующих заболеваний рекомендуется носить эту статью только после консультации с врачом:

- Заболевания кожи/травмы в пораженной части тела, особенно при воспалительных симптомах, таких как отек, покраснение и перегрев
- аллергические реакции на материал
- Сенсорные и двигательные расстройства, например, при диабете
- Открытые раны или внутренние повреждения

• Для малышей или людей, которые не могут почувствовать себя, если продукт сидит неудобно

- Лимфатические нарушения стока или неясный отек мягких тканей даже вне сферы применения

4 | Заметки о безопасном использовании продукта

Побочные эффекты, затрагивающие весь организм, пока не известны. Требуется правильное применение. В случае неправильного использования ответственность за продукт исключается.

- Если повязка слишком плотная или воспринимается как неприятная, ее немедленно снимут!
- Используется в раз частных пользователей.
- Если симптомы ухудшаются или вы заметили необычные изменения, немедленно обратитесь к врачу.

Не используйте: Во время сна

5 | Приложения

Применение универсальной повязки немного отличается в зависимости от части тела. Как правило, сустав всегда завернут. (Рис. В примере, примененном к стопе)

Рисунок 1: Положите повязку на подъем и оберните ее вокруг стопы.

Рисунок 2+3: Направляйте повязку по диагонали поперек подъема, вокруг лодыжки (при необходимости несколько раз). Затем прикрепите конец повязки где угодно. При помощи индивидуальной регулировки можно влиять на стабилизацию. При наложении бандажа обратите внимание на то, чтобы не образовывались складки.

6 | Очистки

Во время стирки закройте крючки и петли, чтобы не повредить другие предметы белья. При стирке Velcro крепления, близко, чтобы предотвратить повреждение других предметов белья.

TR | Bandaj evrensel, geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış

1 | Teslim

1 x Bandaj

Tamamen ve dikkatli kullanim talimatları okuyun! 

2 | Amaç

Bandaj destekler ve stabilize eder. Tendon ve kaslar üzerinde hedeflenen basınç ağrı rahatlatmak ve kas-iskelet sistemi rahatlatmak. Amaç ağrı kesici kullanımı azaltmak ve hastanın hareket kabiliyetini artırmaktır.

- Ortak şikayetler, bağ ve kas güçsüzlüğünde kas sistemini destekler
- Hafif distorsiyonlar
- Aşırı yük ağrısı
- tendinitte
- Özel kullanım için.

3 | Kontrendikasyonlar / Uygun değil

Aşağıdaki tıbbi durumlarda, bu makaleyi sadece doktorunuza danıştıktan sonra giymeniz önerilir:

- Özellikle şişlik, kızamıklık ve aşırı ısınma gibi inflamatuvar semptomlarda, vücudun etkilenen kısmında cilt hastalıkları/yaralanmaları
- Malzemeye karşı alerjik reaksiyonlar
- Duyusal ve hareket bozuklukları, örneğin diyabet durumunda
- Açık yaralar veya iç yaralanmalar
- Küçük çocuklar veya ürün rahatsız edici oturuyorsa kendilerini hissettiremeyen kişiler için
- Lenfatik akıntı bozuklukları veya uygulama kapsamı dışında bile belirsiz yumuşak doku şişmesi

4 | Ürünün güvenli kullanımı ile ilgili notlar

Tüm organizmayı etkileyen yan etkiler henüz bilinmemektedir. Uygun uygulama gereklidir. Yanlış kullanım durumunda ürün sorumluluğu hariç tutulur.

- Bandaj çok sıkı ysa veya tatsız olarak algılanıyorsa, hemen çıkarın!
- Zaman tarafından özel kullanıcılar tarafından kullanılır.
- Semptomlarınız kötüleşirse veya olağandışı değişiklikler fark ederseniz, derhal doktorunuza danışın.

Kullanmayın: Uyurken

5 | Uygulama

Evrensel bandaj uygulaması vücut kısmına bağlı olarak biraz farklıdır. Genellikle, eklem her zaman sarılır. (Şek. Ayağa uygulanan örnekte geri dönüştürülmüş)

Şekil 1: Bandajı ayak ucuna yerleştirin ve ayağın etrafına sarın. Şekil 2+3: Bandajı, ayak bileği etrafına, ayak bileği etrafına çapraz olarak yönlendirin (gerekirse birkaç kez). Sonra bandajın ucunu herhangi bir yere takın. Kişisel çekimle stabilizasyonu ayarlanabilir. Sarma sırasında bandajın kırışık oturmasına dikkat ediniz.

6 | Temizleme

Diğer çamaşırlara zarar vermemek için yıkama sırasında kanca ve halka bağlantılarını kapatın. Temizlik, bakım talimatlarına göre ev çamaşırları ile yapılır.