



Waden- und Oberschenkel-Massagegerät
Calf and thigh massager
Masseur de mollets et de cuisses
Kuit- en dij massagetoestel



DE (2) | EN (12) | FR (22) | NL (32)

EAN 4026924204221

DE | SEECODE Waden- und Oberschenkel-Massagegerät

Vielen Dank für den Kauf unseres SEECODE Waden- und Oberschenkel-Massagegeräts, mit dem Sie Ihre Waden und auch Ihre Oberschenkel getrennt voneinander massieren lassen können. Das ergonomische Design passt sich gut den Waden bzw. Oberschenkeln an und unterstützt damit auch die Kompressions-Massage.

Das Waden- und Oberschenkel-Massagegerät massiert die Muskulatur durch eine wechselnde Druckstärke durch dynamische Luftpolster. Diese Kompressions-Massage fördert die Durchblutung im Allgemeinen und unterstützt die Beinmuskulatur – auch z. B. nach einem Training.

Damit Sie lange Freude an Ihrem SEECODE Waden- und Oberschenkel-Massagegerät haben und es vollumfänglich nutzen können, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und schenken Sie den Sicherheitsinformationen besondere Aufmerksamkeit, bevor Sie das SEECODE Waden- und Oberschenkel-Massagegerät nutzen, um Schäden durch falsche Bedienung zu vermeiden.

Wenn Sie das SEECODE Waden- und Oberschenkel-Massagegerät Dritten überlassen, sollte auch diese Bedienungsanleitung mit überreicht werden. Bewahren Sie bitte die Bedienungsanleitung auch zum Nachschlagen auf.

Wichtige Sicherheitshinweise für Ihre Gesundheit, bitte beachten!

Haftungsausschluss – Gesundheitliche Risiken bei der Nutzung des Massageräts

- Die Nutzung des Waden- und Oberschenkel-Massageräts erfolgt auf eigene Verantwortung. Das Gerät ist nicht als Ersatz für medizinische Behandlungen oder physiotherapeutische Maßnahmen gedacht. Bei bestehenden gesundheitlichen Beschwerden, insbesondere im Bereich der Muskulatur, Nerven oder Durchblutung, sollte vor der Anwendung ein Arzt oder eine medizinische Fachkraft konsultiert werden.
- Auch bei einem Verdacht auf Thrombose, Bluthochdruck, Diabetes oder Herzerkrankungen muss der behandelnde Arzt vor einer Benutzung befragt werden.
- Der Hersteller/Vertreiber übernimmt keine Haftung für gesundheitliche Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung oder Missachtung der Gebrauchsanweisung entstehen. Personen mit akuten oder chronischen Erkrankungen, Schwangere sowie Träger medizinischer Implantate (z. B. Herzschrittmacher) sollten das Gerät nur nach ärztlicher Rücksprache verwenden.
- Dieses Produkt ist nicht geeignet für Patienten, die sich aktuell einer Operation unterzogen haben oder an Verbrennungen, Hautentzündungen, empfindlicher Haut und eitrigen Erkrankungen leiden.

Technische Daten

Maximaler Beinumfang: mit breitem Manschettenumfang für die Oberschenkel bis zu 74 cm, mit schmalen Manschettenumfang für die Waden bis zu 65 cm
Akkus: je 1 x 2500 mAh Lithium-Ionen Akku (integr. Akku)
Batterie der Fernbedienungen: je 1 x CR2032 (austauschbar)
Ladekabel: USB-C / USB-A Anschlusskabel (Steckerzerteil 5V, 2A nicht im Lieferumfang enthalten)
Leistung: 8 Watt
Eingangsspannung: 5 Volt
Massageintensität: 3 Massage-Modi, 3 Wärme-Modi und 5 Intensitäts-Modi einstellbar
Heizstufen: 37 °C, 42 °C und 47 °C
Automatische Abschaltung: nach 20 Minuten
Größe: 70 x 30 cm mit schmalen Verbindungsstück zur Massage-Einheit für die Waden und
79 x 30 cm mit breitem Verbindungsstück zur Massage-Einheit für die Oberschenkel
Gewicht: 900 Gramm (beide Massageeinheiten)
Außenmaterial: Polyester
Ladezeit: ca. 3 Std. bei völliger Entladung des Akkus
Laufzeit: ca. 1,5 Std., je nach ausgewähltem Modus

Lieferumfang


2 x Waden- und Oberschenkel-Massagegerät mit fest montierter Basiseinheit
Pro Gerät eine Fernbedienung, auch auf der Basiseinheit als Steuergerät zu verwenden
2 Verbindungsstücke für Nutzung an den Waden oder an den Oberschenkeln
Akkuladekabel (Steckernetzteil nicht im Lieferumfang enthalten)
Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise, bitte lesen und beachten!

- Die Massagegeräte sind mit einem L für die Anwendung am linken Bein und einem R für die Anwendung am rechten Bein gekennzeichnet. Bitte benutzen Sie die Version mit dem L für das linke Bein und das mit R gekennzeichnete für das rechte Bein.
- Bewahren Sie das Waden- und Oberschenkel-Massagegerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Produkt als Spielzeug zu spielen.
- Spülen Sie das Gerät nicht unter fließendem Wasser ab und legen Sie es nicht in Wasser.
- Benutzen Sie das Nacken- und Schultermassagegerät nicht, wenn dieses in irgendeiner Weise defekt ist.
- Benutzen Sie das Produkt nicht während des Schlafs, nicht nach ausgiebiger Flüssigkeitsaufnahme und nicht nach Alkoholenuss. Wenn während des Gebrauchs übermäßige Schmerzen oder Hautbeschwerden auftreten, hören Sie sofort auf, das Massagegerät zu benutzen und suchen Sie einen Arzt auf.
- Stellen Sie den Gebrauch des Produkts sofort ein, wenn es sich verformt oder überhitzt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchter Umgebung, in der Nähe von Feuer oder bei Wunden auf der Haut.

- Selbst bei der niedrigsten Temperatureinstellung können Personen mit sehr empfindlicher Haut Verbrennungen erleiden. Vergewissern Sie sich bei Verwendung der Heizfunktion, dass keine Hautanomalien vorliegen, besonders bevor Sie die Nutzungszeit verlängern. Da der individuelle Hautzustand variiert, kann die empfundene Temperatur unterschiedlich sein.
- Ziehen Sie den Netzstecker, nachdem das Gerät aufgeladen ist.
- Bitte stellen Sie sich nicht auf das Gerät.
- Wenn das Gerät beschädigt ist, stellen Sie den Betrieb sofort ein, um versehentliche Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine beschädigten Stromkabel oder Stecker. Wenn das Kabel oder der Stecker des Netzteils beschädigt ist, lassen Sie es durch einen Fachmann ersetzen.

Aufladen des Akkus



1. Der Ladeanschluss befindet sich an der Seite der jeweiligen fest montierten Basiseinheit. Verwenden Sie zum Aufladen nur das beiliegende Ladekabel. (Steckernetzteil nicht im Lieferumfang enthalten)
2. Das Produkt kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden. Während des Ladevorgangs können Sie den Lade-status auf der Basiseinheit überprüfen. Während der Akku aufgeladen wird, leuchten die Symbole für 25%, 50%, 70% und 100% Ladung auf.
3. Es dauert, je nach Ladezustand des Akkus, bis zu 3 Stunden, bis dieser vollständig aufgeladen ist.

Wichtiger Hinweis: Grundsätzliches Ein- und Ausschalten des Massagegeräts

Entfernen Sie die Fernbedienung von der fest montierten Basiseinheit.

Schalten Sie das Massagegerät immer vor der Nutzung der Fernbedienung mit der Einschalt-taste (ON/OFF) an der Basiseinheit an, indem Sie diese ein paar Sekunden lang fest gedrückt halten.

Mit dem Einschalten des Gerätes startet sofort das Standardprogramm mit den Einstellungen:

Modus 1

Massage-Intensität 1


Wärmestufe 1

Zum Ausschalten des Massagegeräts drücken Sie die ON/OFF Taste an der Basiseinheit er-neut für ein paar Sekunden.

Nach dem Ausschalten des Geräts entweicht die Luft langsam aus den Luftkammern. Versuchen Sie NICHT, per Druck auf die Manschette die Luft herauszupressen!

Bedienung des Waden- und Oberschenkel-Massagegeräts

1. Anlegen des Massagegeräts



Prüfen Sie zunächst anhand des Hinweises (L oder R) auf dem Etikett des Produkts, auf welcher Seite Sie Ihr Massagerät anlegen können.

Hinweis: Für die Nutzung an der Wade wählen Sie bitte das schmalere Verbindungsstück, für die Nutzung am Oberschenkel wählen Sie bitte das breitere Verbindungsstück. Diese werden mit Hilfe eines Reißverschlusses an der Massagereinheit befestigt.


Legen Sie das Massagegerät um Ihre Wade oder Ihren Oberschenkel und stellen Sie die Passform mit Hilfe der Klettverschlüsse entsprechend Ihres Beinumfangs ein.

Hinweis: Achten Sie auf eine bequeme, nicht zu enge, Passform und platzieren Sie das Massagegerät so, dass die Steuereinheit nach außen zeigt.

Passen Sie die Größe mit den Klettverschlüssen auch entsprechend der gewünschten Intensitäts-Stärke an.


Falls der Druck durch das Massagegerät zu stark für Sie wird, stoppen sie sofort die Anwendung durch den An-/Aus-Knopf oder öffnen Sie sofort den Reißverschluss für die Verbindungsstücke.

Bedienung der Basiseinheit




1. Ladestandanzeige von 25% bis 100% Ladung
2. Ein- und Ausschalt-Taste
Diese bestätigt mit einem „Piepton“, dass das Massagegerät eingeschaltet ist.
Standardeinstellungen sind: Massagemodus M1, Intensität L1, Heizung aus.
3. Fernbedienungs-Zielpunkt: Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, richten Sie diese bitte auf die Basiseinheit.

2. Einschalten der Fernbedienung



Drücken Sie die Ein-/Aus-/MODE-Taste an der Fernbedienung für ein paar Sekunden.
Im Display leuchten die aktuell eingestellten Modi-Einstellungen auf.

3. Individuelle Einstellungen vornehmen




Um den Modus, die Intensität und die Heizung einzustellen, verwenden Sie die entsprechenden Tasten auf der Fernbedienung.

- Einstellung der Intensität: Verwenden Sie die Intensitäts-Taste, um die Intensität in den Stufen 1 bis 5 auszuwählen.
- Einstellung der Heizung: Verwenden Sie die Heiz-Taste, um die Stufen 1-3 oder AUS zu

wählen. Hinweis: Die Heizfunktion kann nicht ohne die Nutzung anderer Funktionen verwendet werden.

- Auswahl der voreingestellten Massage-Modi: Verwenden Sie nach dem Einschalten des Geräts die Modus-Taste, um zwischen Modus 1, Modus 2 und Modus 3 zu wechseln. Wählen Sie den für Sie angenehmsten Massage-Modus aus.


4. Automatische Abschaltung



Das Gerät schaltet sich nach 20 Minuten Betrieb automatisch ab.

Um eine Abschaltung zu erzwingen, halten Sie die Ein-/Aus-/MODE-Taste an der Fernbedienung für einige Sekunden gedrückt.

5. Bedienung der fest montierten Basiseinheit



Nur mit der ON-/OFF-Taste am Basisgerät können Sie das Massagegerät komplett ein- und ausschalten.

Die Standardeinstellungen für die Einschalttaste des Hauptgeräts sind: M1-Modus, Intensitätsstufe 1 und Heizung aus.

Um den Modus zu ändern, die Intensität einzustellen oder die Heizung zu steuern, müssen Sie die Fernbedienung verwenden.

Bedienung mit der Fernbedienung

Die Fernbedienung lässt sich leicht von der Basiseinheit abheben.

Sie kann aber auch bei der Benutzung für die individuellen Einstellungen auf der Basiseinheit verbleiben.

1. Massagemodus-Anzeige

Modus 1, Modus 2, Modus 3

2. Intensitäts-Anzeige

Stärke 1, Stärke 2, Stärke 3, Stärke 4, Stärke 5


3. Heizungsstärke-Anzeige

Stärke 1, Stärke 2, Stärke 3




4. Taste für Einstellung der Intensitäts-Stärke

5. Taste Ein/Aus/Modus für die Standardeinstellungen: Modus 1, Intensität Stärke 3, Heizung Stufe 1

6. Taste für Einstellung der Heiz-Stärke



Entfernen der Fernbedienungsabdeckung und Einlegen einer Batterie (CR2032)



1. Öffnen Sie mit der Aussparung die Rückseite der Fernbedienung und nehmen Sie die Abdeckung ab. Wir empfehlen, ein Werkzeug zu verwenden, um die Abdeckung zu entfernen, agieren Sie dabei vorsichtig mit Ihren Händen. Entnehmen Sie die Batterie.

2. Legen Sie eine neue Batterie (CR2032), wie in der Abbildung gezeigt, ein und schieben Sie diese dann von oben nach unten ein. Beachten Sie bitte die richtige Polung (+ / -) der Batterie.

3. Führen Sie die breitere Lasche an der Abdeckung in die Öffnung (1) ein und drücken Sie dann auf den unteren Teil der Abdeckung, bis Sie ein Klicken in der unteren Öffnung (2) hören.

Reinigung und Pflege

Fernbedienung / Hauptsteuergerät

Wischen Sie die Fernbedienung und das Hauptsteuergerät vorsichtig mit einem weichen Tuch ab und bewahren Sie sie an einem sicheren und sauberen Ort auf.

Oberstoff

Waschen Sie das Waden- und Oberschenkel-Massagegerät niemals in Wasser.

Wischen Sie die verschmutzten Stellen nur leicht mit einem ggf. feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel ab. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder scharfe Chemikalien. Verwenden Sie keine metallischen Reinigungsgegenstände.

Allgemeine Sicherheitshinweise für nicht entnehmbare Akkus



- Akkus dürfen von Kindern nur unter Aufsicht Erwachsener aufgeladen werden. Bitte immer von Kindern fernhalten.
- Die in einem Akku enthaltenen Elektrolyte und Elektrolytdämpfe sind gesundheitsschädlich. Vermeiden Sie in jedem Fall direkten Kontakt. Bei Kontakt mit Elektrolyten mit Haut, Augen oder anderen Körperteilen muss ein sofortiges Aus- bzw. Abspülen mit ausreichend frischem Wasser vorgenommen werden. Konsultieren Sie anschließend einen Arzt.
- Stoppen Sie die Verwendung oder den Ladevorgang sofort, wenn der Akku anschwillt, ausläuft, eine hohe Temperatur aufweist oder Rauchentwicklung und starke Geruchsbildung auftritt.
- Sollten Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, laden Sie dieses zwischendurch auf. Angeschlossene Akkus können tiefentladen werden und dürfen dann nicht mehr verwendet oder aufgeladen werden.
- Tauchen Sie Akkus nicht in Wasser ein.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz (+ und - Polung verbinden).
- Zerlegen oder öffnen Sie keine Akkus, da dies zu Verbrennungen durch die Elektrolyte führen kann.
- Setzen Sie Akkus nicht großer Hitzeentwicklung, z. B. direkter Sonne, Feuer oder ähnlichem, aus. Legen Sie diese nicht auf eine Heizung.
- Entsorgen Sie Akkus nicht durch Zerstören, Verbrennen und nicht im Hausmüll. Richten Sie sich bei der Entsorgung nach den lokal geltenden Vorschriften.
- Bitte beachten Sie die gesetzliche Rückgabepflicht von Altbatterien durch den Endnutzer und die kostenfreie Rückgabemöglichkeit von Altbatterien bei Händlern.

Garantie/Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Darin enthalten sind 6 Monate Garantie ab Kaufdatum. Auf den Akku gewähren wir 6 Monate Garantie.

Der räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist europaweit. Als Beleg hierfür gilt der Kaufbeleg. Das Produkt wurde vor dem Versenden gründlich auf Qualität und Funktionalität geprüft. Ein Ausschluss der Garantie findet unter folgenden Fällen statt:

- bei Veränderungen des Produkts
- bei andersartiger als der oben genannten Verwendung
- bei Fallschäden

Bei Inanspruchnahme der Garantie/Gewährleistung senden Sie bitte das vollständige Produkt in einer transportsicheren Verpackung an die Verkaufsstelle zurück, von der das Produkt bezogen wurde. Beschreiben Sie den erkannten Mangel am Produkt und legen Sie der Sendung den Original-Kaufbeleg bei. Der Verkäufer behält sich das Recht auf Nacherfüllung vor Erstattung des Kaufpreises vor. Erforderliche Transportkosten werden der Kundschaft bei Feststellung eines gerechtfertigten Anspruchs der gesetzl. Garantie/ Gewährleistung erstattet. Die Inanspruchnahme der gesetzlichen Mängelrechte ist unentgeltlich.



CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Mobiset GmbH, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der zutreffenden europäischen Richtlinien befindet.

Allgemeine Hinweise

Urheberrecht

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Wiedergabe der Abbildungen, auch im veränderten Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers gestattet.

Hinweise zum Umweltschutz



Die verwendeten Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.



Dieses Produkt darf innerhalb der Europäischen Union nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der regionalen Verordnungen.

EN I SEECODE calf and thigh massager

Thank you for purchasing our SEECODE calf and thigh massager, which you can use to massage your calves and thighs separately. The ergonomic design adapts well to the calves and thighs and therefore also supports the compression massage.

The calf and thigh massager massages the muscles by alternating the pressure exerted by the dynamic air cushions. This compression massage promotes blood circulation in general and supports the leg muscles - even after a workout, for example.

To ensure that you can enjoy your SEECODE calf and thigh massager for a long time and use it to its full potential, please read these operating instructions carefully and pay particular attention to the safety information before using the SEECODE calf and thigh massager to avoid damage caused by incorrect operation.

If you give the SEECODE calf and thigh massager to a third party, these operating instructions should also be handed over. Please also keep the operating instructions for future reference.

Important safety instructions for your health, please observe!

Disclaimer - Health risks when using the massager

- Use of the calf and thigh massager is at your own risk. The device is not intended as a substitute for medical treatment or physiotherapy. In the event of existing health complaints, particularly in the area of the muscles, nerves or blood circulation, a doctor or medical professional should be consulted before use.
- If there is a suspicion of thrombosis, high blood pressure, diabetes or heart disease, the doctor treating you must also be consulted before use.
- The manufacturer/distributor accepts no liability for damage to health caused by improper use or failure to observe the instructions for use. Persons with acute or chronic illnesses, pregnant women and people with medical implants (e.g. pacemakers) should only use the device after consulting a doctor.
- This product is not suitable for patients who have recently undergone surgery or who suffer from burns, skin inflammation, sensitive skin or purulent diseases.

Technical data

Maximum leg circumference: with wide cuff circumference for the thighs up to 74 cm,
with narrow cuff circumference for the calves up to 65 cm

Batteries: 1 x 2500 mAh lithium-ion battery each (integrated battery)

Remote control battery: 1 x CR2032 each (replaceable)

Charging cable: USB-C / USB-A connection cable (Power supply unit 5V, 2A not included)

Power: 8 watts

Input voltage: 5 volts

Massage intensity: 3 massage modes, 3 heat modes and 5 intensity modes adjustable

Heating levels: 37°C, 42°C and 47°C

Automatic switch-off: after 20 minutes

Size: 70 x 30 cm with narrow connecting piece to the massage unit for the calves and
79 x 30 cm with wide connecting piece to the massage unit for the thighs

Weight: 900 grams (both massage units)

Outer material: polyester

Charging time: approx. 3 hours when the battery is fully discharged

Running time: approx. 1.5 hours, depending on the selected mode

Scope of delivery

2 x calf and thigh massagers with permanently mounted base unit

One remote control per device, can also be used on the base unit as a control unit

2 connectors for use on the calves or thighs

Battery charging cable (Power supply unit not included)

Operating Instruction


Important instructions, please read and observe!

- The massagers are labelled with an L for use on the left leg and an R for use on the right leg. Please use the version with the L for the left leg and the one labelled R for the right leg.
- Keep the calf and thigh massager out of the reach of children. Do not allow children to play with this product as a toy.
- Do not rinse the device under running water and do not place it in water.
- Do not use the neck and shoulder massager if it is defective in any way.
- Do not use the product during sleep, after extensive fluid intake or after drinking alcohol. If excessive pain or skin discomfort occurs during use, stop using the massager immediately and consult a doctor.
- Stop using the product immediately if it becomes deformed or overheated.
- Do not use the product in a damp environment, near fire or if there are wounds on the skin.
- Even at the lowest temperature setting, people with very sensitive skin may suffer burns. When using the heating function, make sure that there are no skin abnormalities, especially before extending the usage time. As individual skin conditions vary, the perceived

temperature may differ.

- Disconnect the mains plug after the device has been charged.
- Please do not stand on the device.
- If the device is damaged, stop using it immediately to avoid accidental damage.
- Do not use a damaged power cable or plug. If the cable or plug of the power supply unit is damaged, have it replaced by a specialist.

Charging the battery



1. The charging connection is located on the side of the respective permanently installed base unit.

Only use the enclosed charging cable for charging.
(Power supply unit not included)

2. The product cannot be used during the charging process.

During the charging process, you can check the charging status on the base unit. While the battery is charging, the symbols for 25%, 50%, 70% and 100% charge light up.

3. depending on the charge status of the battery, it may take up to 3 hours until it is fully charged.

Important note: Basic switching on and off of the massager

Remove the remote control from the permanently mounted base unit.

Always switch on the massager before using the remote control by pressing and holding the ON/OFF button on the base unit for a few seconds.

When the device is switched on, the standard program with the settings starts immediately:

Mode 1

Massage intensity 1


Heat level 1

To switch off the massager, press the ON/OFF button on the base unit again for a few seconds.

After switching off the device, the air slowly escapes from the air chambers. DO NOT try to press the cuff to expel the air!

Operating the calf and thigh massager

1. Putting on the massager



First check which side you can put your massager on by following the instructions (L or R) on the product label.

Note: For use on the calf, please select the narrower connecting piece; for use on the thigh, please select the wider connecting piece. These are attached to the massage unit using a zip fastener.


Place the massager around your calf or thigh and adjust the fit to your leg circumference using the Velcro fasteners.

Note: Make sure the fit is comfortable and not too tight and position the massager so that the control unit is facing outwards.

Adjust the size with the Velcro fasteners according to the desired intensity level.

If the pressure from the massager becomes too strong for you, stop the application immediately by pressing the on/off button or immediately open the zip for the connecting pieces.

Operating the base unit




1. Charge level indicator from 25% to 100% charge

2. On/off button

This confirms with a “beep” that the massager is switched on. Standard settings are: Massage mode M1, intensity L1, heating off.

3. Remote control aiming point: When using the remote control, please point it at the base unit.


2. Switching on the remote control



Press the on/off/MODE button on the remote control for a few seconds.

The currently set mode settings light up in the display.

3. Making individual settings




To set the mode, intensity and heating, use the corresponding buttons on the remote control.

- Setting the intensity: Use the intensity button to select the intensity in levels 1 to 5.
- Setting the heating: Use the heating button to select levels 1-3 or OFF. Note: The heating function cannot be used without using other functions.


- Selecting the preset massage modes: After switching on the device, use the mode button to switch between mode 1, mode 2 and mode 3.
Select the massage mode that is most comfortable for you.

4. Automatic switch-off



The device switches off automatically after 20 minutes of operation.
To force a switch-off, press and hold the On/Off/ MODE button on the remote control for a few seconds.

5. Operating the permanently installed base unit



You can only switch the massager on and off completely using the ON/OFF button on the base unit.

The default settings for the switch-on button on the base unit are: M1 mode, intensity level 1 and heating off.

To change the mode, set the intensity or control the heating, you must use the remote control.

Operation with the remote control

The remote control can be easily lifted off the base unit.

However, it can also remain on the base unit when using it for individual settings.

1. Massage mode display

Mode 1, Mode 2, Mode 3

2. Intensity display

Intensity 1, Intensity 2, Intensity 3, Intensity 4, Intensity 5

3. Heating intensity display


Intensity 1, Intensity 2, Intensity 3

4. Button for setting the intensity level




5. On/Off/Mode button for the default settings:

Mode 1, intensity level 3, heating level 1

6. Button for setting the heating intensity



Removing the remote control cover and inserting a battery (CR2032)



1. Use the cut-out to open the back of the remote control and remove the cover. We recommend using a tool to remove the cover, taking care with your hands. Remove the battery.

2. Insert a new battery (CR2032) as shown in the illustration and then push it in from top to bottom. Please note the correct polarity (+ / -) of the battery.

3. Insert the wider tab on the cover into the opening (1) and then press on the lower part of the cover until you hear a click in the lower opening (2).

Cleaning and care

Remote control / main control unit

Wipe the remote control and the main control unit carefully with a soft cloth and store them in a safe and clean place.

Outer fabric

Never wash the calf and thigh massager in water.

Only wipe the soiled areas lightly with a damp cloth and a mild detergent if necessary. Do not use abrasive cleaning agents or harsh chemicals. Do not use any metallic cleaning objects.

General safety instructions for non-removable batteries



- Batteries may only be charged by children under adult supervision. Please keep away from children at all times.
- The electrolytes and electrolyte vapors contained in a rechargeable battery are harmful to health. Avoid direct contact at all times. If electrolytes come into contact with skin, eyes or other parts of the body, rinse immediately with plenty of fresh water. Then consult a doctor.
- Stop use or the charging process immediately if the battery swells, leaks, has a high temperature or emits smoke and strong odors.
- If you do not use the device for a longer period of time, charge it in between. Connected batteries can become deeply discharged and must then no longer be used or charged.
- Do not immerse batteries in water.
- Do not short-circuit the battery (connect + and - polarity).
- Do not disassemble or open batteries, as this can lead to burns from the electrolytes.
- Do not expose batteries to excessive heat, e.g. direct sunlight, fire or similar. Do not place them on a heater.
- Do not dispose of rechargeable batteries by destroying or burning them and do not dispose of them in household waste. Dispose of them in accordance with local regulations.
- Please note that the end user is legally obliged to return used batteries and that used batteries can be returned to dealers free of charge.

Guarantee/warranty

The warranty period is 24 months from the date of purchase. This includes a 6-month guarantee from the date of purchase. We grant a 6-month guarantee on the battery.

The geographical scope of the warranty cover is Europe-wide. The proof of purchase serves as proof. The product has been thoroughly checked for quality and functionality before dispatch.

The guarantee is excluded in the following cases

- if the product has been modified
- if it has been used in a manner other than that specified above
- if it has been dropped

If you make a claim under the guarantee/warranty, please return the complete product in transport-safe packaging to the point of sale from which the product was purchased. Describe the recognized defect in the product and enclose the original proof of purchase with the consignment. The seller reserves the right to subsequent fulfilment before reimbursement of the purchase price. Necessary transport costs will be reimbursed to the customer if a justified claim under the statutory guarantee/warranty is established. The utilization of statutory warranty rights is free of charge.



CE Declaration of Conformity

Mobiset GmbH hereby declares that this product is in conformity with the essential requirements of the applicable European directives.

General information

Copyright

This document is protected by copyright. Any duplication or reprinting, even in part, as well as the reproduction of the illustrations, even in modified form, is only permitted with the written consent of the manufacturer.

Notes on environmental protection



The packaging materials used are recyclable. Dispose of packaging materials that are no longer required in accordance with local regulations.



This product must not be disposed of with normal household waste within the European Union. Dispose of the device in accordance with regional regulations.

Nous vous remercions d'avoir acheté notre masseur de mollets et de cuisses SEECODE, qui vous permet de masser vos mollets et aussi vos cuisses séparément. Le design ergonomique s'adapte bien aux mollets ou aux cuisses et soutient ainsi également le massage par compression.

L'appareil de massage des mollets et des cuisses masse la musculature en alternant la pression exercée par les coussins d'air dynamiques. Ce massage de compression favorise la circulation sanguine en général et soutient la musculature des jambes - même après un entraînement par exemple.

Pour que vous puissiez profiter longtemps de votre appareil de massage des mollets et des cuisses SEECODE et l'utiliser pleinement, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et prêter une attention particulière aux informations relatives à la sécurité avant d'utiliser l'appareil de massage des mollets et des cuisses SEECODE afin d'éviter tout dommage dû à une mauvaise manipulation.

Si vous confiez l'appareil de massage des mollets et des cuisses SEECODE à un tiers, ce mode d'emploi devrait également lui être remis. Veuillez également conserver le mode d'emploi pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Consignes de sécurité importantes pour votre santé, à respecter !

Clause de non-responsabilité - Risques pour la santé liés à l'utilisation de l'appareil de massage

- L'utilisation de l'appareil de massage des mollets et des cuisses se fait sous votre propre responsabilité. L'appareil n'est pas destiné à remplacer les traitements médicaux ou les mesures physio thérapeutiques. En cas de problèmes de santé existants, notamment au niveau des muscles, des nerfs ou de la circulation sanguine, il convient de consulter un médecin ou un professionnel de la santé avant toute utilisation.
- De même, en cas de suspicion de thrombose, d'hypertension, de diabète ou de maladie cardiaque, le médecin traitant doit être consulté avant toute utilisation.
- Le fabricant/distributeur décline toute responsabilité en cas de problèmes de santé dus à une utilisation inappropriée ou au non-respect du mode d'emploi. Les personnes souffrant de maladies aiguës ou chroniques, les femmes enceintes ainsi que les porteurs d'implants médicaux (p. ex. stimulateur cardiaque) ne doivent utiliser l'appareil qu'après avoir consulté un médecin.
- Ce produit ne convient pas aux patients qui viennent de subir une opération ou qui souffrent de brûlures, d'inflammations cutanées, de peau sensible et de maladies purulentes.

Caractéristiques techniques

Circonférence maximale des jambes : avec brassard large pour les cuisses jusqu'à 74 cm, avec brassard étroit pour les mollets jusqu'à 65 cm

Batteries : 1 x 2500 mAh lithium-ion chacune (batterie intégrée)

Pile des télécommandes : 1 x CR2032 chacune (remplaçable)

Câble de charge : câble de raccordement USB-C / USB-A (Bloc d'alimentation 5V, 2A non fournie)

Puissance : 8 watts

Tension d'entrée : 5 volts

Intensité de massage : 3 modes de massage, 3 modes de chaleur et 5 modes d'intensité réglables

Niveaux de chauffage : 37 °C, 42 °C et 47 °C

Arrêt automatique : après 20 minutes

Dimensions : 70 x 30 cm avec raccord étroit à l'unité de massage pour les mollets et
79 x 30 cm avec raccord large à l'unité de massage pour les cuisses

Poids : 900 grammes (les deux unités de massage)

Matériau extérieur : polyester

Temps de charge : env. 3 heures lorsque la batterie est complètement déchargée

Autonomie : env, selon le mode sélectionné

Contenu de la livraison

2 x masseur de mollets et de cuisses avec unité de base fixe

Pour chaque appareil, une télécommande, à utiliser également sur l'unité de base comme appareil de commande

2 connecteurs pour utilisation sur les mollets ou sur les cuisses

Câble de charge de la batterie (Bloc d'alimentation non comprise dans la livraison)


Mode d'emploi

Remarques importantes, à lire et à respecter !

- Les appareils de massage sont marqués d'un L pour l'utilisation sur la jambe gauche et d'un R pour l'utilisation sur la jambe droite. Veuillez utiliser la version marquée d'un L pour la jambe gauche et celle marquée d'un R pour la jambe droite.
- Conservez le masseur de mollets et de cuisses hors de portée des enfants. Ne permettez pas aux enfants de jouer avec ce produit comme un jouet.
- Ne rincez pas l'appareil sous l'eau courante et ne le mettez pas dans l'eau.
- N'utilisez pas le masseur de nuque et d'épaules s'il est défectueux de quelque manière que ce soit.
- N'utilisez pas le produit pendant le sommeil, après avoir bu beaucoup de liquide ou après avoir consommé de l'alcool. Si une douleur excessive ou des troubles cutanés apparaissent pendant l'utilisation, cessez immédiatement d'utiliser le masseur et consultez un médecin.
- Cessez immédiatement d'utiliser le produit s'il se déforme ou surchauffe.
- N'utilisez pas le produit dans un environnement humide, près d'un feu ou en présence de plaies sur la peau.

- Même avec le réglage de température le plus bas, les personnes ayant une peau très sensible peuvent souffrir de brûlures. Lorsque vous utilisez la fonction de chauffage, assurez-vous qu'il n'y a pas d'anomalies cutanées, surtout avant de prolonger la durée d'utilisation. L'état de la peau variant d'une personne à l'autre, la température ressentie peut être différente.
- Débranchez l'appareil une fois qu'il est chargé.
- Ne vous tenez pas debout sur l'appareil.
- Si l'appareil est endommagé, cessez immédiatement de l'utiliser afin d'éviter tout dommage accidentel.
- N'utilisez pas de câble d'alimentation ou de fiche endommagés. Si le câble ou la fiche de l'adaptateur secteur est endommagé, faites-le remplacer par un professionnel.

Recharge de la batterie



1. La prise de charge se trouve sur le côté de chaque unité de base fixe.

Utilisez uniquement le câble de chargement fourni pour la recharge. (Bloc d'alimentation n'est pas fourni)

2. Le produit ne peut pas être utilisé pendant le chargement.

Pendant le chargement, vous pouvez vérifier l'état de chargement sur l'unité de base. Pendant le chargement de la batterie, les icônes de charge à 25%, 50%, 70% et 100% s'allument.

3. Selon l'état de charge de la batterie, il faut jusqu'à 3 heures pour qu'elle soit complètement chargée.

Remarque importante: Principes de base pour la mise en marche et l'arrêt de l'appareil de massage

Retirez la télécommande de l'unité de base fixe.

Avant d'utiliser la télécommande, allumez toujours l'appareil de massage en appuyant fermement sur le bouton ON/OFF de l'unité de base pendant quelques secondes.

Lorsque l'appareil est mis en marche, le programme standard démarre immédiatement avec les réglages :

Mode 1

Intensité de massage 1


Niveau de chaleur 1

Pour éteindre le masseur, appuyez à nouveau sur le bouton ON/OFF de l'unité de base pendant quelques secondes.

Une fois l'appareil éteint, l'air s'échappe lentement des chambres à air. N'essayez PAS d'expulser l'air en appuyant sur le brassard !

Utilisation du masseur de mollets et de cuisses

1. Mise en place du masseur



Vérifiez d'abord de quel côté vous pouvez mettre votre masseur en vous référant à l'indication (G ou D) figurant sur l'étiquette du produit.

Remarque: pour une utilisation sur le mollet, veuillez choisir le connecteur le plus étroit, pour une utilisation sur la cuisse, veuillez choisir le connecteur le plus large. Ils sont fixés à l'unité de massage à l'aide d'une fermeture éclair.


Placez l'unité de massage autour de votre mollet ou de votre cuisse et réglez l'ajustement en fonction de la circonférence de votre jambe à l'aide des fermetures velcro.

Remarque : veillez à ce que l'appareil de massage soit confortable, mais pas trop serré, et placez-le de manière à ce que l'unité de commande soit orientée vers l'extérieur.

Ajustez également la taille à l'aide des bandes velcro en fonction de l'intensité souhaitée.

Si la pression exercée par le masseur est trop forte pour vous, arrêtez immédiatement l'utilisation en appuyant sur le bouton marche/arrêt ou ouvrez immédiatement la fermeture éclair des connecteurs.

Utilisation de l'unité de base



1. Indicateur de charge de 25% à 100%


2. Bouton marche/arrêt

Ce bouton confirme que le masseur est en marche en émettant un „bip“.

Les réglages par défaut sont les suivants : Mode de massage M1, Intensité L1, Chauffage éteint.

3. Point de visée de la télécommande : lorsque vous utilisez la télécommande, veuillez la diriger vers l'unité de base.


2. Mise en marche de la télécommande



Appuyez sur la touche marche/arrêt/MODE de la télécommande pendant quelques secondes.

Les réglages de mode actuellement définis s'allument sur l'écran.

3. Effectuer des réglages individuels




Pour régler le mode, l'intensité et le chauffage, utilisez les touches correspondantes de la télécommande.

- Réglage de l'intensité : utilisez la touche Intensité pour sélectionner l'intensité sur les niveaux 1 à 5.
- Réglage du chauffage : utilisez le bouton de chauffage pour sélectionner les niveaux 1-3 ou OFF. Remarque : la fonction de chauffage ne peut pas être utilisée sans l'utilisation

d'autres fonctions.


- Sélection des modes de massage prédéfinis : après avoir allumé l'appareil, utilisez le bouton de mode pour basculer entre le mode 1, le mode 2 et le mode 3. Sélectionnez le mode de massage le plus confortable pour vous.

4. Arrêt automatique



L'appareil s'éteint automatiquement après 20 minutes de fonctionnement.
Pour forcer l'arrêt, maintenez la touche Marche/Arrêt/MODE de la télécommande enfoncée pendant quelques secondes.

5. Utilisation de l'unité de base fixe



Seul le bouton ON/OFF de l'unité de base permet d'allumer et d'éteindre complètement l'appareil de massage.

Les réglages par défaut du bouton de mise en marche de l'unité principale sont les suivants : Mode M1, niveau d'intensité 1 et chauffage éteint.

Pour changer de mode, régler l'intensité ou contrôler le chauffage, vous devez utiliser la télécommande.

Utilisation de la télécommande

La télécommande se soulève facilement de l'unité de base.

Elle peut également rester sur l'unité de base lors de l'utilisation pour les réglages individuels.

1. Indicateur du mode de massage

Mode 1, Mode 2, Mode 3

2. Indicateur d'intensité

Intensité 1, Intensité 2, Intensité 3, Intensité 4, Intensité 5


3. Indicateur d'intensité de chauffage

Intensité 1, Intensité 2, Intensité 3




4. Bouton de réglage de l'intensité

5. Bouton marche/arrêt/mode pour les réglages par défaut : Mode 1, Intensité 3, Chauffage Niveau 1

6. Bouton de réglage de l'intensité du chauffage



Retrait du couvercle de la télécommande et insertion d'une pile (CR2032)



1. Ouvrez l'arrière de la télécommande à l'aide de l'encoche et retirez le couvercle. Nous vous recommandons d'utiliser un outil pour retirer le couvercle, faites attention avec vos mains. Retirez la pile.

2. Insérez une nouvelle pile (CR2032), comme indiqué sur l'illustration, puis insérez-la de haut en bas. Veillez à respecter la polarité (+ / -) de la pile.

3. Insérez la languette la plus large du couvercle dans l'ouverture (1), puis appuyez sur la partie inférieure du couvercle jusqu'à ce que vous entendiez un clic dans l'ouverture inférieure (2).

Nettoyage et entretien

Télécommande / unité de contrôle principale

Essayez délicatement la télécommande et l'unité de contrôle principale avec un chiffon doux et rangez-les dans un endroit sûr et propre.

Tissu extérieur

Ne lavez jamais l'appareil de massage des mollets et des cuisses dans l'eau.

Essayez seulement légèrement les zones sales avec un chiffon éventuellement humide et un détergent doux. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou de produits chimiques agressifs. N'utilisez pas d'objets de nettoyage métalliques.

Consignes de sécurité générales pour les batteries non amovibles



- Les batteries ne peuvent être rechargées par des enfants que sous la surveillance d'un adulte. Veuillez toujours les tenir hors de portée des enfants.
- L'électrolyte et les vapeurs d'électrolyte contenus dans une batterie sont nocifs pour la santé. Évitez dans tous les cas tout contact direct. En cas de contact des électrolytes avec la peau, les yeux ou d'autres parties du corps, il faut immédiatement rincer ou essuyer avec suffisamment d'eau fraîche. Consultez ensuite un médecin.
- Arrêtez immédiatement l'utilisation ou le chargement si la batterie gonfle, fuit, présente une température élevée ou si elle dégage de la fumée ou une forte odeur.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, rechargez-le de temps en temps. Les batteries connectées peuvent se décharger profondément et ne doivent alors plus être utilisées ou rechargées.
- N'immergez pas les batteries dans l'eau.
- Ne court-circuitez pas l'accu (reliez les polarités + et -).
- Ne démontez pas et n'ouvrez pas les batteries, car cela peut entraîner des brûlures dues à l'électrolyte.
- N'exposez pas les batteries à un fort dégagement de chaleur, par exemple au soleil direct, au feu ou à d'autres sources similaires. Ne les placez pas sur un radiateur.
- Ne détruisez pas les batteries, ne les brûlez pas et ne les jetez pas dans les ordures ménagères. Pour l'élimination, respectez les prescriptions locales en vigueur.
- Veuillez tenir compte de l'obligation légale de retour des piles usagées par l'utilisateur final et de la possibilité de retourner gratuitement les piles usagées chez les revendeurs.

Garantie/garantie

Le délai de garantie est de 24 mois à compter de la date d'achat. Cela inclut une garantie de 6 mois à partir de la date d'achat. Nous accordons une garantie de 6 mois sur la batterie.

La couverture géographique de la garantie s'étend à toute l'Europe. La preuve d'achat fait office de justificatif. La qualité et la fonctionnalité du produit ont été minutieusement contrôlées avant l'envoi. La garantie est exclue dans les cas suivants :

- en cas de modification du produit
- en cas d'utilisation autre que celle mentionnée ci-dessus
- en cas de dommages dus à une chute

En cas de recours à la garantie, veuillez renvoyer le produit complet dans un emballage garantissant son transport au point de vente qui l'a acheté. Décrivez le défaut constaté sur le produit et joignez à l'envoi la preuve d'achat originale. Le vendeur se réserve le droit de réparer le produit avant de rembourser le prix d'achat. Les frais de transport nécessaires seront remboursés à la clientèle en cas de constatation d'un droit justifié de la garantie légale/du droit de garantie. Le recours aux droits légaux en matière de vices est gratuit.



Déclaration de conformité CE

Par la présente, Mobiset GmbH déclare que ce produit est en conformité avec les exigences essentielles des directives européennes applicables.

Remarques générales

Droits d'auteur

Ce document est protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction ou réimpression, même partielle, ainsi que la représentation des illustrations, même modifiées, ne sont autorisées qu'avec l'accord écrit du fabricant.

Remarques relatives à la protection de l'environnement



Les matériaux d'emballage utilisés sont recyclables. Éliminez les matériaux d'emballage qui ne sont plus utilisés conformément aux réglementations locales en vigueur.



Dans l'Union européenne, ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers normaux. Éliminez l'appareil conformément aux réglementations régionales.

Bedankt voor de aankoop van ons SEECODE kuit- en dij massagetoestel, waarmee je je kuit en dijen afzonderlijk kunt masseren. Het ergonomische ontwerp past zich goed aan de kuit en dijen aan en ondersteunt daarom ook de compressiemassage.

Het kuit- en dijbeenmassageapparaat masseert de spieren door de druk die wordt uitgeoefend door de dynamische luchtkussens af te wisselen. Deze compressiemassage bevordert de bloedsomloop in het algemeen en ondersteunt de beenspieren - zelfs na een training bijvoorbeeld.

Om ervoor te zorgen u lang plezier hebt van uw SEECODE kuit- en dij-massageapparaat en het optimaal kunt gebruiken, verzoeken wij u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen en vooral ook de veiligheidsvoorschriften in acht te nemen voordat u het SEECODE kuit- en dij-massageapparaat in gebruik neemt, om schade door onjuist gebruik te voorkomen.

Als u het SEECODE-kuit- en dij-massageapparaat aan derden geeft, moet u deze bedieningshandleiding meegeven. Bewaar de gebruiksaanwijzing ook voor toekomstig gebruik.

Belangrijke veiligheidsinstructies voor uw gezondheid, in acht nemen!

Disclaimer - Gezondheidsrisico's bij gebruik van het massageapparaat

- Het gebruik van het kuit- en dijbeenmassageapparaat is op eigen risico. Het apparaat is niet bedoeld als vervanging van medische behandeling of fysiotherapie. Bij bestaande gezondheidsklachten, met name op het gebied van spieren, zenuwen of bloedsomloop, moet voor gebruik een arts of medisch deskundige worden geraadpleegd.
- Als er een verdenking is op trombose, hoge bloeddruk, diabetes of hartaandoeningen, moet de behandelend arts ook worden geraadpleegd voor gebruik.
- De fabrikant/distributeur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de gezondheid als gevolg van onjuist gebruik of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing. Personen met acute of chronische ziekten, zwangere vrouwen en personen met medische implantaten (bijv. pacemakers) mogen het apparaat alleen gebruiken na overleg met een arts.
- Dit product is niet geschikt voor patiënten die onlangs zijn geopereerd of die last hebben van brandwonden, huidontstekingen, gevoelige huid en etterende aandoeningen.

Technische gegevens

Maximale beenomtrek: met brede manchetten voor de dijen tot 74 cm,
met smalle manchetomtrek voor kuiten tot 65 cm

Batterijen: elk 1 x 2500 mAh lithium-ion batterij (geïntegreerde batterij)

Batterij afstandsbediening: 1 x CR2032 elk (vervangbaar)

Oplaadkabel: USB-C / USB-A aansluitkabel (Voeding 5V, 2A niet meegeleverd)

Vermogen: 8 watt

Ingangsspanning: 5 Volt

Massage-intensiteit: 3 massagemodi, 3 warmtemodi en 5 intensiteitsmodi kunnen worden ingesteld

Verwarmingsniveaus: 37°C, 40°C en 47°C

Automatische uitschakeling: na 20 minuten

Afmetingen: 70 x 30 cm met smal verbindingstuk naar de massage-unit voor de kuiten en de rug.
79 x 30 cm met breed verbindingstuk naar de massage-eenheid voor de dijen

Gewicht: 900 gram (beide massage-eenheden)

Buitenmateriaal: Polyester

Oplaaftijd: ongeveer 3 uur als de batterij volledig ontladen is

Looptijd: ongeveer 1,5 uur, afhankelijk van de geselecteerde modus

Omvang van de levering

2 x kuit- en dijbeenmassageapparaat met vaste basiseenheid

Eén afstandsbediening per apparaat, kan ook worden gebruikt als bedieningseenheid op het basisstation

2 aansluitingen voor gebruik op de kuiten of dijen

Accu-oplaadkabel (Voeding niet meegeleverd)

Bedieningsinstructies


Belangrijke opmerkingen, lees en let op!

- Op de massagers staat een L voor gebruik op het linkerbeen en een R voor gebruik op het rechterbeen. Gebruik de versie met de L voor het linkerbeen en de versie met de R voor het rechterbeen.
- Houd het kuit- en dijbeen massageapparaat buiten het bereik van kinderen. Laat kinderen niet met dit product spelen als speelgoed.
- Spoel het apparaat niet af onder stromend water en leg het niet in water.
- Gebruik het nek- en schoudermassageapparaat niet als het op een of andere manier defect is.
- Gebruik het product niet tijdens de slaap, na veel vochtinname of na het drinken van alcohol. Als je overmatige pijn of huidongemakken ervaart tijdens het gebruik, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het massageapparaat en raadpleeg een arts.
- Stop het gebruik van het product onmiddellijk als het vervormd of oververhit raakt.
- Gebruik het product niet in een vochtige omgeving, in de buurt van vuur of als er wondjes op de huid zitten.
- Zelfs bij de laagste temperatuurinstelling kunnen mensen met een zeer gevoelige huid

brandwonden oplopen. Controleer bij gebruik van de verwarmingsfunctie of er geen huidafwijkingen zijn, vooral voordat u de gebruikstijd verlengt. Aangezien individuele huidaandoeningen variëren, kan de waargenomen temperatuur verschillen.

- Trek de stekker uit het stopcontact nadat het apparaat is opgeladen.
- Ga niet op het apparaat staan.
- Als het apparaat beschadigd is, moet u het onmiddellijk uitschakelen om onopzettelijke schade te voorkomen.
- Gebruik geen beschadigde voedingskabels of stekkers. Als de kabel of stekker van de voedingseenheid beschadigd is, laat deze dan vervangen door een specialist.

De batterij opladen



1. De oplaadaansluiting bevindt zich aan de zijkant van het desbetreffende vast gemonteerde basisstation. Gebruik voor het opladen alleen de meegeleverde oplaadkabel. (Voeding niet meegeleverd)

2. Het product kan niet worden gebruikt tijdens het opladen.

Tijdens het opladen kunt u de oplaadstatus op het basisstation . Terwijl de batterij wordt opgeladen, lichten de symbolen voor 25%, 50%, 70% en 100% lading op.

3. Afhankelijk van de laadstatus van de batterij kan het tot 3 uur duren voor de batterij volledig is opgeladen.

Belangrijke opmerking: het in- en uitschakelen van het massageapparaat is principieel

Verwijder de afstandsbediening uit het vast gemonteerde basisstation.

Schakel het apparaat altijd in voordat u de afstandsbediening gebruikt door de AAN/UIT-knop op het basisstation enkele seconden ingedrukt te houden.

Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, start het standaardprogramma met de instellingen onmiddellijk:

Modus 1

Massage-intensiteit 1


Warmteniveau 1

Om het massageapparaat uit te schakelen, drukt u nogmaals een paar seconden op de AAN/UIT-knop op het basisstation.

Na het uitschakelen van het apparaat ontsnapt de lucht langzaam uit de luchtkamers. Probeer NIET op de manchet te drukken om de lucht eruit te persen!

Het kuit- en dijbeenmassageapparaat bedienen

1. Het massageapparaat aandoen



Controleer eerst aan welke kant je je massageapparaat kunt plaatsen aan de hand van de informatie (L of R) op het productlabel.

Opmerking: Voor gebruik op de kuit kiest u het smallere verbindingsstuk; voor gebruik op de dij kiest u het bredere verbindingsstuk. Deze worden aan de massage-eenheid bevestigd met een ritssluiting.


Plaats het massageapparaat rond je kuit of dij en pas de pasvorm aan je beenomtrek aan met de klittenbandsluitingen.

Opmerking: Zorg voor een comfortabele, niet te strakke pasvorm en plaats het massageapparaat zo dat de besturingseenheid naar buiten is gericht.

Gebruik het klittenband om de maat aan te passen aan het gewenste intensiteitsniveau.

Als de druk van het massageapparaat te sterk voor je wordt, stop dan onmiddellijk met het gebruik door op de aan/uit-knop te drukken of open onmiddellijk de rits van de verbindingsstukken.

Het basisstation bedienen




1. Laadniveau-indicator van 25% tot 100% lading

2. Aan- en uitknop

Dit bevestigt met een „piep“ dat het apparaat is ingeschakeld.
De standaardinstellingen zijn: Massagemodus M1, intensiteit L1,
Verwarming uit.

3. Richtpunt afstandsbediening: Richt de afstandsbediening op
het basisstation.


2. Schakel de afstandsbediening in



Druk enkele seconden op de knop On/Off/MODE
op de afstandsbediening.

De momenteel ingestelde modusinstellingen
lichten op het display op.

3. Individuele instellingen maken




Gebruik de bijbehorende knoppen op de
afstandsbediening om de modus, intensiteit en
verwarming in te stellen.

- De intensiteit instellen: Gebruik de intensiteitsknop om de intensiteit in niveaus 1 tot 5 te selecteren.
- Verwarming instellen: Gebruik de verwarmingstoets om niveaus 1-3 of OFF te selecteren.
Opmerking: De verwarmingsfunctie kan niet worden gebruikt zonder andere functies te gebruiken.

- De vooraf ingestelde massagemodi selecteren: Nadat je het apparaat hebt ingeschakeld, gebruik je de modusknop om tussen modus 1, modus 2 en modus 3 te schakelen. Selecteer de massagestand die voor jou het meest comfortabel is.


4. Automatische uitschakeling



Het apparaat schakelt na 20 minuten automatisch uit.

Om een uitschakeling te forceren, houdt u de knop On/Off/MODE op de afstandsbediening enkele seconden ingedrukt.

5. Bediening van het vast gemonteerde basisstation



Je kunt het apparaat alleen volledig in- en uitschakelen met de AAN/UIT-knop op het basisstation.

De standaardinstellingen voor de inschakelknop van het hoofdtoestel zijn: M1-modus, intensiteitsniveau 1 en verwarming uit.

Om de modus te wijzigen, de intensiteit aan te passen of de verwarming te regelen, moet u de afstandsbediening gebruiken.

Bediening met de afstandsbediening

De afstandsbediening kan gemakkelijk van het basisstation worden getild.

Het kan echter ook op het basisstation blijven tijdens het gebruik voor aangepaste instellingen.

1. Weergave massagemodus

Modus 1, Modus 2, Modus 3

2. Weergave intensiteit

Sterkte 1, Sterkte 2, Sterkte 3, Sterkte 4, Sterkte 5


3. Weergave verwarmingsintensiteit

Sterkte 1, Sterkte 2, Sterkte 3




4. Knop om het intensiteitsniveau in te stellen

5. Aan/Uit/Modus-knop voor de standaardinstellingen: Modus 1, intensiteitsniveau 3, verwarmingsniveau 1

6. Knop om het verwarmingsniveau in te stellen



Het klepje van de afstandsbediening verwijderen en een batterij plaatsen (CR2032)



1. Gebruik de inkeping om de achterkant van de afstandsbediening te openen en verwijder het klepje. We raden aan om een gereedschap te gebruiken om het klepje te verwijderen en daarbij voorzichtig te zijn met uw handen. Verwijder de batterij.

2. Plaats een nieuwe batterij (CR2032) zoals aangegeven in de afbeelding en druk deze van boven naar beneden in. Let op de juiste polariteit (+ / -) van de batterij.

3. Steek het bredere lipje op het deksel in de opening (1) en druk vervolgens op het onderste deel van het deksel totdat u een klik hoort in de onderste opening (2).

Reiniging en verzorging

Afstandsbediening / hoofdbediening

Veeg de afstandsbediening en de hoofdbediening voorzichtig af met een zachte doek en bewaar ze op een veilige en schone plaats.

Buitenstof

Was het kuit- en dijbeen massageapparaat nooit in water.

Veeg de vervuilde gebieden slechts lichtjes af met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel indien nodig. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of agressieve chemicaliën. Gebruik geen metalen reinigingsvoorwerpen.

Algemene veiligheidsinstructies voor niet-verwijderbare batterijen



- Batterijen mogen alleen worden opgeladen door kinderen onder toezicht van een volwassene. Houd ze altijd uit de buurt van kinderen.
- De elektrolyten en elektrolytdampen in een oplaadbare batterij zijn schadelijk voor de gezondheid. Vermijd te allen tijde direct contact. Als de elektrolyten in contact komen met de huid, ogen of andere lichaamsdelen, spoel ze dan onmiddellijk af met veel vers water. Raadpleeg daarna een arts.
- Stop het gebruik of het opladen onmiddellijk als de batterij opzwellt, lekt, een hoge temperatuur heeft of rook of sterke geuren afgeeft.
- Als je het apparaat langere tijd niet gebruikt, laad het dan tussendoor op. Aangesloten batterijen kunnen diep ontladen raken en mogen dan niet meer gebruikt of opgeladen worden.
- Dompel batterijen niet onder in water.
- Sluit de batterij niet kort (verbind + en - polariteit).
- Haal batterijen niet uit elkaar en open ze niet, want dit kan leiden tot brandwonden door de elektrolyten.
- Stel batterijen niet bloot aan overmatige hitte, bijv. direct zonlicht, vuur of iets dergelijks. Leg ze niet op een verwarming.
- Gooi oplaadbare batterijen niet weg door ze te vernietigen of te verbranden en gooi ze niet bij het huishoudelijk afval. Gooi ze weg volgens de plaatselijke voorschriften.
- Houd er rekening mee dat de eindgebruiker wettelijk verplicht is om gebruikte batterijen in te leveren en dat gebruikte batterijen gratis kunnen worden ingeleverd bij dealers.

Garantie

De garantieperiode is 24 maanden vanaf de aankoopdatum. Dit is inclusief 6 maanden garantie vanaf de aankoopdatum. We geven 6 maanden garantie op de batterij.

De geografische dekking van de garantie geldt voor heel Europa. Het aankoopbewijs dient als bewijs hiervan. Het product is voor verzending grondig gecontroleerd op kwaliteit en functionaliteit. De garantie is uitgesloten in de volgende gevallen:

- in geval van wijzigingen aan het product
- voor ander gebruik dan hierboven aangegeven
- Bij valschaad

Als u een beroep doet op de garantie, stuur dan het volledige product in een transportveilige verpakking terug naar het verkooppunt waar u het product hebt gekocht. Beschrijf het erkende defect aan het product en voeg het originele aankoopbewijs bij de zending. De verkoper behoudt zich het recht op nakoming achteraf voor voordat de aankoopprijs wordt terugbetaald. Noodzakelijke transportkosten worden aan de klant vergoed als een gerechtvaardigde claim onder de wettelijke garantie wordt vastgesteld. Het gebruik van wettelijke garantierechten is gratis.



CE-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart Mobiset GmbH dat dit product voldoet aan de essentiële eisen van de toepasselijke Europese richtlijnen.

Algemene informatie

Copyright

Dit document is auteursrechtelijk beschermd. Elke reproductie of herdruk, zelfs gedeeltelijk, evenals de reproductie van de illustraties, zelfs in gewijzigde vorm, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de fabrikant.

Opmerkingen over milieubescherming



De gebruikte verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar. Gooi verpakkingsmateriaal dat niet langer nodig is weg volgens de plaatselijke voorschriften.



Dit product mag niet weggegooid worden met het normale huishoudelijke afval binnen de Europese Unie. Gooi het apparaat weg volgens de regionale voorschriften.



**EU-Konformitätserklärung
DECLARATION OF CONFIRMITY**

Mobiset GmbH
Rösrather Str. 333
D-51107 Köln
Tel.: 0221 – 98 95 20

erklärt hiermit, dass das nachfolgend aufgeführte Produkt bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen folgender Richtlinien entspricht:
Declares herewith, that the products designated below comply with the relevant fundamental requirements of the following EG directives:

EMC 2014/30/EU

ROHS 2011/65/EU and its amendment Directive EU 2015/863 / EU 2017/2102

REACH Regulation (EC) No 1907/2006 (according to Article 33)

Produkt / product: SEECODE WADEN- UND OBERSCHENKEL-MASSAGEGERÄT
SEECODE CALF AND THIGH MASSAGER

Typ/Type: 20422 / 237-880

Folgende Normen wurden angewendet: *following Standards are used:*

IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013/AMD 1:2017, IEC 62321-5:2013,
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017,
IEC 62321-8:2017.
EN IEC 61000-6-3:2021, EN IEC 61000-6-1:2019.
EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2020.
EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021.

Köln, Cologne
15.04.2025

Dietmar Jung CEO / Geschäftsführer